

## Champs protecteurs convexes - L'ensemble des options disponibles

Les champs protecteurs convexes permettent d'offrir un ajustement fiable et sécuritaire. Il est important de choisir le bon produit en fonction de la protusion de la stomie et des plis cutanés autour de la stomie. Le type de convexité fera en sorte que le champ protecteur sera en contact direct avec la peau péristomiale.

La zone de contact entre le champ protecteur et la peau dépend de la profondeur, de la rigidité et du gradient de la convexité. La forme de l'abdomen a également un impact direct sur cette zone de contact. Par exemple, un champ protecteur avec convexité souple peut se plier légèrement pour mieux suivre les mouvements du corps; alors qu'un champ protecteur avec convexité rigide ne pourra vous offrir une telle souplesse. Il est donc important de se fier à l'évaluation du professionnel de la santé et à ses connaissances cliniques pour choisir le bon produit.

### EXEMPLES DE CHAMPS PROTECTEURS

### SITUATIONS CLINIQUES POSSIBLES



**Champ protecteur plat**



#### Champ protecteur plat

- Peau péristomiale plane
- Protusion adéquate de la stomie
- Bouche de stomie centrée



**Champ protecteur plat avec anneau plat ou convexe**



#### Convexité flexible

- Stomie au niveau de la peau
- Peau péristomiale avec plis
- Bouche de stomie non centrée



**Champ protecteur avec convexité souple intégrée**



#### Convexité souple

- Légère pression nécessaire au niveau de la peau péristomiale
- Stomie au niveau de la peau
- Lésions péristomiales



**Champ protecteur avec convexité intégrée**



#### Convexité ferme

- Plis cutanés importants
- Bouche de stomie non centrée
- Stomie sous la surface cutanée



**Champ protecteur avec convexité intégrée et anneau plat ou convexe**



#### Convexité ferme avec profondeur ajoutée

- Stomie invaginée
- Bouche de stomie non centrée
- Plis cutanés importants

## Champs protecteurs convexes - L'ensemble des options disponibles

### Références

- 1 Colwell JC, Goldberg MT & Carmel JE (Eds). (2015). WOCN® Society Core Curriculum Ostomy Management. Chapter 10. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer.
- 2 Hoeflok J, Salvadalena G, Pridham S, Droste W, McNichol L, Gray M. Use of convexity in ostomy care: Results of an International Consensus Meeting. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2017 Jan/Feb;44(1):55-62.

Pour toute question sur nos produits et services, ou pour obtenir des échantillons, veuillez nous contacter au **1 800 263-7400** (Canada) ou **1 888 808-7456** (aux États-Unis)

Des suivis routiniers avec un professionnel de la santé sont recommandés.

Assurez-vous de consulter le mode d'emploi avant d'utiliser un produit ou accessoire de stomie.

Le logo Hollister et Peau saine. Résultats positifs. sont des marques de commerce de Hollister Incorporated. Hollister Incorporated 2017.

**Hollister Incorporated**  
2000 Hollister Drive  
Libertyville, Illinois 60048  
1.800.323.4060

[www.hollister.com](http://www.hollister.com)

**Hollister Limited**  
95 Mary Street  
Aurora, Ontario L4G 1G3  
1.800.263.7400