



Faire une différence dans le parcours de la vie

Catalogue de produits 2022

A man in a dark suit, white shirt, patterned tie, and a straw boater hat with a dark band is sitting on a wooden chair. He is looking off to the side with a thoughtful expression, his hand resting on his chin. The background is a blurred outdoor setting with other wooden chairs and a stone wall.

Les valeurs et principes fondamentaux de notre fondateur, John Dickinson Schneider, constituent aujourd'hui la base de notre entreprise.

Notre Mission

Rendre plus digne et gratifiante la vie des personnes qui utilisent nos produits et nos services.

Notre Vision

Croître et prospérer en tant qu'entreprise indépendante détenue par ses employés et en profiter pour devenir de meilleurs êtres humains.

Notre patrimoine

Hollister Limited a vu le jour en 1921, lorsque John Dickinson Schneider, alors âgé de 23 ans, fonda une petite entreprise spécialisée dans l'imprimerie à Chicago qu'il nomma JDS Printer Craftsman.

Depuis les premiers débuts, l'esprit d'entreprise de John Schneider était marqué par une certaine philosophie : « Nous ne nous contenterons que du meilleur ». Puis l'entreprise se fit une réputation pour ses produits, ses services et son personnel, d'une qualité irréprochable.

Table des matières

Renseignements généraux	2	Accessoires	
Soins de stomie		Anneaux protecteurs	27
Choisir un champ protecteur offrant un AJUSTEMENT optimal	4	Adapt ^{MC}	28
Choisir un champ protecteur offrant une COMPOSITION optimale	5	Karaya	28
New Image^{MC}		Éliminateurs d'odeurs m9	29
Systèmes deux pièces		Accessoires pour sacs	29
Champs protecteurs plats	8	Port d'accès universel	29
Champs protecteurs à convexité souple	10	Sacs collecteurs de plaies	29
Champs protecteurs convexes	10	Champs protecteurs	29
Systèmes deux pièces		Produits pour l'irrigation	29
Sacs vidables	12	Couvres-stomie	29
Sacs fermés	13	Soins d'urologie	
Sacs à haut débit	13	Infyna Chic^{MC}	32
Sacs d'urostomie	14	VaPro^{MC} et VaPro^{MC} F-Style	34
Ensembles de stomie	15	Cathéters intermittents hydrophiles sans contact	
Ensembles de stomie - Urostomies	15	VaPro^{MC} Pocket et VaPro^{MC} Plus Pocket	35
Premier^{MC}		Cathéters intermittents hydrophiles sans contact	
Systèmes une pièce		Advance Plus^{MC}	
Champs protecteurs plats - Sacs vidables	16	Cathéters intermittents sans contact	37
Sacs vidables à grande capacité	17	Apogee^{MC}	
Champs protecteurs plats - Sacs fermés	17	Cathéters intermittents	38
Champs protecteurs à convexité souple - Sacs vidables	18	Cathéters urinaires externes	
Champs protecteurs convexes - Sacs vidables	18	Gamme port prolongé et port régulier	39
Champs protecteurs plats - Sacs d'urostomie	21	Gamme InView en silicone	39
Champs protecteurs à convexité souple - Sacs d'urostomie	22	Sacs collecteurs d'urine	
Champs protecteurs convexes - Sacs d'urostomie	22	Sacs à jambe	40
Karaya^{MC}		Sacs collecteurs urinaires de lit	40
Systèmes une pièce—Champs protecteurs naturels		Nettoyant/décristalliseur m9	40
Sacs vidables	24	Sacs collecteurs externes	
Sacs fermés	24	Sacs urinaires	41
Pouchkins^{MC}		Collecteurs de substances fécales	41
Systèmes pédiatriques		Soins critiques	
Une pièce	26	Fixateurs pour tubes endotrachéaux	44
Deux pièces	26	Fixateurs de tubes	44
		Index numérique	45

Renseignements généraux

Conditions de paiement

Net 30 jours à partir de la date de facturation. Les transferts électroniques de fonds (TEF) sont possibles. Veuillez contacter le département du service à la clientèle.

Commande minimale

Les commandes des détaillants autorisés doivent être d'une valeur minimale de 250,00\$. Des frais de 10,00\$ seront ajoutés à toute commande ayant une valeur inférieure à 250,00\$.

Expédition

Les prix pour les livraisons au Canada sont FOB à l'adresse du client.

Si les moyens de transport sont spécifiés par le client, celui-ci doit payer les frais de livraison. Lors de la livraison de produits par le transporteur, tous les risques de perte deviennent la responsabilité du client et les attributs de droit de propriété lui sont dévolus. Aucune modification ne peut être apportée à ces modalités.

Politique de prix et modalités

La TPS/la taxe de vente harmonisée et la TVQ sont en sus, si applicable. L'acheteur accepte qu'il n'est pas autorisé à distribuer ou vendre, directement ou indirectement, à des clients situés à l'extérieur du Canada

Politique de retour de marchandise

Avant de retourner un produit, vous devez absolument obtenir un numéro d'autorisation de la part de Hollister. Pour obtenir celui-ci, vous devez contacter notre service à la clientèle au

1 800 263-7400 ou par courriel à l'adresse suivante:

canadacustomerservice@hollister.com

Hollister autorisera le retour de marchandise selon les critères suivants:

1. Des frais de retour de 15% seront applicables pour tout produit retourné dans un délai supérieur à 30 jours de la date de facturation.
2. Une copie de la facture ou le numéro de commande doit être joint à la demande de retour de marchandise.
3. Hollister disposera des produits retournés sans numéro d'autorisation et aucun crédit ne sera émis.

AUCUN retour de produits ne sera autorisé par Hollister advenant une des conditions suivantes:

1. Produit retourné dans un délai supérieur à un (1) an de la date de facturation.
2. Boîtes incomplètes
3. Boîtes dans un état rendant impossible la revente de celles-ci (marques, collant pour vendre, décoloration, boîtes bosselées en raison de la manutention et retours inadéquats, colle de collant, etc.).

Produits endommagés:

1. Le client doit contacter Hollister dans les 5 jours ouvrables suivant la réception d'une marchandise endommagée pour obtenir un numéro d'autorisation pour le retour de celle-ci.
2. Le quai de réception de marchandise a la responsabilité d'inscrire, sur le bon de connaissance, qu'un produit endommagé a été reçu.

3. Le client doit fournir une copie de la facture, le numéro de celle-ci ou le numéro de bon de commande lors de la demande de retour.

4. AUCUN crédit ne sera émis si le client dispose du produit endommagé/défectueux sans l'accord préalable de Hollister.

5. Si le produit ne peut être retourné étant trop endommagé (écoulement/bris), le client doit prendre des photos et les faire parvenir à Hollister dans un délai n'excédant pas 5 jours ouvrables de la date de réception de la marchandise pour obtenir l'approbation de disposer du produit et par conséquent obtenir un crédit.

Politique d'échantillons pour les détaillants (produits de stomie et d'urologie)

Toute demande d'échantillons pour un client devra être traitée par le service à la clientèle de Hollister Limited en appelant au 1 800 263-7400 ou par courriel à canadacustomerservice@hollister.com.

Le détaillant/client doit communiquer avec le service à la clientèle et fournir ses coordonnées pour traiter la demande d'échantillons. Ceux-ci seront envoyés directement chez le client par Hollister Limited et ne seront donc plus envoyés chez le détaillant.

Produits manquants

Le client se doit d'aviser Hollister dans les 5 jours ouvrables suivant la réception, si un produit est manquant. Un produit manquant signifie que les produits reçus diffèrent des produits indiqués sur la liste incluse avec ce même envoi.

Marche à suivre pour retourner un produit défectueux

Tous les retours de marchandise doivent être autorisés par un(e) représentant(e) régional(e) des ventes Hollister ou par un représentant(e) du service à la clientèle.

Les retours de marchandise non autorisés seront refusés.

Hollister acceptera les retours à condition que:

1. Le client ait reçu sans frais une boîte entière de produits Hollister en échange du retour d'une partie de sa boîte.
2. Un formulaire de satisfaction garantie a été rempli.
3. La boîte retournée et le formulaire de satisfaction garantie furent approuvés et remis au représentant(e) régional(e) des ventes Hollister.

Avant l'utilisation

Assurez-vous de lire attentivement le mode d'emploi de chaque produit avant son utilisation. Le mode d'emploi vous donnera accès aux indications, contre-indications, avertissements, précautions et instructions de ce produit.

Présence de latex

Les produits d'urologie Hollister ci-dessous sont faits de latex de caoutchouc naturel. Nos fournisseurs ajoutent un tel composé au processus de fabrication. Tout produit Hollister ne se trouvant pas dans la liste suivante indique qu'aucun latex de caoutchouc naturel n'est inclus dans le produit ni dans son processus de fabrication. Produits: 9206, 9207, 9208, 9209, 9106, 9107, 9108 et 9109.

Soins de stomie

A woman with dark hair in a braid and glasses, wearing a white shirt with thin vertical stripes, is smiling and working with a piece of dough on a wooden cutting board. She is in a kitchen-like setting with a laptop open in front of her. To her right, there is a glass jar filled with red granules and a glass of water. The background is softly blurred, showing shelves with various items.

Peau saine. Résultats positifs.

Peau saine. Résultats positifs.

Choisir un champ protecteur offrant un AJUSTEMENT optimal

L'AJUSTEMENT est essentiel pour diminuer le risque de fuites autour de la stomie et augmenter le confort du client.

Exemples de champs protecteurs



Champ protecteur plat



Champ protecteur plat avec anneau plat ou convexe



Champ protecteur à convexité souple intégrée



Champ protecteur avec convexité intégrée



Champ protecteur avec convexité intégrée et anneau plat ou convexe

Situations cliniques possibles



Champ protecteur plat

- Peau péristomiale plane
- Protrusion adéquate de la stomie
- Bouche de stomie centrée



Convexité flexible

- Stomie au niveau de la peau
- Peau péristomiale avec plis
- Bouche de stomie non centrée



Convexité souple

- Légère pression nécessaire au niveau de la peau péristomiale
- Stomie au niveau de la peau
- Lésions péristomiales



Convexité ferme

- Plis cutanés importants
- Bouche de stomie non centrée
- Stomie sous la surface cutanée



Convexité ferme avec profondeur ajoutée

- Stomie invaginée
- Bouche de stomie non centrée
- Plis cutanés importants

Avant l'utilisation, assurez-vous de consulter le mode d'emploi pour connaître les indications, contre-indications, les avertissements et les précautions d'usage.

1. Colwell JC, Goldberg MT & Carmel JE (Eds). (2015). WOCN Society Core Curriculum Ostomy Management. Chapitre 10. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer
2. Hoeflok J et al. Use of Convexity in Ostomy Care: Results of an International Consensus Meeting. JWOCN, janvier/février 2017

Peau saine. Résultats positifs.

Choisir un champ protecteur offrant une COMPOSITION optimale

La COMPOSITION du champ protecteur implique un mélange spécifique d'ingrédients ayant un impact sur l'adhésion, la résistance à l'érosion et le taux d'absorption du produit. Ce mélange est primordial au maintien d'une peau péristomiale en santé.

Champs protecteurs de port prolongé

CeraPlus

- Champ protecteur infusé de céramides, un composant lipidique naturel de la peau, permettant de protéger celle-ci contre la sécheresse. Ce champ protecteur répond aux critères d'adhésion, d'absorption et de résistance à l'érosion.
- Sa composition aide à conserver la barrière naturelle d'humidité de la peau, aidant ainsi à maintenir une peau péristomiale en santé.

Flexlend

- Durabilité et résistance à l'érosion
- Se gonfle au contact d'un effluent liquide, ce qui permet de créer une meilleure étanchéité entre la peau et la stomie.
- Idéal pour les personnes qui transpirent beaucoup
- Forte adhérence et flexibilité

FormaFlex

- Maintient sa forme une fois ajusté
- Facile à ajuster en raison de la composition du champ protecteur
- Facilement ajustable à la forme de la stomie sans avoir besoin d'utiliser des ciseaux

Champs protecteurs de port régulier

FlexWear

- Bon équilibre entre durabilité et douceur. Offre un niveau d'adhésion modéré permettant de bien répondre à différentes fréquences de changements d'appareillages
- Résistant à l'érosion liée aux liquides
- Conçu pour tous les types de peau, selon la fréquence de changement recherchée
- Conçu pour être utilisé pour plus d'une journée

SoftFlex

- Champ approprié pour:
 - Les gens qui ont une peau fragile, mince ou sensible, comme les gens en traitements de chimiothérapie ou radiothérapie
 - Les gens qui désirent changer leur appareillage fréquemment
- Conçu pour être doux pour la peau, ce qui permet des changements plus fréquents d'appareillages

Karaya 5

- Champ utilisé en présence d'une peau sensible ou dans le cas de réactions allergiques aux champs protecteurs synthétiques
- Légèrement adhésif. Nécessite l'utilisation d'une ceinture pour augmenter l'adhésion à la peau

APPRENDRE
DAVANTAGE



Constatez les preuves vous permettant de conserver la santé de la peau

Après la chirurgie, la peau péristomiale est saine




La couche superficielle de la peau est endommagée chaque fois que l'on change le champ protecteur. Cette étape est inévitable. Les dommages ne sont pas toujours visibles.



On associe les dommages de la peau à une augmentation de la perte d'eau transépidermique (PET)^{1,2}

Peau saine :
Conserve l'hydratation et
repousse les irritants




Valeur de PET
faible = plus grande
intégrité cutanée³

Dans une peau saine, les céramides sont abondants. Ils forment une barrière hydrofuge qui aide à retenir le contenu hydrique et à repousser les bactéries.

— = céramides

Peau altérée :
Laisse sortir l'hydratation et
laisse entrer les irritants



Valeur de PET
élevée = plus faible
intégrité cutanée³

La peau altérée contient moins de céramides.
= les gouttelettes d'eau illustrent la perte d'hydratation de la peau.

Références :

1. McNichol L, Lund C, Rosen T, Gray M. Medical adhesives and patient safety: state of the science: consensus statements for the assessment, prevention, and treatment of adhesive-related skin injuries. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2013;40(4):365-380.
2. Grove G, Houser T, Sibbald G, Salvadalena G. Measuring epidermal effects of ostomy skin barriers. Skin Res Technol. 2019;25:179-186. <https://doi.org/10.1111/srt.12630>
3. Nybaek H, Lophagen S, Karlsmark T, Bang Knudsen D, Jemec GBE. Stratum corneum integrity as a predictor for peristomal skin problems in ostomates. Br J Dermatol. 2010;162:357-361.

Peau saine. Résultats positifs.

Quand la peau est affaiblie

Parmi les signes courants d'une complication de la peau péristomiale (CPP), on retrouve :

**DÉMANGEAISONS • ROUGEUR • DOULEUR
PEAU SUIVANTE • SAIGNEMENT • BRÛLURE**



Les CPP sont souvent des lésions de la **peau** associées à l'**humidité péristomiale**⁹ ou des lésions causées par les **adhésifs médicaux**¹



On associe les CPP à **UNE AUGMENTATION DES COÛTS DE SANTÉ**⁶



On associe les CPP à **UNE BAISSE DE LA QUALITÉ DE VIE**⁷

Quand vous choisissez le champ protecteur CeraPlus



RÉDUCTION RELATIVE
du nombre de CPP⁵



PLUS GRANDE SATISFACTION quant à la prévention des démangeaisons⁵



Forte **BAISSE DES COÛTS DES SOINS LIÉS À LA STOMIE**⁵



Forte **AUGMENTATION DE LA PROBABILITÉ DE RÉOLUTION DES CPP**⁵



MINIMISATION DE LA PET^{2,8}



Peau péristomiale plus saine = **MEILLEURE QUALITÉ DE VIE**⁷

À vous de choisir! Optez pour le champ protecteur CeraPlus pour favoriser la santé de la peau péristomiale DÈS LE DÉPART!

Références :

- Colwell J, Pittman J, Raizman R, Salvadalena G. A Randomized Controlled Trial Determining Variances in Ostomy Skin Conditions (ADVOCATE). J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(1):37-42.
- Taneja, C., et al., Risk and Economic Burden of Peristomal Skin Complications Following Ostomy Surgery. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2019. 46(2): 143-149
- Nichols T., Ingles G. The Burden of Peristomal Skin Complications on an Ostomy Population as Assessed by Health Utility and the Physical Component Summary of the SF-36v2 International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), Science Direct Value in Health; 2018; p. 92-93, Tables 3-4
- Nichols T, Houser T, Grove G. Comparing the skin stripping effects of three ostomy skin barriers infused with ceramide, honey or aloe; Journal of Stomal Therapy Australia 2019; 39(2):14-18
- Gray M, Colwell J, Doughty D, Goldberg M, Hoeflok J, Manson A, McNichol L, Rao S. (2013) Peristomal Moisture-Associated Skin Damage in Adults with Fecal Ostomies: A Comprehensive Review and Consensus. J Wound Ostomy Continence Nurs. 38(5): 541-53



Champs protecteurs plats

CeraPlus dotés de la technologie Remois*



À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
11202	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Avec adhésif
11203	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
11204	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		
15102	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Sans adhésif
15103	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
15104	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		

CeraPlus dotés de la technologie Remois*

Nouveaux

Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
112013	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Avec adhésif
112014	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
112015	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)		
112016	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
112017	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
112018	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
151113	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Sans adhésif
151114	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
151115	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)		
151116	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
151117	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
151118	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		

*Remois est une technologie d'Alcare Co., Ltd.

Flextend



À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
14602	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Avec adhésif
14603	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
14604	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		
14606	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	5	Sans adhésif
15602	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
15603	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
15604	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		

Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
14701	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	5	Avec adhésif
14702	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)		
14703	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
14704	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
14705	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)		
14706	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
14707	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
14708	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
14709	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
16101	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	5	Sans adhésif
16102	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)		
16103	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
16104	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
16105	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)		
16106	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
16107	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
16108	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		

Le champ protecteur CeraPlus vous offre l'**AJUSTEMENT** et la **COMPOSITION** que vous avez besoin

Champ protecteur infusé de céramides:

- **Protège** la barrière d'humidité naturelle de la peau
- **Diminue** la perte d'eau transépidermique en présence d'une peau érodée
- **Maintient** une peau péristomiale en santé



Champs protecteurs plats

FormaFlex



Ajustables

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
14102	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5  Avec adhésif
14103	2-1/4" (57 mm)	1-11/16" (43 mm)	
14104	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	

Système de correspondance des couleurs

Systèmes deux pièces

Pour vous aider à choisir un sac collecteur compatible au champ protecteur New Image, chaque étiquette est dotée d'un code de couleur

1. Choisissez le champ protecteur approprié à l'ouverture de la stomie et notez le code de couleur de la boîte
2. Sélectionnez par la suite un sac collecteur selon les caractéristiques recherchées et assurez-vous de choisir une boîte de sacs dont l'étiquette est compatible à celle du champ protecteur

	1-3/4" (44 mm)
	2-1/4" (57 mm)
	2-3/4" (70 mm)
	4" (102 mm)

FlexWear



À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
14202	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5  Avec adhésif
14203	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	
14204	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	
14206	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	5  Sans adhésif
15202	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	
15203	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	
15204	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	


Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de
14301	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	5  Avec adhésif
14302	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)	
14303	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	
14304	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	
14305	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)	
14306	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	
14307	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)	
14308	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)	5  Sans adhésif
14309	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	
16401	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	
16402	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)	
16403	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	
16404	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	
16405	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)	
16406	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	
16407	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)	
16408	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)	

Conçus pour différents types de corps

Les champs protecteurs avec bordure adhésive sont parfaits pour une majorité de nos clients, en particulier les personnes qui:

- Ont des irrégularités de la peau (plis, hernies ou cicatrices).
- Présentent des défis anatomiques liés à l'obésité ou la cachexie.
- Recherchent un plus grand niveau de sécurité ou une adhésion accrue en raison de leur vie active.
- Désirent un plus grand niveau de confort et flexibilité.



New Image

Systèmes deux pièces

Champs protecteurs à convexité souple

CeraPlus dotés de la technologie Remois*



À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
11702	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec adhésif
11703	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
11704	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		

Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
11903	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Avec adhésif
11904	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
11905	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
11906	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		

SCANNEZ-MOI



Champs protecteurs convexes

CeraPlus dotés de la technologie Remois*



À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
11402	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec adhésif
11403	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
11404	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
15302	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Sans adhésif
15303	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
15304	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		

Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
11503	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Avec adhésif
11504	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
11505	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
11506	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		
153103	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Sans adhésif
153104	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
153105	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
153106	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		

Nouveau!

Nouveau!

Nouveau!


Nouveau!

* Remois est une technologie d'Alcare Co. Ltd.

Le champ protecteur deux pièces à convexité souple CeraPlus est conçu pour aider à prévenir les fuites


Convexité souple

Sa **conception souple** peut aider à exercer une légère pression autour de la stomie pour un ajustement idéal.



Bordure adhésive

La bordure adhésive peut favoriser la tranquillité d'esprit et **renforcer le sentiment de sécurité des patients** présentant des plis cutanés et une topographie variée.



Champ protecteur infusé de céramides

- **Protège** la barrière d'hydratation naturelle de la peau
- **Réduit** la perte d'eau transépidermique en présence d'une peau endommagée ou érodée
- **Préserve** la santé de la peau péristomiale

Collerette flottante

La collerette flottante peut aider à **sécuriser l'assemblage du sac et du champ protecteur**, sans exercer de pression sur l'abdomen.



Champs protecteurs convexes

Flexextend



À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
14802	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec adhésif
14803	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
14804	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
15802	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Sans adhésif
15803	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
15804	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		

Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
13901	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	5	Avec bordure amincie
13902	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)		
13903	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
13904	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
13905	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
13906	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		
13907	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
13908	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
13909	2-3/4" (70 mm)	1-5/8" (41 mm)		
13910	2-3/4" (70 mm)	1-3/4" (44 mm)		
13911	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
14901	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	5	Avec adhésif
14902	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)		
14903	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
14904	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
14905	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
14906	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		
14907	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
14908	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
14909	2-3/4" (70 mm)	1-5/8" (41 mm)		
14910	2-3/4" (70 mm)	1-3/4" (44 mm)		
14911	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
15903	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Sans adhésif
15904	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
15905	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
15906	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		

SCANNEZ-MOI



FlexWear



À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
13402	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec bordure amincie
13403	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
13404	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
14402	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec adhésif
14403	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
14404	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
15402	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Sans bordure
15403	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
15404	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		

Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
13503	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Avec bordure amincie
13504	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
13505	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
13506	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		
14503	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Avec adhésif
14504	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
14505	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
14506	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Sans adhésif
15503	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
15504	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
15505	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
15506	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		

Choisir un champ protecteur offrant un AJUSTEMENT optimal

- L'AJUSTEMENT est primordial afin de diminuer le risque d'écoulement autour de la stomie.
- La convexité peut être utilisée pour obtenir un ajustement fiable et sécuritaire.
- Vous devez prendre en considération la protrusion de la stomie et l'état de la peau péristomiale dans la sélection de vos produits.
- La courbure de la convexité permet d'augmenter la zone de contact entre le champ protecteur et la peau.

Consultez la page 4 pour avoir une meilleure idée de l'ensemble des options disponibles au niveau des champs protecteurs convexes.

Sacs vidables

Fermer intégré Lock 'n Roll



Couleur: Ultra-clair

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18002	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18003	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18004	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18006	4" (102 mm)	12" (30 cm)		

Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18132	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18133	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18134	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18192	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
18193	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18194	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18292	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	AF300	20
18293	2-1/4" (57 mm)	7" (18 cm)		
18294	2-3/4" (70 mm)	7" (18 cm)		

Couleur: Beige

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18112	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18113	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18114	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18182	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
18183	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18184	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18282	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	AF300	20
18283	2-1/4" (57 mm)	7" (18 cm)		
18284	2-3/4" (70 mm)	7" (18 cm)		

Avec clamp



Couleur: Ultra-clair

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18172	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18173	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18174	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18176	4" (102 mm)	12" (30 cm)		

Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18102	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18103	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18104	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		

Couleur: Beige

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18122	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18123	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18124	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18142	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
18143	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18144	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18202	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	Non	10
18203	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)		
18204	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)		

Le fermoir Microseal Lock 'n Roll procure:

- Un fermoir sécuritaire grâce à de multiples "micro-attaches".
- Un fermoir facile à ouvrir et fermer.
- Le matériel utilisé pour ce fermoir est résistant à l'eau et peut être fermé sécuritairement, même lorsqu'il est mouillé. Cependant, nous vous conseillons de le garder le plus sec possible.

Sacs fermés



Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18362	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	AF300	60
18363	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)		
18364	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)		

Couleur: Beige - QuietWear

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18332	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	Non	30
18333	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)		
18334	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)		
18322	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	AF300	30
18323	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)		
18324	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)		

Couleur: Beige

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18352	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	Non	30
18353	2-1/4" (57 mm)	7" (18 cm)		
18354	2-3/4" (70 mm)	7" (18 cm)		
18372-30	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	AF300	30
18373-30	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)		
18374-30	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)		
18392	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	AF300	60
18393	2-1/4" (57 mm)	7" (18 cm)		
18394	2-3/4" (70 mm)	7" (18 cm)		

Sacs à haut débit



Avec fermoir souple

Couleur: Ultra-clair

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
18012	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	10
18013	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)	
18014	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)	
18016	4" (102 mm)	12" (30 cm)	

Sacs d'urostomie

Conception améliorée



Couleur: Ultra-clair

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
18922	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10
18923	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	
18924	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	

Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
18902	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10
18903	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	
18904	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	

Couleur: Beige

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
18912	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10
18913	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	
18914	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	

Conception originale



Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
18402	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10
18403	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	
18404	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	

Couleur: Beige

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
18412	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10
18413	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	
18414	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	

Un produit de grande qualité,
maintenant encore plus performant!

Une valve d'écoulement améliorée, fait d'un matériel plus souple et présentant une conception simplifiée.

Nouvelle conception multi-chambres, qui permet une distribution plus uniforme de l'urine dans le sac.



Concept multi-chambres
Vue de devant



Concept multi-chambres
Vue du dessus (alors que le sac est coupé)

SCANNEZ-MOI



Ensembles de stomie

Sacs vidables

CeraPlus dotés de la technologie Remois*
Fermoir intégré Lock 'n Roll

Non stérile			
No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
19603	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	5
19604	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	

*Remois est une technologie d'Alcare Co., Ltd.

FlexWear

Fermoir intégré Lock 'n Roll

Non stérile			
No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
19002	 1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5
19003	 2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	
19004	 2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	
19006	 4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	
Stérile			
No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
19052	 1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5
19053	 2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	
19054	 2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	
19056	 4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	

FlexWear

Avec clampe

Non stérile			
No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
19102	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5
19103	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	
19104	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	
19106	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	
Stérile			
No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
19152	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5
19153	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	
19154	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	
19156	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	

Les ensembles de stomie comprennent:

- Un champ protecteur avec bordure adhésive CeraPlus ou FlexWear
- Un sac à vider ultra-clair
- Un support pour stomie en boucle avec collerette de 4" ou 102 mm

Ensembles de stomie - Urostomies

CeraPlus dotés de la technologie Remois*

Non stérile			
No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
19903	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	5

*Remois est une technologie d'Alcare Co., Ltd.

Champ protecteur Flexlend

Non stérile			
No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
19202	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5
19203	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	
19204	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	
Stérile			
No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
19252	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5
19253	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	
19254	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	

Les ensembles de stomie - urostomies, comprennent:

- Un sac ultra-clair
- Un champ protecteur à découper, CeraPlus ou Flexlend, avec bordure adhésive
- Un adaptateur pour sac de drainage

Premier

Systèmes une pièce

Champs protecteurs plats - Sacs vidables

CeraPlus dotés de la technologie Remois*
Fermoir intégré Lock 'n Roll



À découper					
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8931	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	Non	10
8901	Beige avec fenêtre d'observation	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	AF300	

À découper					
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
89011	Beige avec fenêtre d'observation	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	AF300	10

Pre-sized					
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8925	Beige avec fenêtre d'observation	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
8930		1-3/16" (30 mm)	12" (30 cm)		
8935		1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)		
8940		1-9/16" (40 mm)	12" (30 cm)		

*Remois est une technologie d'Alcare Co., Ltd.

FlexWear

Fermoir intégré Lock 'n Roll



À découper					
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8031	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	Non	10
8081	Transparent	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	AF300	
8181	Beige	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	AF300	

FlexWear

Avec clampe



À découper					
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8131	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	Non	10

Flexextend

Fermoir intégré Lock 'n Roll



À découper					
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8531	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	Non	10
8331	Transparent	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	AF300	
8551	Beige	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	Non	

Précoupés				
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
8538	Transparent	1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	10
8552	Beige	1" (25 mm)	12" (30 cm)	10
8558		1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	
8559		1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	

Flexextend

Avec clampe



À découper				
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
8651	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	10
8631	Transparent	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	10
8641		2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	

Précoupés				
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
8637	Transparent	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	10
8632		1" (25 mm)	12" (30 cm)	
8638		1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	
8633		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	
8639		1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	
8634		2" (51 mm)	12" (30 cm)	
8635		2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	
8647	Beige	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	10
8642		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
8648		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
8643		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
8649		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
8644		2" (51 mm)	9" (23 cm)	

Champs protecteurs plats

Sacs vidables

SoftFlex
Fermoir intégré Lock 'n Roll



À découper					
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
88300	Beige	2-1/8" (55 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
88700		2-1/8" (55 mm)	7" (18 cm)		20

À découper—champ protecteur ovale					
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
88402	Transparent	2-1/2" x 3" (66 x 77 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
88302	Beige	2-1/2" x 3" (66 x 77 mm)	12" (30 cm)		

Précoupés					
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
88325	Beige	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
88330		1-3/16" (30 mm)	12" (30 cm)		
88335		1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)		
88340		1-9/16" (40 mm)	12" (30 cm)		
88725		1" (25 mm)	7" (18 cm)	AF300	20
88730		1-3/16" (30 mm)	7" (18 cm)		
88735		1-3/8" (35 mm)	7" (18 cm)		
88740		1-9/16" (40 mm)	7" (18 cm)		

Sacs vidables à grande capacité

Flextend



Non stérile			
No de produit	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
80070	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)	10
80110	4-1/3" (110 mm)	12" (30 cm)	

Champs protecteurs plats

Sacs fermés

SoftFlex



À découper					
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
82300	Beige	2-1/8" (55 mm)	9" (23 cm)	AF300	30
82100		2-1/8" (55 mm)	7" (18 cm)		

À découper—champ protecteur ovale					
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
82402	Transparent	2-1/2" x 3" (66 mm x 77 mm)	9" (23 cm)	AF300	30
82302	Beige	2-1/2" x 3" (66 mm x 77 mm)	9" (23 cm)		

Précoupés					
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
82325	Beige	1" (25 mm)	9" (23 cm)	AF300	30
82330		1-3/16" (30 mm)	9" (23 cm)		
82335		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)		
82125		1" (25 mm)	7" (18 cm)		
82130		1-3/16" (30 mm)	7" (18 cm)		
82135		1-3/8" (35 mm)	7" (18 cm)		

Saviez-vous que?

Le filtre intégré AF300 est imperméable à l'eau et conçu pour permettre au gaz et à l'air de s'échapper, tout en conservant les odeurs à l'intérieur du sac. Les liquides ne peuvent pénétrer dans le filtre. Celui-ci ne nécessite donc pas d'autocollant de protection.

Champs protecteurs à convexité souple

Sacs vidables

CeraPlus dotés de la technologie Remois*
Fermoir intégré Lock 'n Roll



À découper Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8954	Beige avec fenêtre d'observation	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
8958		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
89511		2-1/8" (55 mm)	12" (30 cm)		

À découper **Bientôt disponibles** Sans adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
89518	Beige avec fenêtre d'observation	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
8195111		2-1/8" (55 mm)	12" (30 cm)		

Précoupés Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8960	Beige avec fenêtre d'observation	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
8961		7/8" (22 mm)	12" (30 cm)		
8962		1" (25 mm)	12" (30 cm)		
8963		1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)		

*Remois est une technologie d'Alcare Co., Ltd.

Flextend

Fermoir intégré Lock 'n Roll



À découper Avec adhésif

No de produit	Couleur	Taille de la stomie	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8674	Beige avec fenêtre d'observation	5/8" - 1" (13 - 25 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
8678		5/8" - 1-1/2" (13 - 38 mm)	12" (30 cm)		
86711		5/8" - 2-1/8" (13 - 55 mm)	12" (30 cm)		

Précoupés Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8661	Beige avec fenêtre d'observation	7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
8662		1" (25 mm)	12" (30 cm)		
8663		1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)		
8664		1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)		
8665		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
8666		1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)		

Champs protecteurs convexes

Sacs vidables

CeraPlus dotés de la technologie Remois*
Fermoir intégré Lock 'n Roll



À découper Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8984	Ultra-clair	1" (25 mm)	12" (30 cm)	Non	5
8988		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
89811		2" (51 mm)	12" (30 cm)		
8914	Beige avec fenêtre d'observation	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
8918		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
89111		2" (51 mm)	12" (30 cm)		

Précoupés Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8990	Beige avec fenêtre d'observation	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
8991		7/8" (22 mm)	12" (30 cm)		
8992		1" (25 mm)	12" (30 cm)		
8993		1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)		

*Remois est une technologie d'Alcare Co., Ltd.

Champs protecteurs à convexité souple

La convexité souple permet d'appliquer une légère pression péristomiale pour obtenir un ajustement individualisé. Elle permet de combler certaines surfaces cutanées inégales. La convexité souple est plus flexible que la convexité régulière.

- Fermoir Lock 'n Roll
- Avec bordure adhésive
- Beige avec fenêtre d'observation
- Filtre AF300
- Avec anneaux pour ceinture de stomie



SCANNEZ-MOI



Champs protecteurs convexes Sacs vidables

Flexextend
Fermoir intégré Lock 'n Roll



À découper

Avec adhésif

Couleur: Transparent

No de produit		Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
Bordures amincies	Bordures régulières				
8244	8524	1" (25 mm)	12" (30 cm)	Non	5
8248	8528	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
82411	85211	2" (51 mm)	12" (30 cm)		
8274	8584	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	
8278	8588	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
82711	85811	2" (51 mm)	12" (30 cm)		

Couleur: Beige

8214	8504	1" (25 mm)	12" (30 cm)	Non	5
8218	8508	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
82111	85011	2" (51 mm)	12" (30 cm)		

Précoupés

Avec adhésif

Couleur: Transparent

No de produit		Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
Bordures amincies	Bordures régulières			
8280	8510	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	5
8281	8511	7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	
8282	8512	1" (25 mm)	12" (30 cm)	
8283	8513	1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)	
8284	8514	1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	
8285	8515	1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)	
8286	85116	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	
8288	85118	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	
8289	85119	2" (51 mm)	12" (30 cm)	

Couleur: Beige

8290	8590	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	5
8291	8591	7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	
8292	8592	1" (25 mm)	12" (30 cm)	
8293	8593	1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)	
8294	8594	1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	
8295	8595	1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)	
8296	8596	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	
8297	8597	1-5/8" (41 mm)	12" (30 cm)	

Flexextend
Avec clampe



À découper

Avec adhésif

Couleur: Transparent

No de produit		Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
Bordures amincies	Bordures régulières			
82624	8624	1" (25 mm)	12" (30 cm)	5
82628	8628	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	
826211	86211	2" (51 mm)	12" (30 cm)	

Précoupés


Avec adhésif

Couleur: Transparent

No de produit		Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
Bordures amincies	Bordures régulières			
82610	8610	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	5
82611	8611	7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	
82612	8612	1" (25 mm)	12" (30 cm)	
82613	8613	1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)	
82614	8614	1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	
82615	8615	1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)	
82616	8616	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	
82617	8617	1-5/8" (41 mm)	12" (30 cm)	
82618	8618	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	
82619	8619	2" (51 mm)	12" (30 cm)	

Une bordure amincie permet d'augmenter le sentiment de sécurité

- La bordure amincie diminue le risque de décollement lié à l'humidité ou aux mouvements du corps, améliorant le temps de port du produit.
- Bordure douce pour la peau, mais assez adhérente pour augmenter le sentiment de sécurité.
- La flexibilité de l'adhésif lui permet de suivre les mouvements du corps.
- La nouvelle pellicule de protection flexible, recouvrant le champ protecteur et la bordure adhésive, facilite l'utilisation du produit.



Un ajustement optimal, une formulation conçue pour préserver la santé de la peau péristomiale.

Le sac d'urostomie une pièce CeraPlus avec convexité souple

Ajustement optimal grâce à la convexité souple

Aide à exercer une légère pression autour de la stomie pour un meilleur ajustement

Champ protecteur avec adhésif

L'adhésif offre une plus grande tranquillité d'esprit

Champ protecteur infusé de céramides

Le champ protecteur CeraPlus est infusé de céramides pour aider à protéger la barrière d'hydratation naturelle de la peau

Design multichambre

Les chambres multiples intégrées sont conçues pour faciliter une collecte équilibrée de l'urine, permettant de conserver un profil plus discret du sac sous les vêtements

Valve de contrôle d'écoulement

Faite d'un matériau souple et de forme profilée, la valve favorise le confort contre le corps. La goutte permet de savoir quand la valve est fermée

Adaptateur amélioré

La conception du nouvel adaptateur facilite le raccord du sac d'urostomie à un sac collecteur de nuit.



Champs protecteurs plats

Sacs d'urostomie

CeraPlus dotés de la technologie Remois*
Conception améliorée



À découper					
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
84200	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	Non	10

*Remois est une technologie d'Alcare Co., Ltd.

Le champ protecteur CeraPlus vous offre l'**AJUSTEMENT** et la **COMPOSITION** que vous avez besoin

Champ protecteur infusé de céramides:

- **Protège** la barrière d'humidité naturelle de la peau
- **Diminue** la perte d'eau transépidermique en présence d'une peau érodée
- **Maintient** une peau péristomiale en santé

Flextend
Conception améliorée



À découper				
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
84590	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	10
84490	Beige	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	

Précoupés				
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
84697	Transparent	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	10
84692		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
84698		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
84693		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
84699		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
84694		2" (51 mm)	9" (23 cm)	
84497	Beige	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	10
84492		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
84498		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
84493		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
84499		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
84494		2" (51 mm)	9" (23 cm)	

Flextend
Conception originale



À découper				
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
8450	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	10
8460	Transparent	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	
8440	Beige	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	

Précoupés				
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
8467	Transparent	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	10
8462		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
8468		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
8463		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
8469		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
8464		2" (51 mm)	9" (23 cm)	
8447	Beige	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	10
8442		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
8448		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
8443		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
8449		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	

Champs protecteurs à convexité souple Sacs d'urostomie

CeraPlus dotés de la technologie Remois*
Conception améliorée



À découper 				
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
84134	Ultra-clair	1" (25 mm)	9" (23 cm)	5
84138		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
841311		2-1/8" (55 mm)	9" (23 cm)	

Précoupés 				
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
8412	Beige avec fenêtre d'observation	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	5
8413		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
8414		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
8415		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	

*Remois est une technologie d'Alcare Co., Ltd.

Champs protecteurs convexes Sacs d'urostomie

CeraPlus dotés de la technologie Remois*
Conception améliorée



À découper 				
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
84404	Ultra-clair	1" (25 mm)	9" (23 cm)	5
84408		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
844011		2" (51 mm)	9" (23 cm)	

Précoupés 				
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
84292	Beige avec fenêtre d'observation	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	5
84293		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
84294		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
84295		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	

*Remois est une technologie d'Alcare Co., Ltd.

Les sacs Premier CeraPlus à convexité souple:

- Sont conçus pour s'adapter au corps sans compromettre l'ajustement
- Offrent un support convexe et sont flexibles
- Protègent la capacité hydratante naturelle de la peau afin de conserver une peau péristomiale en bonne santé

Un produit de grande qualité, maintenant encore plus performant!

Une valve d'écoulement améliorée, fait d'un matériel plus souple et présentant une conception simplifiée.

Nouvelle conception multi-chambres, qui permet une distribution plus uniforme de l'urine dans le sac.



Concept multi-
chambres
Vue de devant



Concept multi-
chambres
Vue du dessus (alors
que le sac est coupé)

SCANNEZ-
MOI



Champs protecteurs convexes Sacs vidables

Flexlend
Conception améliorée



À découper

Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
84794	Ultra-clair	1" (25 mm)	9" (23 cm)	5
84798		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
8479111		2" (51 mm)	9" (23 cm)	
84394	Beige	1" (25 mm)	9" (23 cm)	
84398		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
8439111		2" (51 mm)	9" (23 cm)	

Précoupés

Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
84890	Ultra-clair	1/2" (13 mm)	9" (23 cm)	5
84891		5/8" (16 mm)	9" (23 cm)	
84892		3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	
84893		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
84894		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
84895		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	
84896		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
84897		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	
84898		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
84899		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
84990	Beige	1/2" (13 mm)	9" (23 cm)	5
84991		5/8" (16 mm)	9" (23 cm)	
84992		3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	
84993		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
84994		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
84995		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	
84996		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
84997		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	
84998		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
84999		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	

SCANNEZ-MOI



Flexlend
Conception originale



À découper

Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
8474	Transparent	1" (25 mm)	9" (23 cm)	5
8478		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
84711		2" (51 mm)	9" (23 cm)	

Précoupés

Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
8480	Transparent	1/2" (13 mm)	9" (23 cm)	5
8481		5/8" (16 mm)	9" (23 cm)	
8482		3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	
8483		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
8484		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
8485		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	
8486		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
8487		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	
8488		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
8489		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
8490	Beige	1/2" (13 mm)	9" (23 cm)	5
8491		5/8" (16 mm)	9" (23 cm)	
8492		3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	
8493		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
8494		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
8495		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	
8496		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
8497		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	
8498		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	

Bordure adhésive

- Fine couche adhésive entourant le champ protecteur.
- Conçue pour être douce pour la peau et suivre les mouvements du corps. La bordure adhésive s'ajuste aux plis de la peau.
- Son application est simple et ne requiert l'ajout d'aucun accessoire supplémentaire. Choisissez le champ protecteur conçu pour vous offrir le plus grand sentiment de sécurité.

Sacs vidables

Avec clampe



Couleur: Transparent				
Avec adhésif				
No de produit	Taille de la stomie	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
3232	5/8" (15 mm)	1" (25 mm)	9" (23 cm)	30
3238	7/8" (22 mm)	1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
3233	1-1/8" (29mm)	1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
3239	1-3/8" (35 mm)	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
3234	1-1/2" (38 mm)	2" (51 mm)	9" (23 cm)	
3222	5/8" (15 mm)	1" (25 mm)	12" (30 cm)	30
3228	7/8" (22 mm)	1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	
3223	1-1/8" (29mm)	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	
3229	1-3/8" (35 mm)	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	
3224	1-1/2" (38 mm)	2" (51 mm)	12" (30 cm)	
3225	2" (51 mm)	2-1/4" (64 mm)	12" (30 cm)	30
3226	2-1/2" (64 mm)	3" (76 mm)	12" (30 cm)	
3278	7/8" (22 mm)	1-1/4" (32 mm)	16" (40 cm)	
3273	1-1/8" (29mm)	1-1/2" (38 mm)	16" (40 cm)	
3279	1-3/8" (35 mm)	1-3/4" (44 mm)	16" (40 cm)	
3274	1-1/2" (38 mm)	2" (51 mm)	16" (40 cm)	30
3275	2" (51 mm)	2-1/4" (64 mm)	16" (40 cm)	
3276	2-1/2" (64 mm)	3" (76 mm)	16" (40 cm)	
3608	7/8" (22 mm)	1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	10
3603	1-1/8" (29mm)	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	
3609	1-3/8" (35 mm)	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	
3604	1-1/2" (38 mm)	2" (51 mm)	12" (30 cm)	
3605	2" (51 mm)	2-1/4" (64 mm)	12" (30 cm)	

Sacs fermés



Couleur: Transparent - avec filtre intégré				
Avec adhésif				
No de produit	Taille de la stomie	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
3328	7/8" (22 mm)	1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	30
3323	1-1/8" (29mm)	1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
3329	1-3/8" (35 mm)	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
3324	1-1/2" (38 mm)	2" (51 mm)	9" (23 cm)	
3325	2" (51 mm)	2-1/4" (64 mm)	9" (23 cm)	
3326	2-1/2" (64 mm)	3" (76 mm)	9" (23 cm)	

Saviez-vous que?

- Pour sélectionner le sac *Karaya* adéquat, déterminez la taille de la stomie et choisissez le code de produit équivalent
- L'emballage sur les boîtes *Karaya* indique la taille de l'anneau *Karaya* et NON la taille de la stomie
- L'épaisseur de l'anneau *Karaya* permettra de couvrir la surface au pourtour de la stomie, vous assurant l'ajustement recherché lorsque vous avez mesuré la stomie


Pouchkins

A photograph of a family of three outdoors. On the left, a man with short dark hair and a mustache, wearing a blue t-shirt, is looking towards the center. In the middle, a young child with curly brown hair, wearing a red polo shirt and a plaid jacket, is smiling broadly. On the right, a woman with long brown hair, wearing a white top, is also smiling and looking towards the child. The background is a soft-focus outdoor scene with greenery and a bright sky. A semi-transparent red banner is at the bottom of the image.

Avec la douceur et la flexibilité SoftFlex

Une pièce SoftFlex

Sacs pour prématurés/
nouveaux-nés



À découper				Sans adhésif
No de produit	Description	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
Prématurés				
3777	Ultra-clair, aucune ouverture	5/8" (15 mm)	4-1/2" (11.5 cm)	15
Nouveaux-nés				
3778	Ultra-clair, aucune ouverture	1-3/8" (35 x 22 x 7/8" mm)	6-1/2" (16 cm)	

Sacs vidables Fermoir intégré Lock 'n Roll



À découper				
No de produit	Description	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
3795	Transparent, aucune ouverture	2" (51 mm)	7" (18 cm)	10
3796		1-1/2" (38 mm)	6-1/2" (16 cm)	

Sacs d'urostomie



À découper				
No de produit	Description	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
3797	Transparent, aucune ouverture	1-1/2" (38 mm)	6-1/2" (16 cm)	10

Champ protecteur Pouchkins SoftFlex:

- Conçu pour être doux pour la peau sensible du nourrisson
- Aucune ouverture, ce qui permet d'être placé là où requis
- Sans adhésif
- Flexible et convient à la taille des bébés et des enfants
- Aucun des ensembles pédiatriques Pouchkins n'est fait de latex d'élastomère-caoutchouc naturel
- Tous les sacs New Image 1-3/4" conviendront au champ protecteur cutané

Deux pièces SoftFlex

Champs protecteurs plats



À découper				
No de produit	Description	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
3761	aucune ouverture	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5

Sacs vidables Fermoir intégré Lock 'n Roll



Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
3799	1-3/4" (44 mm)	6-1/2" (16 cm)	Non	10

Couleur: Beige

18282	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	AF300	20
-------	----------------	------------	-------	----

Sacs d'urostomie



Conception améliorée

No de produit	Couleur	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
18922	Ultra-clair	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10
18912	Beige	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10

Ceinture de stomie pédiatrique



No de produit	Longueur	Boîte de
3774	10 - 17" (25 - 43 cm)	1

Poupées "Shadow Buddies"


- Les poupées Shadow Buddies, exclusives à **Hollister**, sont des amies très spéciales pour les enfants qui ont subi ou qui doivent subir une chirurgie de stomie
- Elles sont des outils d'enseignement très utiles à l'éducation des soins de stomie
- Ces poupées qu'on peut cajoler, ont des yeux en forme de cœur et une stomie fictive



Shadow Buddies est une marque de commerce de la Fondation Shadow Buddies

Les anneaux protecteurs CeraRing

Un ajustement de confiance, avec des céramides!



La sécurité et la confiance des anneaux Adapt, en plus de la science des céramides

- Disponibles en format plat ou convexe selon vos besoins
- Aident à diminuer les risques d'écoulement, protégeant ainsi la peau et augmentant le temps de port
- Résistants à l'érosion, même quand ils sont humides ou exposés à l'écoulement de la stomie
- Offrent un confort ultime et une facilité d'application - la composition sans alcool est douce pour la peau
- Port prolongé
- Infusés de céramides - une protection naturelle de la peau
- Aident à conserver la barrière d'humidité naturelle de la peau
- Aident à diminuer la perte d'eau transépidermique (PET) en présence d'une peau érodée

SCANNEZ-MOI



Anneaux protecteurs

Plats CeraRing



No de produit	Type	Diamètre externe	Épaisseur	Boîte de
8805	Régulier	2" (48 mm)	4,5 mm	10
8815	Mince	2" (48 mm)	2,30 mm	

Plats Flexlend



No de produit	Type	Diamètre externe	Épaisseur	Boîte de
7805	Régulier	2" (48 mm)	4,5 mm	10
7806	Régulier	4" (102 mm)	2,30 mm	
7815	Mince	2" (48 mm)	2,30 mm	

Convexes CeraRing



No de produit	Diamètre interne	S'étire jusqu'à	Boîte de
89520	13/16" (20 mm)	1" (25 mm)	10
89530	1-3/16" (30 mm)	1-3/8" (35 mm)	
89540	1-9/16" (40 mm)	1-3/4" (45 mm)	

Convexes Flexlend



No de produit	Diamètre interne	S'étire jusqu'à	Boîte de
79520	13/16" (20 mm)	1" (25 mm)	10
79530	1-3/16" (30 mm)	1-3/8" (35 mm)	
79540	1-9/16" (40 mm)	1-3/4" (45 mm)	

Ovales convexes CeraRing



No de produit	Diamètre interne	S'étire jusqu'à	Boîte de
89601	7/8" x 1-1/2" (22 x 38 mm)	1-1/8" x 1-3/4" (27 x 43 mm)	10
89602	1-3/16" x 1-7/8" (30 x 48 mm)	1-3/8" x 2-1/8" (35 x 53 mm)	
89603	1-1/2" x 2-3/16" (38 x 56 mm)	1-3/4" x 2-3/8" (43 x 61 mm)	

Ovales convexes Flexlend



No de produit	Diamètre interne	S'étire jusqu'à	Boîte de
79601	7/8" x 1-1/2" (22 x 38 mm)	1-1/8" x 1-3/4" (27 x 43 mm)	10
79602	1-3/16" x 1-7/8" (30 x 48 mm)	1-3/8" x 2-1/8" (35 x 53 mm)	
79603	1-1/2" x 2-3/16" (38 x 56 mm)	1-3/4" x 2-3/8" (43 x 61 mm)	

Accessoires

Adapt

No de produit	Description	Indications	Format		Boîte de
7760	 Tampons dissolvants tout usage	Aidant à éliminer les résidus d'adhésifs	50 tampons par boîte		50
7737	 Dissolvant pour adhésif médical Adapt en aérosol <i>*avec formulation non-irritante à base de silicone et sans alcool</i>	Avec une technologie de pulvérisation de 360°, aide à minimiser le gaspillage et permet une pulvérisation dans n'importe quel angle	Vaporisateur	1,7 fl oz (50 ml)	1
7906	 Poudre de stomie Adapt	Pour absorber l'humidité de la peau érodée autour de la stomie. Assurez-vous d'enlever l'excédent de poudre sur la peau. Cesser l'utilisation une fois le problème est résolu	Bouteille	1 oz (28 g)	1
79402	 Rallonges de champ protecteur Adapt	Pour une sécurité supplémentaire autour du champ protecteur. Diminuent le risque de décollement de l'adhésif et peut augmenter le temps de port. Offrent une adhésion supérieure en présence d'hernie péristomiale.	Chaque rallonge couvre une surface de 48 cm²		30
78500	 Déodorisant-lubrifiant Adapt	Neutralise les odeurs, facilite la vidange et aide à diminuer la statique dans le sac. Ce produit n'est pas un parfum ni un agent masquant. À utiliser seulement avec des sacs vidables ou fermés.	Bouteille	8 oz (236 ml)	1
78501			Sachets	0,27 oz (8 ml)	50
79301	 Pâte Adapt	Permet de combler les inégalités de la peau autour de la stomie. La pâte aide donc à diminuer les risques de fuites sous le champ protecteur.	Tube	0,5 oz (14 g)	20
79300				2 oz (60 g)	1
79400	 Languettes Adapt - Flexlend (sans alcool)	Permettent de combler les inégalités de la peau autour de la stomie. Les languettes aident donc à diminuer les risques de fuites sous le champ protecteur.	Forme triangulaire	5-1/8" (13 cm)	10
7917	 Tampons protecteurs Adapt <i>*avec formulation non-irritante à base de silicone et sans alcool</i>	Aident à protéger la peau lors du retrait du champ protecteur. Non recommandés sous un champ protecteur de port prolongé.	50 tampons par boîte		50

Karaya

No de produit	Description	Indications	Format		Boîte de
7905	 Poudre	Pour absorber l'humidité de la peau érodée autour de la stomie. Assurez-vous d'enlever l'excédent de poudre sur la peau. Cesser l'utilisation une fois le problème est résolu	Bouteille	2,5 oz (71 g)	12

Accessoires

Éliminateurs d'odeurs m9

No de produit	Description	Format	Boîte de
7715		1 oz (30 ml)	12
7717		8 oz (240 ml)	6
7732		2 oz (60 ml)	12
7733		8 oz (240 ml)	6
7735		8 oz (240 ml)	6

Accessoires pour sacs

No de produit	Description	Format	Boîte de
8770		Clampe de couleur beige pour sacs vidables	20
7300		Moyenne 23" - 43" (58 - 109 cm)	10
7299		Grande 34" - 65" (86 - 165 cm)	
7331		Adaptateur pour tube de drainage d'urostomie	10

Port d'accès universel

No de produit	Description	Boîte de
9779	Permet l'insertion d'un drain ou d'un cathéter à l'intérieur de la paroi d'un sac collecteur de plaies ou d'un sac de stomie	8

Sacs collecteurs de plaies Avec champs protecteurs

No de produit	Pour des plaies jusqu'à	Boîte de
9773	3" (7,6 cm)	10
9776	3.75" (9,5 cm)	10
9778	4" x 8" (10 cm x 20 cm)	3

Champs protecteurs

No de produit	Description	Format	Boîte de
8800	Flexitend (Non stérile)	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	5
8801		8" x 8" (20 cm x 20 cm)	3
7800	Premium (Non stérile)	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	5
7801		8" x 8" (20 cm x 20 cm)	3
7700	HolliHesive (Non stérile)	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	5

Produits pour l'irrigation

No de produit	Description	Information		Boîte de
7721	Trousse avec cône d'irrigation	Comprend: (1) drain irrigateur, (1) cône avec connecteur, (1) brosse de nettoyage		1
7723	Cône de stomie	Avec connecteur. Unité de remplacement		10
7728	Drain irrigateur en deux pièces	Avec clampes et anneaux pour ceinture de stomie	2" (51 mm)	20
7724			3" (76 mm)	
18152	Drain Irrigateur New Image	Collerette: 1-3/4" (44 mm)	Sac: 30" (76 cm)	5
18153		Collerette: 2-1/4" (57 mm)	Sac: 30" (76 cm)	
18154		Collerette: 2-3/4" (70 mm)	Sac: 30" (76 cm)	
7740	Lubrifiant pour stomie	Bouteille	4 oz (118 ml)	10

Couvres-stomie

avec adhésif microporeux

Précoupés					Avec adhésif
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
3184	Blanc	2" (51 mm)	4-1/4" (11 cm)	Oui	30
3186		3" (76 mm)	4-1/4" (11 cm)		

Champs protecteurs SoftFlex

Précoupés					Sans adhésif
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
1796	Beige	1-5/16" (50 mm)	4" (10 cm)	Oui	30



Service Secure Start de Hollister

Nous offrons un soutien sur mesure aux utilisateurs de produits de stomie et d'urologie, peu importe la marque que vous utilisez. L'inscription est simple et le service est sans frais.

Une fois inscrit, un coordonnateur Secure Start communiquera avec vous pour vous expliquer nos services et pour répondre à vos questions.

Le Service Secure Start de Hollister offre aux utilisateurs de produits de stomie et d'urologie un support à vie, afin de:

- Trouver le bon produit
- Fournir des conseils adaptés à vos besoins et vous renseigner sur nos produits et services
- Trouver des ressources locales, comme l'accès à un professionnel de santé ou à un fournisseur spécialisé
- Obtenir des conseils sur l'utilisation des produits
- Trouver une source de financement pour vos cathéters

**Soins de
stomie**

**Soins
d'incontinence**

Si vous avez des questions à propos de nos produits ou services de stomie, contactez-nous au **1 866 789-7574**, ou par courriel à **securestartcanada@hollister.com**

Si vous avez des questions à propos de nos services ou produits d'incontinence, contactez-nous au **1 800 263-7421** ou par courriel à **canadasscccontact@hollister.com**.



Soins d'urologie



La personne au coeur de tout ce que nous faisons

Design des plus discrets

Voici un cathéter discret, au design inspiré.

Le cathéter Infyna Chic a été conçu avec la participation de professionnels de la santé dans le but d'offrir un niveau de discrétion supérieur aux femmes qui utilisent des cathéters. Il est attrayant et facile à utiliser. Le cathéter Infyna Chic peut aider la femme, qui doit l'utiliser, à se sentir mieux.


Infyna Chic

No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
7008	Droit	8 Fr	5" (13 cm)	30
7010	Droit	10 Fr	5" (13 cm)	30
7012	Droit	12 Fr	5" (13 cm)	30
7014	Droit	14 Fr	5" (13 cm)	30




Les avantages qui modifieront l'expérience de la cathétérisation!


- Bouchon pouvant être ouvert et refermé d'une seule main
- Cathéter hydrophile, prêt à l'emploi
- La rigidité optimale pour permettre une insertion facile et sans contact
- La longueur du cathéter permet de s'assurer que la vessie est complètement vidée
- Peut se brancher à un sac collecteur sans avoir à le retirer de son emballage



Facile à ouvrir d'une seule main



Facile à prendre et à sortir de son emballage



Ne coule pas une fois refermé

SCANNEZ-
MOI





Ça
commence
ici

Les cathéters VaPro Pocket^{MC}
offrent les caractéristiques que les
utilisateurs désirent.¹

Protection. Facilité d'utilisation. Discretion

En plus d'être simples à utiliser, les cathéters VaPro Pocket offrent une protection sans contact grâce à leur gaine protectrice et leur embout protecteur qui permettent une insertion plus facile. L'emballage format poche est plus discret – une caractéristique appréciée des utilisateurs.

Considérez les cathéters VaPro Pocket dès le départ.

Apprenez-en plus en consultant le Hollister.com ou
en nous contactant au **1 800 263-7400**



Cathéter amélioré.
Emballage discret.

Référence : 1-Données internes de Hollister.

Avant l'utilisation, assurez-vous de lire le mode d'emploi pour connaître l'utilisation prévue, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les instructions.

Le logo Hollister, VaPro Plus Pocket et VaPro Pocket sont des marques de commerce de Hollister Incorporated.

©2021 Hollister Incorporated ALL-01469



VaPro Pocket^{MC}
Cathéters intermittents sans contact

VaPro Plus Pocket^{MC}
Cathéters intermittents sans contact



Soins d'urologie



Cathéters intermittents hydrophiles sans contact

Les cathéters VaPro offrent une protection 100% sans contact grâce à un embout et à une gaine de protection

Les cathéters VaPro de Hollister sont conçus pour être hygiéniques afin d'aider à protéger les patients contre les microbes durant tout le processus de cathétérisation.

Embout protecteur

- prévient le contact du cathéter stérile avec les bactéries se trouvant dans les 15 premiers millimètres de l'urètre distal
- aide à prévenir la progression des bactéries dans le système urinaire

Gaine protectrice

- permet de saisir le cathéter facilement, tout au long de celui-ci
- agit comme barrière pour éviter que les germes externes ne viennent en contact avec le cathéter



VaPro^{MC}



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
72124	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	30
73124	Coudé		16" (40 cm)	
72142	Droit	14 Fr	8" (20 cm)	30
72144	Droit		16" (40 cm)	
73144	Coudé	16 Fr	16" (40 cm)	30
72164	Droit		16" (40 cm)	
73164	Coudé		16" (40 cm)	

VaPro Plus^{MC}



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
74124	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	30
74144	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	30

VaPro Plus est un système fermé avec un sac collecteur intégré de 1000 ml.

VaPro F-Style est un cathéter intermittent hydrophile sans contact plus **FERME**.

VaPro^{MC} F-Style



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
7600124	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	30
7600144	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	30
7600164	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	30

VaPro Plus^{MC} F-Style



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
7700124	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	30
7700144	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	30

VaPro Plus F-Style est un système fermé avec un sac collecteur intégré de 1000 ml.

Amélioré! Un embout protecteur 50%* plus petit, offrant toujours la même protection 100% sans contact.



Actuel

Nouveau



Avantages de la conception améliorée

- Embout protecteur **50 %* plus petit** et de forme plus ergonomique, pour une insertion plus confortable
- **Embout protecteur transparent** pour faciliter la visualisation
- Emballage **plus discret**
- Une **réduction des déchets** grâce au nouveau design

*En fonction du volume de matières utilisées



Sac collecteur plus facile à ouvrir et à vider, pour une manipulation plus hygiénique (s'applique uniquement aux cathéters VaPro Plus Pocket)

VaPro Pocket




No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
70124	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	30
70144	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	30
70164	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	30

VaPro Plus Pocket

No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
71084	Droit	8 Fr	16" (40 cm)	30
71104	Droit	10 Fr	16" (40 cm)	30
71122	Droit	12 Fr	8" (20 cm)	30
71124	Droit		16" (40 cm)	
71142	Droit	14 Fr	8" (20 cm)	30
71144	Droit		16" (40 cm)	
71164	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	30

VaPro Plus Pocket est un système fermé avec un sac collecteur intégré de 1000 ml.



Cathéters intermittents
sans contact VaPro^{MC}

Une nouvelle étude¹ confirme la protection supérieure*

Hollister a demandé à un laboratoire indépendant d'étudier les **caractéristiques de protection** des cathéters VaPro et de les comparer aux cathéters de d'autres fabricants.

*En comparaison avec d'autres cathéters évalués.
Référence: 1. Données à l'interne. TR-00453,2021


**Découvrez
les résultats**



Cathéters intermittents sans contact

Systèmes fermés



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
940641C	Droit	6 Fr	16" (40 cm)	100
940841C	Droit	8 Fr	16" (40 cm)	
941041C	Droit	10 Fr	16" (40 cm)	
941241C	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	
951241C	Coudé		16" (40 cm)	
941441C	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	
951441C	Coudé		16" (40 cm)	
941641C	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	
951641C	Coudé		16" (40 cm)	
941841C	Droit	18 Fr	16" (40 cm)	

Trousses de systèmes fermés



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
960641C	Droit	6 Fr	16" (40 cm)	100
960841C	Droit	8 Fr	16" (40 cm)	
961041C	Droit	10 Fr	16" (40 cm)	
961241C	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	
97124	Coudé		16" (40 cm)	
961441C	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	
97144	Coudé		16" (40 cm)	
961641C	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	
97164	Coudé		16" (40 cm)	
961841C	Droit	18 Fr	16" (40 cm)	

Les trousse comprennent:

- Le système fermé Advance Plus
- Des gants
- Des tampons de chlorure de benzalkonium
- Protège-drap résistant à l'eau

Les cathéters intermittents sans contact Advance Plus:

- Possèdent un embout protecteur qui aide à protéger le cathéter des bactéries situées dans les 15 premiers millimètres de la partie distale de l'urètre
- Ont un réservoir de lubrifiant régulé qui permet de contrôler la lubrification du cathéter
- Sont munis d'oeillets souples conçus pour une insertion et un retrait en douceur

Cathéters intermittents



No de produit	Ancien code de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
10610	Nouveau	Droit	6 Fr	10" (25 cm)	30
10616	B1007	Droit	6 Fr	15" (38 cm)	
10806	B1016	Droit	8 Fr	6" (15 cm)	30
10810	Nouveau	Droit		10" (25 cm)	
10816	B1018	Droit	8 Fr	16" (40 cm)	30
10826	Nouveau	Coudé		16" (40 cm)	
11006	B1033	Droit	10 Fr	6" (15 cm)	30
11010	Nouveau	Droit		10" (25 cm)	
11026	1035	Coudé, olive	10 Fr	16" (40 cm)	30
11016	B1034	Droit		16" (40 cm)	
11206	B1047	Droit	12 Fr	6" (15 cm)	30
11216	B1048	Droit		16" (40 cm)	
11226	B1050	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	30
11406	B1062	Droit		6" (15 cm)	
11446	B1063	Droit, sans entonnoir	14 Fr	6" (15 cm)	30
11416	B1064	Droit		16" (40 cm)	
B1061	B1061	Souple	14 Fr	16" (40 cm)	50
11426	B1066	Coudé tip		16" (40 cm)	
B1065	B1065	Droit, avec conditionnement courbé	16 Fr	16" (40 cm)	30
11616	B1082	Droit		16" (40 cm)	
11626	B1086	Coudé	18 Fr	16" (40 cm)	30
11816	B1096	Droit		16" (40 cm)	
11826	1097	Coudé	18 Fr	16" (40 cm)	30

Les cathéters intermittents Apogee:

- Sont munis d'oeillets doux, souples et décalés pour favoriser une insertion facile
- Sont des cathéters clairs et ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Sont conçus pour favoriser le confort
- Sont faits de Polychlorure de vinyle (PVC) de qualité médicale
- Sont non-lubrifiés
- Sont disponibles avec des embouts droits ou coudés

Les catheters Apogee ont des nouveaux codes de produits depuis 2021. Les anciens codes (en noir) servent de référence uniquement. Ce changement n'affecte en rien le produit, ses performances ou son utilisation prévue. Si vous avez des questions au sujet de ce changement, veuillez contacter votre représentant Hollister ou le service à la clientèle Hollister au **1 800 263-7400**.

Cathéters urinaires externes

Hollister

Latex



Port prolongé: Longueur 2-3/4" (7 cm)
avec rabat interne unique Longueur de bande adhésive 1-3/5" (4 cm)

No de produit	Description	Format	Boîte de
9206	Petit/pédiatrique	7/8" - 1" (22 - 25 mm)	30
9207	Moyen	1" - 1-1/8" (26 - 30 mm)	
9208	Intermédiaire	1-1/8" - 1-1/4" (31 - 35 mm)	
9209	Grand	1-3/8" - 1-1/2" (36 - 39 mm)	

Port régulier Longueur 2-3/4" (7 cm),
Longueur de bande adhésive 1-3/5" (4 cm)

No de produit	Description	Format	Boîte de
9106	Petit/pédiatrique	7/8" - 1" (22 - 25 mm)	30
9107	Moyen	1" - 1-1/8" (26 - 30 mm)	
9108	Intermédiaire	1-1/8" - 1-1/4" (31 - 35 mm)	
9109	Grand	1-3/8" - 1-1/2" (36 - 39 mm)	

Faits de latex de caoutchouc naturel

Guide de sélection de tailles

Utilisez le guide de sélection pour déterminer la taille appropriée de cathéter

- Placez le guide de sélection juste derrière le gland du pénis
- Sélectionnez la taille qui se rapproche le plus



InView

Silicone



Réguliers Longueur 2-3/4" (7 cm),
Longueur de la bande adhésive 1-3/5" (4 cm)

No de produit	Description	Format	Boîte de
97525	Petit	1" (25 mm)	30
97529	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
97532	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
97536	Grand	1-1/2" (36 mm)	
97541	Très Grand	1-5/8" (41 mm)	100
97525-100	Petit	1" (25 mm)	
97529-100	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
97532-100	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
97536-100	Grand	1-1/2" (36 mm)	
97541-100	Très Grand	1-5/8" (41 mm)	

Spéciaux Longueur 1-3/5" (4 cm),
Longueur de la bande adhésive 1-3/5" (4 cm)

No de produit	Description	Format	Boîte de
97425	Petit	1" (25 mm)	30
97429	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
97432	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
97436	Grand	1-1/2" (36 mm)	
97441	Très Grand	1-5/8" (41 mm)	100
97425-100	Petit	1" (25 mm)	
97429-100	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
97432-100	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
97436-100	Grand	1-1/2" (36 mm)	
97441-100	Très Grand	1-5/8" (41 mm)	

Extra Longueur 2-3/4" (7 cm),
Longueur de la bande adhésive 2-3/4" (7 cm)

No de produit	Description	Format	Boîte de
97625	Petit	1" (25 mm)	30
97629	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
97632	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
97636	Grand	1-1/2" (36 mm)	
97641	Très Grand	1-5/8" (41 mm)	100
97625-100	Petit	1" (25 mm)	
97629-100	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
97632-100	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
97636-100	Grand	1-1/2" (36 mm)	
97641-100	Très Grand	1-5/8" (41 mm)	

Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel

Sacs collecteurs d'urine

Sacs à jambe

Sacs à jambe



No de produit	Description	Capacité	Boîte de
9814	Moyen	18 oz (540 ml)	10
9805	Grand	30 oz (900 ml)	

Tubes de rallonge avec connecteur



No de produit	Description	Longueur	Boîte de
9345	Non stérile	18" (45 cm)	10
9346	Stérile	18" (45 cm)	

Courroies en tissu



No de produit	Description	Capacité	Boîte de
9342	Petit	15" (38 cm)	10 paires
9343	Moyen	23" (58 cm)	

Les sacs à jambe de Hollister sont:

- Stériles
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Conçus avec une valve anti-reflux

Ensembles combinés pour sacs à jambe



No de produit	Description	Capacité	Boîte de
9348	Moyen	18 oz (540 ml)	12 ensembles
9349	Grand	30 oz (900 ml)	

Ensembles combinés pour sacs à jambe aérés



No de produit	Description	Capacité	Boîte de
9645	Moyen	18 oz (540 ml)	10 ensembles
9655	Grand	30 oz (900 ml)	

Sacs collecteurs urinaires de lit



No de produit	Description	Capacité	Boîte de
9839	Système collecteur 2000ml	68 oz (2000 ml)	20

Nettoyant/décristalliseur m9

Concentré et flacon de lavage



No de produit	Description	Format	Boîte de
7736	1 Flacon de concentré 1 Flacon de lavage	16 oz (480 ml)	12

Sacs collecteurs externes

Sacs urinaires

Femmes

Champs protecteurs SoftFlex



No de produit	Description	Boîte de
9840	Pâte Adapt, et tampon protecteur Adapt inclus	10

Hommes

Champs protecteurs Flexlend



No de produit	Description	Boîte de
9873	Champ protecteur mince assurant la flexibilité, aucun adhésif supplémentaire requis	10

Champs protecteurs SoftFlex



No de produit	Description	Boîte de
9811	Bande adhésive et tampon protecteur Adapt	10

Les sacs urinaires de Hollister:

- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Ont un champ protecteur à découper
- Ont une pellicule à l'épreuve des odeurs

Collecteurs de substances fécales

Sacs

Champs protecteurs Flexlend



No de produit	Description	Longueur du sac	Boîte de
9823	Moyen, Ultra-clair	10" (25 cm)	10
9880	Grand, Transparent	12" (30 cm)	

Sacs transparents

Champs protecteurs SoftFlex



No de produit	Description	Longueur du sac	Boîte de
9822	Moyen	10" (25 cm)	10
9821	Grand	12" (30 cm)	



Maintenant
en ligne

Notre nouvelle plateforme éducative est maintenant disponible



Recherches cliniques et support éducatif



Formation continue



Éducation pour les patients



Pour les cliniciennes –
Par des cliniciennes

A couple is seen from behind, sitting on a dark wooden bench. The man, on the left, has short dark hair and is wearing a light-colored, textured sweater. The woman, on the right, has curly blonde hair and is wearing a grey sweater. They are both looking out over a scenic landscape that includes a body of water and forested hills under a bright, slightly overcast sky. The overall mood is peaceful and contemplative.

Soins critiques

Dédié à l'excellence.

Fixateurs pour tubes endotrachéaux

AnchorFast



No de produit	Description	Boîte de
9799	• Permet d'entourer le tube endotrachéal et de le fixer à l'aide d'une pince de sécurité • La navette amovible permet le repositionnement du tube endotrachéal de droite à gauche de façon sécuritaire • Champ protecteur Flexend • Pour la fixation des tubes de 5,0 – 10,0 mm de diamètre interne	12

AnchorFast SlimFit



No de produit	Description	Boîte de
9787	• Permet d'entourer le tube endotrachéal et de le fixer à l'aide d'une pince de sécurité • La navette amovible permet le repositionnement du tube endotrachéal de droite à gauche de façon sécuritaire • Surface accrue pour le placement des doigts ou du pouce pour faciliter l'ouverture • Conçu pour les visages de plus petites tailles • Pour la fixation des tubes de 5,0 – 8,0 mm de diamètre interne	12

AnchorFast Guard Select



No de produit	Description	Boîte de
9700	• Permet d'entourer le tube endotrachéal et de le fixer à l'aide d'une pince de sécurité • La navette amovible permet le repositionnement du tube endotrachéal de droite à gauche de façon sécuritaire • Manchon protecteur intégré pour diminuer le risque d'occlusion du tube endotrachéal • Pour la fixation des tubes de 5,0 – 9,0 mm ou tubes avec succion sous-glottique intégrée de 6,0 – 8,0 mm de diamètre interne	12

Courroies de remplacement pour le cou AnchorFast



No de produit	Description	Boîte de
9788	Courroies de remplacement pour le cou	4

Fixateurs de tubes

Fixateur de drain/tube horizontal



No de produit	Description	Boîte de
9781	Usage unique, stérile	5

Fixateur de drain/tube vertical



No de produit	Description	Boîte de
9782	Usage unique, stérile	5

Fixateur de drain/tube



No de produit	Description	Boîte de
9780	Usage unique, stérile	5

Fixateur de tube d'alimentation



No de produit	Description	Boîte de
9786	• Le champ protecteur FlexWear s'ajuste au nez du patient • Usage unique, stérile	20

Fixateur de tube d'aspiration



No de produit	Description	Boîte de
9785	• Le champ protecteur FlexWear s'ajuste au nez du patient • Usage unique, stérile	20

Index numérique

No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page
1035	38	7012	32	8288	19	8493	23	8631	16	8988	18
1097	38	7014	32	8289	19	8494	23	8632	16	8990	18
1796	29	7299	29	8290	19	8495	23	8633	16	8991	18
3184	29	7300	29	8291	19	8496	23	8634	16	8992	18
3186	29	7331	29	8292	19	8497	23	8635	16	8993	18
3222	24	7700	29	8293	19	8498	23	8637	16	9106	39
3223	24	7715	29	8294	19	8504	19	8638	16	9107	39
3224	24	7717	29	8295	19	8508	19	8639	16	9108	39
3225	24	7721	29	8296	19	8510	19	8641	16	9109	39
3226	24	7723	29	8297	19	8511	19	8642	16	9206	39
3228	24	7724	29	8331	16	8512	19	8643	16	9207	39
3229	24	7728	29	8412	22	8513	19	8644	16	9208	39
3232	24	7732	29	8413	22	8514	19	8647	16	9209	39
3233	24	7733	29	8414	22	8515	19	8648	16	9342	40
3234	24	7735	29	8415	22	8524	19	8649	16	9343	40
3238	24	7736	40	8440	21	8528	19	8651	16	9345	40
3239	24	7737	28	8442	21	8531	16	8661	18	9346	40
3273	24	7740	29	8443	21	8538	16	8662	18	9348	40
3274	24	7760	28	8447	21	8551	16	8663	18	9349	40
3275	24	7800	29	8448	21	8552	16	8664	18	9645	40
3276	24	7801	29	8449	21	8558	16	8665	18	9655	40
3278	24	7805	27	8450	21	8559	16	8666	18	9700	44
3279	24	7806	27	8460	21	8584	19	8674	18	9773	29
3323	24	7815	27	8462	21	8588	19	8678	18	9776	29
3324	24	7905	28	8463	21	8590	19	8770	29	9778	29
3325	24	7906	28	8464	21	8591	19	8800	29	9779	29
3326	24	7917	28	8467	21	8592	19	8801	29	9780	44
3328	24	8031	16	8468	21	8593	19	8805	27	9781	44
3329	24	8081	16	8469	21	8594	19	8815	27	9782	44
3603	24	8131	16	8474	23	8595	19	8901	16	9785	44
3604	24	8181	16	8478	23	8596	19	8914	18	9786	44
3605	24	8214	19	8480	23	8597	19	8918	18	9787	44
3608	24	8218	19	8481	23	8610	19	8925	16	9788	44
3609	24	8244	19	8482	23	8611	19	8930	16	9799	44
3761	26	8248	19	8483	23	8612	19	8931	16	9805	40
3774	26	8274	19	8484	23	8613	19	8935	16	9811	41
3777	26	8278	19	8485	23	8614	19	8940	16	9814	40
3778	26	8280	19	8486	23	8615	19	8954	18	9821	41
3795	26	8281	19	8487	23	8616	19	8958	18	9822	41
3796	26	8282	19	8488	23	8617	19	8960	18	9823	41
3797	26	8283	19	8489	23	8618	19	8961	18	9839	40
3799	26	8284	19	8490	23	8619	19	8962	18	9840	41
7008	32	8285	19	8491	23	8624	19	8963	18	9873	41
7010	32	8286	19	8492	23	8628	19	8984	18	9880	41

No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page
10610	38	13901	11	14708	8	16104	8	18184	12	18922	14
10616	38	13902	11	14709	8	16105	8	18192	12	18922	26
10806	38	13903	11	14802	11	16106	8	18193	12	18923	14
10810	38	13904	11	14803	11	16107	8	18194	12	18924	14
10816	38	13905	11	14804	11	16108	8	18202	12	19002	15
10826	38	13906	11	14901	11	16401	9	18203	12	19003	15
11006	38	13907	11	14902	11	16402	9	18204	12	19004	15
11010	38	13908	11	14903	11	16403	9	18282	12	19006	15
11016	38	13909	11	14904	11	16404	9	18282	26	19052	15
11026	38	13910	11	14905	11	16405	9	18283	12	19053	15
11202	8	13911	11	14906	11	16406	9	18284	12	19054	15
11203	8	14102	9	14907	11	16407	9	18292	12	19056	15
11204	8	14103	9	14908	11	16408	9	18293	12	19102	15
11206	38	14104	9	14909	11	18002	12	18294	12	19103	15
11216	38	14202	9	14910	11	18003	12	18322	13	19104	15
11226	38	14203	9	14911	11	18004	12	18323	13	19106	15
11402	10	14204	9	15102	8	18006	12	18324	13	19152	15
11403	10	14206	9	15103	8	18012	13	18332	13	19153	15
11404	10	14301	9	15104	8	18013	13	18333	13	19154	15
11406	38	14302	9	15202	9	18014	13	18334	13	19156	15
11416	38	14303	9	15203	9	18016	13	18352	13	19202	15
11426	38	14304	9	15204	9	18102	12	18353	13	19203	15
11446	38	14305	9	15302	10	18103	12	18354	13	19204	15
11503	10	14306	9	15303	10	18104	12	18362	13	19252	15
11504	10	14307	9	15304	10	18112	12	18363	13	19253	15
11505	10	14308	9	15402	11	18113	12	18364	13	19254	15
11506	10	14309	9	15403	11	18114	12	18372-30	13	19603	15
11616	38	14402	11	15404	11	18122	12	18373-30	13	19604	15
11626	38	14403	11	15503	11	18123	12	18374-30	13	19903	15
11702	10	14404	11	15504	11	18124	12	18392	13	70124	35
11703	10	14503	11	15505	11	18132	12	18393	13	70144	35
11704	10	14504	11	15506	11	18133	12	18394	13	70164	35
11816	38	14505	11	15602	8	18134	12	18402	14	71084	35
11826	38	14506	11	15603	8	18142	12	18403	14	71104	35
11903	10	14602	8	15604	8	18143	12	18404	14	71122	35
11904	10	14603	8	15802	11	18144	12	18412	14	71124	35
11905	10	14604	8	15803	11	18152	29	18413	14	71142	35
11906	10	14606	8	15804	11	18153	29	18414	14	71144	35
13402	11	14701	8	15903	11	18154	29	18902	14	71164	35
13403	11	14702	8	15904	11	18172	12	18903	14	72124	34
13404	11	14703	8	15905	11	18173	12	18904	14	72142	34
13503	11	14704	8	15906	11	18174	12	18912	14	72144	34
13504	11	14705	8	16101	8	18176	12	18912	26	72164	34
13505	11	14706	8	16102	8	18182	12	18913	14	73124	34
13506	11	14707	8	16103	8	18183	12	18914	14	73144	34

Index numérique

No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page
73164	34	84292	22	85011	19	96144IC	37	151116	8
74124	34	84293	22	85116	19	96164IC	37	151117	8
74144	34	84294	22	85118	19	96184IC	37	151118	8
78500	28	84295	22	85119	19	97124	37	153103	10
78501	28	84394	23	85211	19	97144	37	153104	10
79300	28	84398	23	85811	19	97164	37	153105	10
79301	28	84404	22	86211	19	97425	39	153106	10
79400	28	84408	22	86711	18	97425-100	39	826211	19
79402	28	84490	21	88300	17	97429	39	841311	22
79520	27	84492	21	88302	17	97429-100	39	844011	22
79530	27	84493	21	88325	17	97432	39	7600124	34
79540	27	84494	21	88330	17	97432-100	39	7600144	34
79601	27	84497	21	88335	17	97436	39	7600164	34
79602	27	84498	21	88340	17	97436-100	39	7700124	34
79603	27	84499	21	88402	17	97441	39	7700144	34
80070	17	84590	21	88700	17	97441-100	39	8195111	18
80110	17	84692	21	88725	17	97525	39	8439111	23
82100	17	84693	21	88730	17	97525-100	39	8479111	23
82111	19	84694	21	88735	17	97529	39	B1007	38
82125	17	84697	21	88740	17	97529-100	39	B1016	38
82130	17	84698	21	89011	16	97532	39	B1018	38
82135	17	84699	21	89111	18	97532-100	39	B1033	38
82300	17	84711	23	89511	18	97536	39	B1034	38
82302	17	84794	23	89518	18	97536-100	39	B1047	38
82325	17	84798	23	89520	27	97541	39	B1048	38
82330	17	84890	23	89530	27	97541-100	39	B1050	38
82335	17	84891	23	89540	27	97625	39	B1061	38
82402	17	84892	23	89601	27	97625-100	39	B1061	38
82411	19	84893	23	89602	27	97629	39	B1062	38
82610	19	84894	23	89603	27	97629-100	39	B1063	38
82611	19	84895	23	89811	18	97632	39	B1064	38
82612	19	84896	23	94064IC	37	97632-100	39	B1065	38
82613	19	84897	23	94084IC	37	97636	39	B1065	38
82614	19	84898	23	94104IC	37	97636-100	39	B1066	38
82615	19	84899	23	94124IC	37	97641	39	B1082	38
82616	19	84990	23	94144IC	37	97641-100	39	B1086	38
82617	19	84991	23	94164IC	37	112013	8	B1096	38
82618	19	84992	23	94184IC	37	112014	8		
82619	19	84993	23	95124IC	37	112015	8		
82624	19	84994	23	95144IC	37	112016	8		
82628	19	84995	23	95164IC	37	112017	8		
82711	19	84996	23	96064IC	37	112018	8		
84134	22	84997	23	96084IC	37	151113	8		
84138	22	84998	23	96104IC	37	151114	8		
84200	21	84999	23	96124IC	37	151115	8		

www.hollister.com

Le logo Hollister, Adapt, Advance, Advance Plus, Anchorfast, Anchorfast Slim Fit, Anchorfast Guard Select, Apogee, CeraPlus, Extended Wear, Everyday, Flexextend, FlexWear, FormaFlex, Infyna Chic, InView, Karaya 5, Lock 'n Roll, m9, New Image, Pouchkins, Premier, QuietWear, Secure Start, SoftFlex, VaPro, VaPro F-Style, VaPro Plus, VaPro Pocket and VaPro Plus Pocket sont les déposées de Hollister Incorporated.

Toutes les autres marques déposées et droits d'auteur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

©2021 Hollister Incorporated



Comment communiquer avec Hollister Limited

Service à la clientèle

Sans frais: 1.800.263.7400

Télécopieur

Sans frais: 1.800.432.8846

Adresse électronique

canadacustomerservice@hollister.com

Heures d'ouverture

lundi au vendredi; 8h30 à 17h00 (heure normale de l'est)

Hollister Limited

Aurora, ON

Service Secure Start de Hollister

Nous offrons un soutien sur mesure aux utilisateurs de produits de stomie et d'urologie, peu importe la marque que vous utilisez. L'inscription est simple et le service est sans frais.

Une fois inscrit, un coordonnateur Secure Start communiquera avec vous pour vous expliquer nos services et pour répondre à vos questions.

Le Service Secure Start de Hollister offre aux utilisateurs de produits de stomie et d'urologie un support à vie, afin de:

- Trouver le bon produit
- Fournir des conseils adaptés à vos besoins et vous renseigner sur nos produits et services
- Trouver des ressources locales, comme l'accès à un professionnel de santé ou à un fournisseur spécialisé
- Obtenir des conseils sur l'utilisation des produits
- Trouver une source de financement pour vos cathéters

Soins de stomie:

1.866.789.7574, ou par courriel à
securestartcanada@hollister.com

Soins d'incontinence:

1.800.263.7421, ou par courriel à
canadasscccontact@hollister.com



INSCRIVEZ-VOUS

Notre nouvelle plateforme éducative est maintenant disponible

Visitez notre nouvelle plateforme
éducative dès maintenant

Balayez le code QR suivant ou visitez le:
www.hollister.com/ostomyclinicaleducation

SCANNEZ-
MOI



©2021 Hollister Incorporated

Soins de stomie
Peau saine. Résultats positifs.