

Le maintien d'un
environnement
adéquat fait toute
la différence



Champ protecteur CeraPlus
*avec technologie Remois**

Maintenant disponible dans la gamme de produits
une-pièce Premier!

 Hollister


Remois

La peau péristomiale mérite ce qu'il y a de mieux

En soins de stomie, on ne saurait trop insister sur l'importance de la santé de la peau péristomiale. L'état de la peau influence grandement la façon dont le champ protecteur adhère, de même que le confort et le bien-être global des patients qui vivent avec une stomie.

Malheureusement, les problèmes affectant la peau péristomiale sont trop fréquents. Environ la moitié des personnes qui vivent avec une stomie en feront mention à un moment ou autre de leur vie.

Plusieurs pensent même que les problèmes de peau font partie du cours normal de la vie avec une stomie. Nous sommes en désaccord. Les patients n'ont pas à souffrir, et notre objectif est de les aider à garder une peau péristomiale saine dès le départ.

Champ protecteur CeraPlus

*Maintenant disponible dans notre gamme de produits une-pièce **Premier!***

Le champ protecteur CeraPlus est infusé de céramides, des lipides naturellement présents dans la peau. En plus de protéger la peau contre le dessèchement, ils disposent d'une formulation permettant de:

- Protéger la barrière d'hydratation naturelle de la peau
- Garder la peau péristomiale en bonne santé
- Diminuer la perte d'eau transépidermique causée par la peau endommagée ou érodée

Le champ protecteur CeraPlus est maintenant disponible dans notre gamme de produits une-pièce Premier. Vos patients continueront à profiter de fonctionnalités exclusives telles que le filtre AF300 et le fermoir intégré Lock'n Roll Microseal.


Déjà offert dans notre gamme de produits deux-pièces New Image depuis quelques années, cette technologie est maintenant disponible dans une plus grande variété d'options.



L'avantage des céramides

Les céramides sont un composant naturel de la peau humaine, constitués de molécules lipidiques cireuses. Les céramides lient les cellules de la couche externe de la peau (épiderme) afin de former une barrière protectrice imperméable à l'eau.

Les céramides aident à prévenir la perte d'eau qui peut entraîner des dommages et la sécheresse de la peau. Plusieurs produits hydratants pour la peau contiennent des céramides afin d'aider à protéger la peau contre la perte de son humidité naturelle.



Les céramides :

- Sont un composant naturel de la peau humaine
- Lient les cellules de la couche cornée afin de former une barrière protectrice imperméable à l'eau
- Aident à prévenir la perte d'eau qui peut entraîner des dommages et la sécheresse de la peau

*84 % des cliniciens ont indiqué qu'ils étaient susceptibles de continuer à utiliser le champ protecteur CeraPlus et de le recommander à leurs patients***

Notre nouveau champ protecteur CeraPlus est conçu pour favoriser une peau saine dès le départ.

De plus, vos patients préserveront une peau saine longtemps après avoir quitté vos soins.

Constatez la différence avec le champ protecteur CeraPlus.

Communiquez avec votre représentant(e) Hollister pour plus de détails ou pour obtenir un échantillon gratuit.

Champ protecteur CeraPlus

avec technologie Remois*

Le champ protecteur CeraPlus est maintenant disponible dans notre gamme de produits une-pièce **Premier**. Les sacs **Premier** intègrent les fonctionnalités exclusives telles que le filtre AF300 ainsi que le fermoir intégré Lock 'n Roll Microseal.

Déjà offert dans notre gamme de produits deux-pièces New Image depuis quelques années, cette technologie est maintenant disponible dans une plus grande variété d'options.

Maintenant disponible dans nos gammes de produits une-pièce **Premier** et deux-pièces **New Image**.

NOUVEAU! Sac Premier une pièce avec champ protecteur CeraPlus

- Sac vidable avec fermoir intégré Lock 'n Roll Microseal
- Avec adhésif

Champ protecteur plat

Couleur du sac	Ouverture	N° de produit
Ultra-clair	Jusqu'à 2 1/2 po (64 mm)	 8931
	Jusqu'à 2 1/2 po (64 mm)	 8901
Beige avec fenêtre d'observation et filtre AF300	1 po (25 mm)	8925
	1 3/16 po (30 mm)	8930
	1 3/8 po (35 mm)	8935
	1 9/16 po (40 mm)	8940

Champ protecteur convexe

Couleur du sac	Ouverture	N° de produit
Ultra-clair	Jusqu'à 1 po (25 mm)	 8984
	Jusqu'à 1 1/2 po (38 mm)	 8988
	Jusqu'à 2 po (51 mm)	 89811
Beige avec fenêtre d'observation et filtre AF300	Jusqu'à 1 po (25 mm)	 8914
	Jusqu'à 1 1/2 po (28 mm)	 8918
	Jusqu'à 2 po (51 mm)	 89111
	3/4 po (19 mm)	8990
	7/8 po (22 mm)	8991
	1 po (25 mm)	8992
1 1/8 po (29 mm)	8993	

Champ protecteur avec convexité souple

Couleur du sac	Ouverture	N° de produit.
Beige avec fenêtre d'observation et filtre AF300	Jusqu'à 1 po (25 mm)	 8954
	Jusqu'à 1 1/2 po (38 mm)	 8958
	Jusqu'à 2 1/8 po (55 mm)	 89511
	3/4 po (19 mm)	8960
	7/8 po (22 mm)	8961
	1 po (25 mm)	8962
	1 1/8 po (29 mm)	8963

Champ protecteur CeraPlus deux-pièces New Image

- Avec adhésif

Champ protecteur plat

Taille de la collerette	Ouverture	N° de produit
1 3/4 po (44 mm)	Jusqu'à 1 1/4 po (32 mm)	  11202
2 1/4 po (57 mm)	Jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)	  11203
2 3/4 po (70 mm)	Jusqu'à 2 1/4 po (57 mm)	  11204

Champ protecteur convexe

Taille de la collerette	Ouverture	N° de produit
1 3/4 po (44 mm)	Jusqu'à 1 po (25 mm)	  11402
2 1/4 po (57 mm)	Jusqu'à 1 1/2 po (38 mm)	  11403
2 3/4 po (70 mm)	Jusqu'à 2 po (51 mm)	  11404
1 3/4 po (44 mm)	7/8 po (22 mm)	 11503
1 3/4 po (44 mm)	1 po (25 mm)	 11504
2 1/4 po (57 mm)	1 1/8 po (29 mm)	 11505
2 1/4 po (57 mm)	1 1/4 po (32 mm)	 11506

NOUVEAU! Champ protecteur CeraPlus deux-pièces New Image

- Sans adhésif

Champ protecteur plat

Taille de la collerette	Ouverture	N° de produit
1 3/4 po (44 mm)	Jusqu'à 1 1/4 po (32 mm)	  15102
2 1/4 po (57 mm)	Jusqu'à 1 3/4 po (44 mm)	  15103
2 3/4 po (70 mm)	Jusqu'à 2 1/4 po (57 mm)	  15104

Champ protecteur convexe

Taille de la collerette	Ouverture	N° de produit
1 3/4 po (44 mm)	Jusqu'à 1 po (25 mm)	  15302
2 1/ po (57 mm)	Jusqu'à 1 1/2 po (38 mm)	  15303
2 3/4 po (70 mm)	Jusqu'à 2 po (51 mm)	  15304

 Champ protecteur à découper