

Faire une différence dans le parcours de la vie



Catalogue de produits 2025



Les valeurs et principes fondamentaux de notre fondateur, John Dickinson Schneider, constituent aujourd'hui la base de notre entreprise.

Notre Mission

Rendre plus digne et gratifiante la vie des personnes qui utilisent nos produits et nos services.

Notre Vision

Croître et prospérer en tant qu'entreprise indépendante détenue par ses employés et en profiter pour devenir de meilleurs êtres humains.

Notre patrimoine

Hollister Limited a vu le jour en 1921, lorsque John Dickinson Schneider, alors âgé de 23 ans, fonda une petite entreprise spécialisée dans l'imprimerie à Chicago qu'il nomma JDS Printer Craftsman.

Depuis les premiers débuts, l'esprit d'entreprise de John Schneider était marqué par une certaine philosophie : « Nous ne nous contenterons que du meilleur ». Puis l'entreprise se fit une réputation pour ses produits, ses services et son personnel, d'une qualité irréprochable.

Table des matières

Soins de stomie

Produits de stomie CeraPlus

Champs protecteurs deux pièces et ensembles de stomie	8
Champs protecteurs à convexité souple	8
Champs protecteurs convexes	8
Champs protecteurs plats	8
Ensembles de stomie	8
Ensembles d'urostomie	8
Sacs vidables une pièce	9
Champs protecteurs à convexité souple	9
Champs protecteurs convexes	9
Champs protecteurs plats	9
Sacs d'urostomie une pièce	10
Champs protecteurs à convexité souple	10
Champs protecteurs convexes	10
Champs protecteurs plats	10

New Image^{MC} – Systèmes deux pièces

Champs protecteurs convexes - Flexlend	12
Champs protecteurs plats - Flexlend	12
Champs protecteurs convexes - FlexWear	13
Champs protecteurs plats - FlexWear	13
Sacs vidables	14
Sacs fermés	14
Sacs à haut débit	15
Sacs d'urostomie	16
Ensembles de stomie	17
Ensembles d'urostomie	17

Premier^{MC} - Systèmes une pièce

Champs protecteurs à convexité souple Flexlend - Sac vidable	20
Champs protecteurs convexes Flexlend - Sac vidable	20
Champs protecteurs plats Flexlend - Sac vidable	21
Champs protecteurs plats FlexWear - Sac vidable	21
Champs protecteurs plats SoftFlex - Sac vidable	22
Champs protecteurs plats SoftFlex - Sac fermé	22
Couvres-stomie	22
Sacs à haut débit	23
Champs protecteurs convexes - Sac d'urostomie	24
Champs protecteurs plats - Sac d'urostomie	25

Pouchkins^{MC}

Une pièce	28
Deux pièces	28

Accessoires infusés de céramide

Anneaux protecteurs CeraRing	30
Rallonges de champ protecteur CeraPlus	30
Champ protecteur CeraPlus	30

Accessoires

Anneaux protecteurs Adapt	31
Accessoires Adapt	31
Éliminateurs d'odeurs m9	32
Accessoires pour sacs	32
Port d'accès universel	32
Sacs collecteurs de plaies	32
Champs protecteurs	32
Produits pour l'irrigation	32
Sacs collecteurs à haut débit	32

Soins d'urologie

Infyna Chic ^{MC}	34
---------------------------	----

VaPro^{MC}

Cathéters intermittents hydrophiles sans contact	36
--	----

Advance Plus^{MC}

Cathéters intermittents sans contact	38
--------------------------------------	----

Apogee^{MC}

Cathéters intermittents	39
-------------------------	----

Cathéters urinaires externes

Hollister - Latex	40
InView - Silicone	40

Sacs collecteurs d'urine

Sacs à jambe	41
Nettoyant/décristalliseur m9	41

Sacs collecteurs externes

Sacs urinaires	42
Collecteurs de substances fécales	42

Soins critiques

Fixateurs pour tubes endotrachéaux	45
Fixateurs de tubes	45

Index numérique	46
Renseignements généraux	49

Service à la clientèle de Hollister

Heures d'ouverture: lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 (heure normale de l'Est)

Téléphone: 1 800 263-7400

Télécopieur: 1 800 432-8846

Courriel: Canadacustomerservice@hollister.com



Service Secure Start de Hollister

Inscription simple et rapide! C'est facile et sans frais

Le service **Secure Start^{MC} de Hollister** vous offre un support personnalisé, afin que vous puissiez vivre votre vie comme vous le voulez!

Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir :

- Un accompagnement personnalisé
- Des conseils liés à l'utilisation des produits
- Des ressources éducatives
- Des échantillons gratuits qui répondent à vos besoins
- Un support pour avoir accès à un remboursement

Profitez du service Secure Start dès maintenant !

SCANNEZ-
MOI



Soins de
stomie

1-866-789-7574

Soins
d'urologie

1-800-263-7421

SCANNEZ-
MOI













Soins de stomie

Peau saine. Résultats positifs.

Peau saine. Résultats positifs.

Choisir un champ protecteur offrant un AJUSTEMENT optimal

L'AJUSTEMENT est essentiel pour diminuer le risque de fuites autour de la stomie et augmenter le confort du client.

Situations cliniques possibles	Exemples de champs protecteurs
 <ul style="list-style-type: none">• Peau péristomiale plane• Protrusion adéquate de la stomie• Bouche de stomie centrée	 <p>Champ protecteur plat</p>
 <ul style="list-style-type: none">• Légère pression nécessaire au niveau de la peau péristomiale• Stomie au niveau de la peau• Lésions péristomiales	 <p>Champ protecteur à convexité souple intégrée</p>
 <ul style="list-style-type: none">• Stomie au niveau de la peau• Peau péristomiale avec plis• Bouche de stomie non centrée	 <p>Champ protecteur plat avec anneau plat ou convexe</p>
 <ul style="list-style-type: none">• Plis cutanés importants• Bouche de stomie non centrée• Stomie sous la surface cutanée	 <p>Champ protecteur avec convexité intégrée</p>
 <ul style="list-style-type: none">• Stomie invaginée• Bouche de stomie non centrée• Plis cutanés importants	 <p>Champ protecteur avec convexité intégrée et anneau plat ou convexe</p>

Avant l'utilisation, assurez-vous de consulter le mode d'emploi pour connaître les indications, contre-indications, les avertissements et les précautions d'usage.

1. Colwell JC, Goldberg MT & Carmel JE (Eds). (2015). WOCN Society Core Curriculum Ostomy Management. Chapitre 10. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer
2. Hoeflok J et al. Use of Convexity in Ostomy Care: Results of an International Consensus Meeting. JWOCN, janvier/février 2017

Caractéristiques des champs protecteurs convexes et applications cliniques – Énoncés consensuels d'un groupe international d'experts

McNichol, L, Cobb, T, Depaifve, Y, Quigley, M, Smitka, K & Gray, M 2021, 'Characteristics of Convex Skin Barriers and Clinical Application- Results of an International Consensus Panel' - *Journal Wound Ostomy Continence Nursing*, 48(6): 524-532.

Méthode

Concertation de 12 infirmières et infirmiers chevronnés en matière de soins de stomie

Résultats

Énoncés consensuels : Cinq caractéristiques des champs protecteurs convexes et seize applications cliniques

Conclusion

Définitions communes pour aider l'équipe soignante à choisir le champ protecteur convexe approprié selon des critères d'évaluation. Améliorer la gestion des soins de stomie pour les patients




Scannez le code QR pour lire les résultats complets du consensus.

Les cinq caractéristiques des produits convexes

1. Profondeur

La **profondeur** est définie comme la mesure entre la base et le sommet du dôme du champ protecteur convexe.



2. Compressibilité

La **compressibilité** est la capacité d'un champ convexe à se soulever ou s'aplanir sous l'action d'une pression.




3. Flexibilité

La **flexibilité** représente la facilité avec laquelle un champ protecteur convexe peut se plier.



4. Emplacement de la tension

L'**emplacement de la tension** est la position dans laquelle le champ protecteur convexe exerce des forces vers le bas et vers l'extérieur sur la topographie péristomiale.



5. Pente

La **pente** est l'inclinaison entre la base et le sommet du dôme du champ protecteur convexe.





Les produits stomie
CeraPlus de Hollister
ont reçu l'accréditation dermatologique
officielle du Skin Health Alliance.




Qu'est ce que la Skin Health Alliance ?

La **Skin Health Alliance** (Alliance pour la Santé de la Peau) est une organisation internationale de premier plan dans le domaine de la santé de la peau qui travaille en étroite collaboration avec des dermatologues, des scientifiques et l'industrie des soins de la peau ayant un intérêt commun dans la promotion d'une peau saine. La **Skin Health Alliance** accorde une accréditation professionnelle et un soutien aux entreprises, aux services et aux marques qui souhaitent obtenir une reconnaissance dermatologique indépendante pour leurs recherches sur les produits.



- Les produits **Hollister pour stomies CeraPlus™*** ont reçu l'accréditation dermatologique officielle de la Skin Health Alliance (Alliance pour la Santé de la Peau).
- En plus des tests de sécurité rigoureux auxquels nos produits sont soumis, l'accréditation SHA signifie que les produits **Hollister pour stomies CeraPlus™** ont été vérifiés de manière indépendante par un groupe de spécialistes.
- Les produits **Hollister pour stomies CeraPlus™** peuvent aider à prévenir les problèmes cutanés et à garder une peau saine dès le départ.
- En choisissant les produits **Hollister pour stomies CeraPlus™**, les personnes utilisant des appareillages pour stomies peuvent avoir la confiance et la fierté de savoir que leur champ protecteur aide à protéger leur peau, ce qui leur permet de vivre pleinement leur vie



Avant l'utilisation, assurez-vous de lire le mode d'emploi pour connaître l'utilisation prévue, les contre-indications, les mises en garde, les précautions et les instructions. Hollister et son logo, CeraPlus et "Faire une différence dans le parcours de la vie" sont des marques déposées de Hollister Incorporated. Toutes les autres marques déposées et droits d'auteur sont la propriété de leur propriétaires respectifs. © 2023 Hollister Incorporated. 923539

*Les produits CeraPlus sont fabriqués à l'aide de la technologie Remois de Alcare Co., Ltd.



Soins de stomie
Peau saine. Résultats positifs.

Produits* de stomie CeraPlus^{MC}

Patrick
CeraPlusTM product user



La protection là où ça compte le plus



Champs protecteurs deux pièces et ensembles de stomie

Champs protecteurs à convexité souple



À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
11702	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec adhésif
11703	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
11704	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		

Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
11903	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Avec adhésif
11904	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
11905	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
11906	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		

Champs protecteurs plats



À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
11202	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Avec adhésif
11203	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
11204	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		
15102	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Sans adhésif
15103	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
15104	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		

Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
112013	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Avec adhésif
112014	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
112015	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)		
112016	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
112017	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		Sans adhésif
112018	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
151113	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
151114	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
151115	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)	5	Sans adhésif
151116	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
151117	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
151118	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		

Champs protecteurs convexes



À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
11402	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec adhésif
11403	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
11404	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
15302	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Sans adhésif
15303	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
15304	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		

Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
11503	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Avec adhésif
11504	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
11505	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
11506	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		
153103	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Sans adhésif
153104	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
153105	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
153106	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		

Ensembles de stomie Sacs vidables

Fermer intégré Lock 'n Roll

Non stérile

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
19603	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	12" (30 mm)	5
19604	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	12" (30 mm)	

Inclus: Un champ protecteur avec bordure adhésive CeraPlus, un sac à vider ultra-clair et un support pour stomie

Ensembles de stomie - Urostomies

Non stérile

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
19903	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	5

Inclus: Un sac d'urostomie ultra-clair, un champ protecteur avec bordure adhésive CeraPlus et un adaptateur pour tube de drainage



Veillez vous rendre à la page 14 pour les options de sacs en deux pièces.



Sacs vidables une pièce

Champs protecteurs à convexité souple Sacs vidables



Fermeur intégré Lock 'n Roll

À découper						Avec adhésif
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
8964	Transparent	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	5	
8968		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)			
89611		2-1/8" (55 mm)	12" (30 cm)			
8954	Beige avec fenêtre d'observation	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	5	
8958		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)			
89511		2-1/8" (55 mm)	12" (30 cm)			

À découper						Sans adhésif
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
89518	Beige avec fenêtre d'observation	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	AF300	5	
8195111		2-1/8" (55 mm)	12" (30 cm)			

Précoupés						Avec adhésif
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
8960	Beige avec fenêtre d'observation	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	AF300	5	
8961		7/8" (22 mm)	12" (30 cm)			
8962		1" (25 mm)	12" (30 cm)			
8963		1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)			

Champs protecteurs plats - Sacs vidables



Fermeur intégré Lock 'n Roll

À découper						Avec adhésif
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
8931	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	Non	10	
8901	Beige avec fenêtre d'observation	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	AF300		

À découper						Sans adhésif
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
89011	Beige avec fenêtre d'observation	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	AF300	10	

Précoupés						Avec adhésif
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
8925	Beige avec fenêtre d'observation	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	10	
8930		1-3/16" (30 mm)	12" (30 cm)			
8935		1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)			
8940		1-9/16" (40 mm)	12" (30 cm)			

Champs protecteurs convexes Sacs vidables



Fermeur intégré Lock 'n Roll

À découper						Avec adhésif
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
8984	Ultra-clair	1" (25 mm)	12" (30 cm)	Non	5	
8988		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)			
89811		2" (51 mm)	12" (30 cm)			
8914	Beige avec fenêtre d'observation	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	5	
8918		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)			
89111		2" (51 mm)	12" (30 cm)			

Précoupés						Avec adhésif
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
8990	Beige avec fenêtre d'observation	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	AF300	5	
8991		7/8" (22 mm)	12" (30 cm)			
8992		1" (25 mm)	12" (30 cm)			
8993		1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)			

Le champ protecteur CeraPlus^{MC} vous offre l'**AJUSTEMENT** et la **COMPOSITION** que vous avez besoin

Champ protecteur infusé de céramides:

- **Protège** la barrière d'humidité naturelle de la peau
- **Diminue** la perte d'eau transépidermique en présence d'une peau érodée
- **Maintient** une peau péristomiale en santé

SCANNEZ-MOI





Sacs d'urostomie une pièce

Champs protecteurs à convexité souple Sacs d'urostomie

Conception améliorée



À découper					Avec adhésif
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de	
84134	Ultra-clair	1" (25 mm)	9" (23 cm)	5	
84138		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)		
841311		2-1/8" (55 mm)	9" (23 cm)		

Précoupés					Avec adhésif
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de	
8412	Beige avec fenêtre d'observation	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	5	
8413		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)		
8414		1" (25 mm)	9" (23 cm)		
8415		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)		

Champs protecteurs plats Sacs d'urostomie

Conception améliorée



À découper					Avec adhésif
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de	
84200	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	10	

Champs protecteurs convexes Sacs d'urostomie

Conception améliorée



À découper					Avec adhésif
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de	
84404	Ultra-clair	1" (25 mm)	9" (23 cm)	5	
84408		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)		
844011		2" (51 mm)	9" (23 cm)		

Précoupés					Avec adhésif
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de	
84292	Beige avec fenêtre d'observation	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	5	
84293		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)		
84294		1" (25 mm)	9" (23 cm)		
84295		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)		

Un produit de grande qualité, encore plus performant!

Une valve d'écoulement améliorée, fait d'un matériel plus souple et présentant une conception simplifiée.

Conception multi-chambres, qui permet une distribution plus uniforme de l'urine dans le sac.



Concept multi-chambres
Vue de devant



Concept multi-chambres
Vue du dessus (alors que le sac est coupé)

New Image^{MC}



Peau saine. Résultats positifs.

Champs protecteurs convexes

Flexlend



À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
14802	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec adhésif
14803	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
14804	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
15802	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Sans adhésif
15803	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
15804	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		

Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
13901	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	5	Avec adhésif (Amincisé)
13902	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)		
13903	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
13904	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
13905	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
13906	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		
13907	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
13908	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
13909	2-3/4" (70 mm)	1-5/8" (41 mm)		
13910	2-3/4" (70 mm)	1-3/4" (44 mm)		
13911	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
14901	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	5	Avec adhésif
14902	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)		
14903	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
14904	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
14905	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
14906	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		
14907	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
14908	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
14909	2-3/4" (70 mm)	1-5/8" (41 mm)		
14910	2-3/4" (70 mm)	1-3/4" (44 mm)		
14911	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
15903	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Sans adhésif
15904	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
15905	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
15906	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		

Champs protecteurs plats

Flexlend



À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
14602	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Avec adhésif
14603	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
14604	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		
14606	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)		
15602	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Sans adhésif
15603	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
15604	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		

Précoupés





No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de			
14701	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	5	Avec adhésif		
14702	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)				
14703	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)				
14704	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)				
14705	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)				
14706	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)				
14707	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)				
14708	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)				
14709	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)				
16101	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)			5	Sans adhésif
16102	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)				
16103	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)				
16104	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)				
16105	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)				
16106	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)				
16107	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)				
16108	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)				

Système de correspondance des couleurs

Systèmes deux pièces

Pour vous aider à choisir un sac collecteur compatible au champ protecteur New Image, chaque étiquette est dotée d'un code de couleur

1. Choisissez le champ protecteur approprié à l'ouverture de la stomie et notez le code de couleur de la boîte
2. Sélectionnez par la suite un sac collecteur selon les caractéristiques recherchées et assurez-vous de choisir une boîte de sacs dont l'étiquette est compatible à celle du champ protecteur

	1-3/4" (44 mm)		2-3/4" (70 mm)
	2-1/4" (57 mm)		4" (102 mm)

Champs protecteurs convexes

FlexWear



À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
13402	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec adhésif (Amincief)
13403	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
13404	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
14402	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
14403	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
14404	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)	5	Avec adhésif
15402	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
15403	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
15404	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		

Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
13503	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Avec adhésif (Amincief)
13504	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
13505	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
13506	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		
14503	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
14504	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec adhésif
14505	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
14506	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		
15503	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
15504	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
15505	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)	5	Sans adhésif
15506	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		

Champs protecteurs plats

FlexWear



À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
14202	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Avec adhésif
14203	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
14204	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		
14206	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)		
15202	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
15203	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	5	Sans adhésif
15204	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		

Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de			
14301	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	5	Avec adhésif		
14302	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)				
14303	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)				
14304	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)				
14305	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)				
14306	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)				
14307	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)				
14308	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)				
14309	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)				
16401	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)			5	Sans adhésif
16402	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)				
16403	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)				
16404	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)				
16405	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)				
16406	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)				
16407	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)				
16408	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)				

Sacs vidables

Fermer intégré Lock 'n Roll



Couleur: Ultra-clair

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtere	Boîte de
18002	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18003	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18004	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18006	4" (102 mm)	12" (30 cm)		

Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtere	Boîte de
18132	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18133	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18134	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18192	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
18193	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18194	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18292	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	AF300	20
18293	2-1/4" (57 mm)	7" (18 cm)		
18294	2-3/4" (70 mm)	7" (18 cm)		

Couleur: Beige

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtere	Boîte de
18112	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18113	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18114	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18182	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
18183	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18184	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18282	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	AF300	20
18283	2-1/4" (57 mm)	7" (18 cm)		
18284	2-3/4" (70 mm)	7" (18 cm)		

Le fermer Microseal Lock 'n Roll procure:

- Un fermer sécuritaire grâce à de multiples "micro-attaches".
- Un fermer facile à ouvrir et fermer.
- Le matériel utilisé pour ce fermer est résistant à l'eau et peut être fermé sécuritairement, même lorsqu'il est mouillé. Cependant, nous vous conseillons de le garder le plus sec possible.

Avec clampe



Couleur: Ultra-clair

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtere	Boîte de
18172	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18173	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18174	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18176	4" (102 mm)	12" (30 cm)		

Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtere	Boîte de
18102	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18103	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18104	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		

Couleur: Beige

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtere	Boîte de
18122	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18123	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18124	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18142	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
18143	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18144	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18202	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	Non	10
18203	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)		
18204	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)		

Sacs fermés



Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtere	Boîte de
18362	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	AF300	60
18363	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)		
18364	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)		

Couleur: Beige

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtere	Boîte de
18352	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	Non	30
18353	2-1/4" (57 mm)	7" (18 cm)		
18354	2-3/4" (70 mm)	7" (18 cm)		
18372-30	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	AF300	30
18373-30	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)		
18374-30	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)		
18392	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	AF300	60
18393	2-1/4" (57 mm)	7" (18 cm)		
18394	2-3/4" (70 mm)	7" (18 cm)		

Sacs à haut débit

Conception améliorée



Conception originale Avec fermoir souple



Couleur: Transparent


No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18022	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)		
18023	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
18024	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		

*Sac collecteur 5551 disponible à la page 32.

Couleur: Ultra-clair


No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18012	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)		
18013	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18014	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18016	4" (102 mm)	12" (30 cm)		

Caractéristiques:




Fermeur souple de grand diamètre diminuant le risque d'occlusions

- Grand diamètre interne
- Matériau souple et résistant
- Bouchon facile à ouvrir et à fermer



Grand sac collecteur à longue tubulure offrant une plus grande liberté, jour et nuit

- Sac collecteur d'une capacité de 2 litres - Vidange moins fréquente permettant d'améliorer la qualité du sommeil
- Tubulure ondulée prévient la torsion ou le pliage
- Turbulure de 152,4cm permet une liberté de mouvement.



Mécanisme de verrouillage intuitif qui accroît le sentiment de sécurité

- Nouveau verrou rotatif qui permet de fixer la valve de drainage au sac collecteur de manière simple et sécuritaire

Sacs d'urostomie

Conception améliorée



Couleur: Ultra-clair

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
18922	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10
18923	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	
18924	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	

Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
18902	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10
18903	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	
18904	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	

Couleur: Beige

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
18912	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10
18913	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	
18914	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	

Conception originale



Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
18402	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10
18403	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	
18404	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	

Un produit de grande qualité, encore plus performant!

Une valve d'écoulement améliorée, fait d'un matériel plus souple et présentant une conception simplifiée.

Conception multi-chambres, qui permet une distribution plus uniforme de l'urine dans le sac.



Concept multi-chambres
Vue de devant



Concept multi-chambres
Vue du dessus (alors que le sac est coupé)

SCANNEZ-MOI



Ensembles de stomie

Sacs vidables

FlexWear

Fermer intégré Lock 'n Roll

Non stérile

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
19002	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	12" (30 mm)	5
19003	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	12" (30 mm)	
19004	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	12" (30 mm)	
19006	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	12" (30 mm)	

Stérile

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
19052	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	12" (30 mm)	5
19053	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	12" (30 mm)	
19054	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	12" (30 mm)	
19056	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	12" (30 mm)	

FlexWear

Avec clampe

Non stérile

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
19102	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	12" (30 mm)	5
19103	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	12" (30 mm)	
19104	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	12" (30 mm)	
19106	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	12" (30 mm)	

Stérile

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
19152	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	12" (30 mm)	5
19153	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	12" (30 mm)	
19154	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	12" (30 mm)	
19156	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	12" (30 mm)	

Les ensembles de stomie comprennent:

- Un champ protecteur avec bordure adhésive FlexWear
- Un sac à vider ultra-clair

Ensembles de stomie

Urostomies

FlexTend

Non stérile

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
19202	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5
19203	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	
19204	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	

Stérile

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
19252	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5
19253	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	
19254	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	

Les ensembles de stomie - urostomies, comprennent:

- Un sac ultra-clair
- Un champ protecteur à découper, FlexTend, avec bordure adhésive
- Un adaptateur pour sac de drainage

Peau saine. Résultats positifs.

Choisir un champ protecteur offrant une COMPOSITION optimale

La COMPOSITION du champ protecteur implique un mélange spécifique d'ingrédients ayant un impact sur l'adhésion, la résistance à l'érosion et le taux d'absorption du produit. Ce mélange est primordial au maintien d'une peau péristomiale en santé.

Champs protecteurs de port prolongé

CeraPlus^{MC}



- Champ protecteur **infusé de céramides**, un composé lipidique naturel de la peau, permettant de protéger la peau contre la sécheresse. Ce champ protecteur répond aux critères d'adhésion, d'absorption et de résistance à l'érosion.
- Sa composition aide à conserver la barrière naturelle d'humidité de la peau, aidant ainsi à maintenir une peau péristomiale en santé.

Flextend

- Durabilité et résistance à l'érosion
- Se gonfle au contact d'un effluent liquide, ce qui permet de créer une meilleure étanchéité entre la peau et la stomie.
- Idéal pour les personnes qui transpirent beaucoup
- Forte adhérence et flexibilité

Champs protecteurs de port régulier

FlexWear

- Bon équilibre entre durabilité et douceur. Offre un niveau d'adhésion modéré permettant de bien répondre à différentes fréquences de changements d'appareillages
- Résistant à l'érosion liée aux liquides
- Conçu pour tous les types de peau, selon la fréquence de changement recherchée
- Conçu pour être utilisé pour plus d'une journée

SoftFlex

- Champ approprié pour:
 - Les gens qui ont une peau fragile, mince ou sensible, comme les gens en traitements de chimiothérapie ou radiothérapie
 - Les gens qui désirent changer leur appareillage fréquemment
- Conçu pour être doux pour la peau, ce qui permet des changements plus fréquents d'appareillages

Savez-vous?

Les produits de stomie CeraPlus^{MC} ont reçu l'accréditation dermatologique du Skin Health Alliance.

Suite à une évaluation par des dermatologues indépendants, toute la gamme CeraPlus a obtenu le label Skin Health Alliance. Cette accréditation répond à des normes strictes relatives à la sécurité, l'efficacité, l'éthique et le développement durable, et garantit que des experts reconnus en santé de la peau sont convaincus de la qualité des produits.



Premier^{MC}

Peau saine. Résultats positifs.

Champs protecteurs à convexité souple

Sacs vidables

Flextend

Fermeur intégré Lock 'n Roll



À découper

Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8674	Beige avec fenêtre d'observation	5/8" - 1" (13 - 25 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
8678		5/8" - 1-1/2" (13 - 38 mm)	12" (30 cm)		
86711		5/8" - 2-1/8" (13 - 55 mm)	12" (30 cm)		

Précoupés

Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8661	Beige avec fenêtre d'observation	7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
8662		1" (25 mm)	12" (30 cm)		
8663		1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)		
8664		1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)		
8665		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
8666		1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)		

Champs protecteurs convexes

Flextend

Avec clampe



À découper

Avec adhésif

Couleur: Transparent

No de produit		Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
Bordure amincie	Bordure régulière			
82624	8624	1" (25 mm)	12" (30 cm)	5
82628	8628	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	
826211	86211	2" (51 mm)	12" (30 cm)	

Précoupés

Avec adhésif

Couleur: Transparent

No de produit		Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
Bordure amincie	Bordure régulière			
82610	8610	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	5
82611	8611	7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	
82612	8612	1" (25 mm)	12" (30 cm)	
82613	8613	1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)	
82614	8614	1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	
82615	8615	1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)	
82616	8616	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	
82617	8617	1-5/8" (41 mm)	12" (30 cm)	
82618	8618	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	
82619	8619	2" (51 mm)	12" (30 cm)	

Champs protecteurs convexes

Sacs vidables

Flextend

Fermeur intégré Lock 'n Roll



À découper

Avec adhésif

Couleur: Transparent

No de produit	Bordure amincie	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8244		1" (25 mm)	12" (30 cm)	Non	5
8248		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
82411		2" (51 mm)	12" (30 cm)		
8274		1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	
8278		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
82711		2" (51 mm)	12" (30 cm)		

Couleur: Beige

No de produit	Bordure amincie	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8214		1" (25 mm)	12" (30 cm)	Non	5
82111		2" (51 mm)	12" (30 cm)		

Précoupés

Avec adhésif

Couleur: Transparent

No de produit	Bordure amincie	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
8280		3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	5
8281		7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	
8282		1" (25 mm)	12" (30 cm)	
8283		1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)	
8284		1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	
8285		1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)	
8286		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	
8288		1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	
8289		2" (51 mm)	12" (30 cm)	

Couleur: Beige

No de produit	Bordure amincie	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
8290		3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	5
8291		7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	
8292		1" (25 mm)	12" (30 cm)	
8293		1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)	
8294		1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	
8295		1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)	
8296		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	

Champs protecteurs plats Sacs vidables

Flextend
Fermer intégré Lock 'n Roll



À découper Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8531	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	Non	10
8331	Transparent	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	AF300	
8551	Beige	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	Non	

Précoupés Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
8538	Transparent	1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	10
8552	Beige	1" (25 mm)	12" (30 cm)	10
8558		1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	

Champs protecteurs plats Sacs vidables

FlexWear
Fermer intégré Lock 'n Roll



À découper Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8031	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	Non	10
8081	Transparent	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	AF300	
8181	Beige	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	AF300	

Flextend
Avec clampe



À découper Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
8651	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	10
8631	Transparent	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	10
8641		2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	

Précoupés Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
8637	Transparent	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	10
8632		1" (25 mm)	12" (30 cm)	
8638		1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	
8633		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	
8639		1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	
8635		2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	
8647	Beige	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	10
8642		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
8648		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
8643		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
8649		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	

Champs protecteurs plats Sacs vidables



SoftFlex

Fermer intégré Lock 'n Roll

À découper Sans adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
88300	Beige	2-1/8" (55 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
88700		2-1/8" (55 mm)	7" (18 cm)		20

À découper—Champ protecteur ovale Sans adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
88402	Transparent	2-1/2" x 3" (66 x 77 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
88302	Beige	2-1/2" x 3" (66 x 77 mm)	12" (30 cm)		

Précoupés Sans adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
88325	Beige	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
88330		1-3/16" (30 mm)	12" (30 cm)		
88335		1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)		
88340		1-9/16" (40 mm)	12" (30 cm)		
88725		1" (25 mm)	7" (18 cm)	AF300	20
88730		1-3/16" (30 mm)	7" (18 cm)		
88735		1-3/8" (35 mm)	7" (18 cm)		
88740		1-9/16" (40 mm)	7" (18 cm)		

Champs protecteurs plats Sacs fermés



SoftFlex

À découper Sans adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
82300	Beige	2-1/8" (55 mm)	9" (23 cm)	AF300	30
82100		2-1/8" (55 mm)	7" (18 cm)		

À découper—Champ protecteur ovale Sans adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
82402	Transparent	2-1/2" x 3" (66 mm x 77 mm)	9" (23 cm)	AF300	30
82302	Beige	2-1/2" x 3" (66 mm x 77 mm)	9" (23 cm)		

Précoupés Sans adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
82325	Beige	1" (25 mm)	9" (23 cm)	AF300	30
82330		1-3/16" (30 mm)	9" (23 cm)		
82335		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)		
82125		1" (25 mm)	7" (18 cm)		
82130		1-3/16" (30 mm)	7" (18 cm)	AF300	30
82135		1-3/8" (35 mm)	7" (18 cm)		

Couvres-stomie

avec adhésif microporeux



Précoupés Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
3184	White	2" (51 mm)	4-1/4" (11 cm)	AF300	30
3186		3" (76 mm)	4-1/4" (11 cm)		

Champs protecteurs SoftFlex



Précoupés Sans adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
1796	Beige	1-5/16" (50 mm)	4" (10 cm)	AF300	30

Sacs à haut débit

Conception améliorée

Flexextend

Convexité souple



À découper

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
83025		1" (25mm)	12" (30 cm)		
83038	Transparent	1-1/2" (38mm)	12" (30 cm)	AF300	5
83055		2-1/8" (55mm)	12" (30 cm)		

Précoupés

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
83125		1" (25mm)	12" (30 cm)		
83130	Transparent	1-3/16" (30mm)	12" (30 cm)	AF300	5
83135		1-3/8" (35mm)	12" (30 cm)		

Plat

À découper

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
26064b	Transparent	2-1/2" (64mm)	12" (30 cm)	AF300	10
26364	Beige	2-1/2" (64mm)	12" (30 cm)		

*Sac collecteur 5551 disponible à la page 32.

Flexextend

Conception originale




Non stérile

Sans adhésif


No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
80070	Ultra-clair	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)	10
80110		4-1/3" (110 mm)	12" (30 cm)	

Caractéristiques:




Combinaison unique offrant sécurité et santé de la peau:

Options de champs protecteurs convexes plats et souples
Composition très résistante maximise la durée de port et résiste à l'érosion
Bordure adhésive procure une tranquillité d'esprit grâce à un sentiment accru de sécurité




Fermeture souple de grand diamètre diminuant le risque d'occlusions

Grand diamètre interne
Matériau souple et résistant
Bouchon facile à ouvrir et à fermer



Grand sac collecteur à longue tubulure offrant une plus grande liberté, jour et nuit

Sac collecteur d'une capacité de 2 litres - Vidange moins fréquente permettant d'améliorer la qualité du sommeil
Tubulure ondulée prévient la torsion ou le pliage
Turbulure de 152,4cm permet une liberté de mouvement.



Mécanisme de verrouillage intuitif qui accroît le sentiment de sécurité

Nouveau verrou rotatif qui permet de fixer la valve de drainage au sac collecteur de manière simple et sécuritaire

Champs protecteurs convexes Sacs d'urostomie

Flextend Conception améliorée



À découper				
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
84794	Ultra-clair	1" (25 mm)	9" (23 cm)	5
84798		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
8479111		2" (51 mm)	9" (23 cm)	
84398		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
8439111		2" (51 mm)	9" (23 cm)	

Précoupés				
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
84890	Ultra-clair	1/2" (13 mm)	9" (23 cm)	5
84891		5/8" (16 mm)	9" (23 cm)	
84892		3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	
84893		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
84894		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
84895		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	
84896		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
84897		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	
84898		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
84899		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
84990	Beige	1/2" (13 mm)	9" (23 cm)	5
84991		5/8" (16 mm)	9" (23 cm)	
84992		3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	
84993		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
84994		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
84995		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	
84996		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
84997		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	
84998		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
84999		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	

Flextend Conception originale



À découper				
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
8474	Transparent	1" (25 mm)	9" (23 cm)	5
8478		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
84711		2" (51 mm)	9" (23 cm)	

Précoupés				
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
8480	Transparent	1/2" (13 mm)	9" (23 cm)	5
8481		5/8" (16 mm)	9" (23 cm)	
8482		3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	
8483		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
8484		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
8485		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	
8486		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
8487		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	
8488		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
8489		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
8490	Beige	1/2" (13 mm)	9" (23 cm)	5
8491		5/8" (16 mm)	9" (23 cm)	
8492		3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	
8493		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
8494		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
8495		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	
8496		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
8497		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	
8498		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	

Champs protecteurs plats Sacs d'urostomie

Flextend Conception améliorée



À découper Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
84590	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	10
84490	Beige	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	

Précoupés Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
84697	Transparent	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	10
84692		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
84698		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
84693		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
84699		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
84694		2" (51 mm)	9" (23 cm)	
84497	Beige	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	10
84492		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
84498		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
84493		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
84499		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
84494		2" (51 mm)	9" (23 cm)	

Flextend Conception originale



À découper Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
8450	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	10
8460	Transparent	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	
8440	Beige	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	

Précoupés Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
8467	Transparent	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	10
8462		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
8468		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
8463		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
8469		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
8464		2" (51 mm)	9" (23 cm)	
8447	Beige	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	10
8442		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
8448		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
8443		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
8449		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	



Produits CeraPlus^{MC} à convexité souple : le bon choix dès le départ

Choisissez la voie qui mène à une peau péristomiale saine avec les produits CeraPlus à convexité souple.

Réponse aux besoins individuels
Les produits CeraPlus^{MC} à convexité souple sont offerts en modèle une ou deux pièces et dans une gamme de tailles pour répondre aux besoins individuels.

Anneau d'ancrage intégré pour ceinture
L'utilisation d'une ceinture de stomie peut renforcer l'effet de la convexité en donnant une plus grande profondeur du champ protecteur.

Dispositif de convexité souple intégré
Offre un ajustement fiable et confortable pour soutenir la peau péristomiale tout en appliquant une légère pression afin de favoriser la protrusion de la stomie et l'aplanissement des plis cutanés.

Ajustement fiable et confortable
Une conception qui s'adapte aux formes corporelles individuelles et changeantes afin d'offrir un confort et une protection contre les fuites.

Champ protecteur infusé de céramides²
Les céramides servent de protection cutanée naturelle contre la perte d'eau.

Offert en modèle une pièce ou deux pièces.

« L'utilisation d'un produit convexe doit être envisagée dans la période postopératoire immédiate pour assurer une étanchéité fiable et constante, et ainsi réduire le risque de fuite. »

Convexity Consensus Statement 3 Colwell J. et coll. Use of a Convex Pouching System in the Post Operative Period: A National Consensus. JWOCN 2022; 49(3): p. 240-246



Pouchkins^{MC}


Avec la douceur et la flexibilité SoftFlex

Pouchkins

Systemes pédiatriques

Une pièce SoftFlex

Sacs pour prématurés/
nouveaux-nés



À découper					Sans adhésif <input type="checkbox"/>
No de produit	Description	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de	
Premie					
3777	Ultra-clair, Sans ouverture de départ	5/8" (15 mm)	4-1/2" (11.5 cm)		
					15
Newborn					
3778	Ultra-clair, Sans ouverture de départ	1-3/8" x 7/8" (35 x 22 mm)	6-1/2" (16 cm)		

Sacs vidables Fermoir intégré Lock 'n Roll



À découper					Sans adhésif <input type="checkbox"/>
No de produit	Description	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de	
3795	Transparent, Sans ouverture de départ	2" (51 mm)	7" (18 cm)		
3796		1-1/2" (38 mm)	6-1/2" (16 cm)		10

Sacs d'urostomie



À découper					Sans adhésif <input type="checkbox"/>
No de produit	Description	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de	
3797	Transparent, Sans ouverture de départ	1-1/2" (38 mm)	6-1/2" (16 cm)		10

Champ protecteur Pouchkins SoftFlex:

- Conçu pour être doux pour la peau sensible du nourrisson
- Aucune ouverture, ce qui permet d'être placé là où requis
- Sans adhésif
- Flexible et convient à la taille des bébés et des enfants
- Aucun des ensembles pédiatriques Pouchkins n'est fait de latex d'élastomère-caoutchouc naturel
- Tous les sacs New Image 1-3/4" (44mm) conviendront au champ protecteur cutané

Deux pièces SoftFlex

Champs protecteurs plats



À découper					Sans adhésif <input type="checkbox"/>
No de produit	Description	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
3761	Sans ouverture de départ	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		5

Sacs vidables Fermoir intégré Lock 'n Roll



Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
3799	1-3/4" (44 mm)	6-1/2" (16 cm)	Non		10

Couleur: Beige

18282	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	AF300		20
--------------	----------------	------------	-------	--	----

Sacs d'urostomie



Conception améliorée

No de produit	Couleur	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de	
18922	Ultra-clair	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)		10
18912	Beige	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)		10

Ceinture de stomie pédiatrique



No de produit	Longueur	Boîte de	
3774	10 - 17" (25 - 43 cm)		1

Poupées "Shadow Buddies"

- Les poupées Shadow Buddies, exclusives à **Hollister**, sont des amies très spéciales pour les enfants qui ont subi ou qui doivent subir une chirurgie de stomie
- Elles sont des outils d'enseignement très utiles à l'éducation des soins de stomie
- Ces poupées qu'on peut cajoler, ont des yeux en forme de cœur et une stomie fictive



Shadow Buddies est une marque de commerce de la Fondation Shadow Buddies

Accessoires








Les anneaux protecteurs CeraRing^{MC}

La sécurité et la confiance des anneaux Adapt, en plus de la science des céramides



- Infusés de céramides - une protection naturelle de la peau
- Aident à conserver la barrière d'humidité naturelle de la peau
- Aident à diminuer les risques d'écoulement et protège la peau - et peut même prolonger le temps de port du champ protecteur
- Aident à diminuer la perte d'eau transépidermique (PET) en présence d'une peau érodée

Anneaux protecteurs CeraRing^{MC}

Plats CeraRing 						Convexes CeraRing 				Ovales convexes CeraRing 			
No de produit	Type	Diamètre externe	Diamètre interne	Épaisseur	Boîte de	No de produit	Diamètre interne	S'étire jusqu'à	Boîte de	No de produit	Diamètre interne	S'étire jusqu'à	Boîte de
8805	Standard	2" (48 mm)	s.o.	4.5 mm	10	89520	13/16" (20 mm)	1" (25 mm)	10	89601	7/8" x 1-1/2" (22 x 38 mm)	1-1/8" x 1-3/4" (27 x 43 mm)	10
8815	Mince	2" (48 mm)	s.o.	2.3 mm		89530	1-3/16" (30 mm)	1-3/8" (35 mm)		89602	1-3/16" x 1-7/8" (30 x 48 mm)	1-3/8" x 2-1/8" (35 x 53 mm)	
881527	Mince	2-1/4" (57 mm)	1-1/16" (27 mm)	2.3 mm		89540	1-9/16" (40mm)	1-3/4" (45 mm)		89603	1-1/2" x 2-3/16" (38 x 56 mm)	1-3/4" x 2-3/8" (43 x 61 mm)	

Rallonges de champ protecteur CeraPlus^{MC}



No de produit	Indications	Size	Boîte de
79402	Pour une sécurité supplémentaire autour du champ protecteur. Diminuent le risque de décollement de l'adhésif et peut augmenter le temps de port. Offrent une adhésion supérieure en présence d'hernie péristomiale.	Chaque rallonge couvre une surface de 48 cm ²	30

Champ protecteur CeraPlus^{MC}



No de produit	Description	Format	Boîte de
8900	CeraPlus™ (Non stérile)	4 x 4" (10 x 10 cm)	5








Anneaux protecteurs Adapt^{MC}

Plats
Flexlend



No de produit	Type	Diamètre externe	Épaisseur	Boîte de
7805	Standard	2" (48 mm)	4,5 mm	10
7806	Mince	4" (102 mm)	2,3 mm	
7815	Mince	2" (48 mm)	2,3 mm	

Accessoires Adapt^{MC}

No de produit	Description	Indications	Format		Boîte de
7737	 Dissolvant pour adhésif médical Adapt en aérosol <i>*avec formulation non-irritante à base de silicone et sans alcool</i>	Avec une technologie de pulvérisation de 360°, aide à minimiser le gaspillage et permet une pulvérisation dans n'importe quel angle	Vaporisateur	1,7 fl oz (50 ml)	1
7760	 Tampons dissolvants tout usage	Aidant à éliminer les résidus d'adhésifs	50 tampons par boîte		50
7917	 Tampons protecteurs Adapt <i>*avec formulation sans alcool améliorée contenant de l'aloès</i>	Aident à protéger la peau lors du retrait du champ protecteur. Non recommandés sous un champ protecteur de port prolongé.	50 tampons par boîte		50
7906	 Poudre de stomie Adapt	Pour absorber l'humidité de la peau érodée autour de la stomie. Assurez-vous d'enlever l'excédent de poudre sur la peau. Cesser l'utilisation une fois le problème est résolu	Bouteille	1 oz (28 g)	1
79301	 Pâte Adapt	Permet de combler les inégalités de la peau autour de la stomie. La pâte aide donc à diminuer les risques de fuites sous le champ protecteur.	Tube	0,5 oz (14 g)	20
79300				2 oz (60 g)	1
79400	 Languettes Adapt - Flexlend (sans alcool)	Permettent de combler les inégalités de la peau autour de la stomie. Les languettes aident donc à diminuer les risques de fuites sous le champ protecteur.	Forme triangulaire	5-1/8" (13 cm)	10
78500	 Déodorisant-lubrifiant Adapt	Neutralise les odeurs, facilite la vidange et aide à diminuer la statique dans le sac. Ce produit n'est pas un parfum ni un agent masquant. À utiliser seulement avec des sacs vidables ou fermés.	Bouteille	8 oz (236 ml)	1
78501			Sachets	0,27 oz (8 ml)	50

Éliminateurs d'odeurs m9

No de produit	Description	Format	Boîte de
7715	Gouttes	1 oz (30 ml)	12
7717		8 oz (240 ml)	6
7732	Vaporisateur Sans odeur	2 oz (60 ml)	12
7733		8 oz (240 ml)	6
7735		Vaporisateur Odeur de pommes	

Accessoires pour sacs

No de produit	Description	Format	Boîte de
8770	Clampe de couleur beige pour sacs vidables		20
7300	Ceinture de stomie beige	Moyenne 23"- 43" (58 - 109 cm)	10
7299		Grande 34"- 65" (86 - 165 cm)	
7331	Adaptateur pour tube de drainage d'urostomie		10

Produits pour l'irrigation

No de produit	Description	Information	Boîte de
7721	Trousse avec cône d'irrigation	Comprend: (1) drain irrigateur, (1) cône avec connecteur, (1) brosse de nettoyage	1
7723	Cône de stomie	Avec connecteur. Unité de remplacement	10
7728	Drain irrigateur en deux pièces	Avec clampes et anneaux pour ceinture de stomie	2" (51 mm)
7724		3" (76 mm)	20
18152	Drain Irrigateur New Image	Collerette: 1-3/4" (44 mm)	Sac: 30" (76 cm)
18153		Collerette: 2-1/4" (57 mm)	Sac: 30" (76 cm)
18154		Collerette: 2-3/4" (70 mm)	Sac: 30" (76 cm)

Sac collecteur à haut débit



No de produit	Description	Boîte de
5551	Sac collecteur 2 litres	10

* Utiliser avec les sacs à haut débit suivants: 18022, 18023, 18024, 83025, 83038, 83055, 83125, 83130, 83135, 26064b and 26364

Champs protecteurs



No de produit	Description	Format	Boîte de
8800	Flexend (Non stérile)	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	5
8801		8" x 8" (20 cm x 20 cm)	3
7800	Premium (Non stérile)	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	5
7801		8" x 8" (20 cm x 20 cm)	3
7700	HolliHesive (Non stérile)	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	5

Port d'accès universel



No de produit	Description	Boîte de
9779	Permet l'insertion d'un drain ou d'un cathéter à l'intérieur de la paroi d'un sac collecteur de plaies ou d'un sac de stomie	Stériles 8

Sacs collecteurs de plaies



Avec champs protecteurs

No de produit	Pour des plaies jusqu'à	Boîte de
9773	3" (7.6 cm)	10
9776	3.75" (9.5 cm)	Non stérile 10
9778	4" x 8" (10 cm x 20 cm)	3

Soins d'urologie



La personne au coeur de tout ce que nous faisons

Le nouveau cathéter intermittent Infyna Chic^{MC}

Cathéter maintenant transparent

facilite la visualisation.

Cathéter plus long

facilite le drainage de la vessie.

Cathéter plus lubrifié

facilite l'insertion.



Emballage recyclable



11% moins de matière plastique



Sans PVC

Soigneusement repensé pour le bien-être des femmes

Nous nous engageons à améliorer l'expérience de cathétérismes pour les femmes qui utilisent nos produits. C'est pourquoi nous introduisons des changements discrets, mais importants, pour favoriser la tranquillité d'esprit de nos clientes.



Grandeur	Longueur du cathéter	Description	Code de produit	Boîte de
8 Ch	14cm	Droit	7008	30
10 Ch	14cm	Droit	7010	30
12 Ch	14cm	Droit	7012	30
14 Ch	14cm	Droit	7014	30



Pour en apprendre davantage, ou pour demander un échantillon gratuit, visitez le site www.Hollister.com/fr-ca/InfynaChic



Un cathéter qui s'insère facilement, pour une utilisation plus facile, une plus grande confiance et plus de temps pour profiter de la vie.¹

Jonny utilise un cathéter VaPro
Katie utilise un cathéter Infynya Chic

Découvrez la facilité d'utilisation² et le confort³ qu'offre la NOUVELLE technologie de lubrification HydraBalance^{MC}

Conçue à partir d'ingrédients d'origine naturelle, sa combinaison unique d'enduit hydrophile et de fluide hydratant crée un coussin d'hydrogel qui glisse en douceur, aidant non seulement à protéger l'urètre, mais permettant une insertion et un retrait du cathéter sans effort. Pour une expérience de cathétérisation plus naturelle et en toute confiance.^{4,5}

Principales caractéristiques de notre NOUVELLE technologie de lubrification HydraBalance^{MC} :

- Douce et confortable lors de l'insertion et du retrait du cathéter.⁶
- Aide à protéger l'urètre contre les microtraumatismes potentiels et les infections des voies urinaires.⁷
- Conçue avec le bon équilibre d'ingrédients d'origine naturelle, pour une expérience de cathétérisation la plus naturelle possible.⁸



1. Étude clinique Hollister, CLR-00847, 2021 2. Étude clinique Hollister, CLR-00847, 2021 3. Données Hollister à l'interne, TR-00643, 2023 4. Association Européenne des Infirmières en Urologie (AEIU), Evidence-based Guidelines for Best Practice in Urological Health Care – Catheterisation, Urethral Intermittent in Adults Dilatation, urethral intermittent in adults (2013), pages 25, 33, 47 5. Données Hollister à l'interne, CL-001027 6. Données Hollister à l'interne, CL-001015 7. Association Européenne des Infirmières en Urologie (AEIU), Evidence-based Guidelines for Best Practice in Urological Health Care – Catheterisation, Urethral Intermittent in Adults Dilatation, urethral intermittent in adults (2013), pages 25, 33, 47 8. Données Hollister à l'interne, CL-001017

Cathéters intermittents hydrophiles sans contact

Les cathéters VaPro offrent une protection 100% sans contact grâce à un embout et à une gaine de protection

Les cathéters VaPro de Hollister sont conçus pour être hygiéniques afin d'aider à protéger les patients contre les microbes durant tout le processus de cathétérisation.

Embout protecteur

- prévient le contact du cathéter stérile avec les bactéries se trouvant dans les 15 premiers millimètres de l'urètre distal
- aide à prévenir la progression des bactéries dans le système urinaire

Gaine protectrice

- permet de saisir le cathéter facilement, tout au long de celui-ci
- agit comme barrière pour éviter que les germes externes ne viennent en contact avec le cathéter



VaPro^{MC}



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
72082	Droit	8 Fr	8" (20 cm)	30
72102	Droit	10 Fr	8" (20 cm)	30
72122	Droit	12 Fr	8" (20 cm)	30
72084	Droit	8 Fr	16" (40 cm)	30
72104	Droit	10 Fr	16" (40 cm)	30
72124	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	30
73124	Coudé		16" (40 cm)	
72142	Droit	14 Fr	8" (20 cm)	30
72144	Droit		16" (40 cm)	
73144	Coudé		16" (40 cm)	
72164	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	30
73164	Coudé		16" (40 cm)	

VaPro Plus^{MC}



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
74122	Droit	12 Fr	8" (20 cm)	30
74142	Droit	14 Fr	8" (20 cm)	30
74124	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	30
74144	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	30

VaPro Plus est un système fermé avec un sac collecteur intégré de 1000 ml.

VaPro F-Style est un cathéter intermittent hydrophile sans contact plus **FERME**.

VaPro^{MC} F-Style



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
7600084	Droit	8 Fr	16" (40 cm)	30
7600104	Droit	10 Fr	16" (40 cm)	30
7600124	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	30
7600144	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	30
7600164	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	30

VaPro Plus^{MC} F-Style



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
7700124	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	30
7700144	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	30

VaPro Plus F-Style est un système fermé avec un sac collecteur intégré de 1000 ml.



Les cathéters VaPro Pocket^{MC} offrent les caractéristiques que les utilisateurs désirent.¹

Protection. Facilité d'utilisation. Discretion.

En plus d'être simples à utiliser, les cathéters VaPro Pocket offrent une protection sans contact grâce à leur gaine protectrice et leur embout protecteur qui permettent une insertion plus facile. L'emballage format poche est plus discret – une caractéristique appréciée des utilisateurs.

Considérez les cathéters VaPro Pocket dès le départ.



Cathéter amélioré. Emballage discret.

VaPro^{MC} Pocket

No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
70104	Droit	10 Fr	16" (40 cm)	30
70124	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	30
70144	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	30
70164	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	30
77124	Coudé	12 Fr	16" (40 cm)	30
77144	Coudé	14 Fr	16" (40 cm)	30
77164	Coudé	16 Fr	16" (40 cm)	30

VaPro^{MC} Plus Pocket

No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
71084	Droit	8 Fr	16" (40 cm)	30
71104	Droit	10 Fr	16" (40 cm)	30
71122	Droit	12 Fr	8" (20 cm)	30
71124	Droit		16" (40 cm)	
71142	Droit	14 Fr	8" (20 cm)	30
71144	Droit		16" (40 cm)	
71164	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	30

VaPro Plus Pocket est un système fermé avec un sac collecteur intégré de 1000 ml.

Cathéters intermittents sans contact

Systèmes fermés



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
94064IC	Droit	6 Fr	16" (40 cm)	100
94084IC	Droit	8 Fr	16" (40 cm)	
94104IC	Droit	10 Fr	16" (40 cm)	
94124IC	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	
95124IC	Coudé		16" (40 cm)	
94144IC	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	
95144IC	Coudé		16" (40 cm)	
94164IC	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	
95164IC	Coudé		16" (40 cm)	
94184IC	Droit	18 Fr	16" (40 cm)	

Trousses de systèmes fermés



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
96064IC	Droit	6 Fr	16" (40 cm)	100
96084IC	Droit	8 Fr	16" (40 cm)	
96104IC	Droit	10 Fr	16" (40 cm)	
96124IC	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	
97124	Coudé		16" (40 cm)	
96144IC	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	
97144	Coudé		16" (40 cm)	
96164IC	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	
97164	Coudé		16" (40 cm)	
96184IC	Droit	18 Fr	16" (40 cm)	

Les trousse comprennent:

- Le système fermé Advance Plus
- Des gants
- Des tampons de chlorure de benzalkonium
- Protège-drap résistant à l'eau

Les cathéters intermittents sans contact Advance Plus:

- Possèdent un embout protecteur qui aide à protéger le cathéter des bactéries situées dans les 15 premiers millimètres de la partie distale de l'urètre
- Ont un réservoir de lubrifiant régulé qui permet de contrôler la lubrification du cathéter
- Sont munis d'oeillets souples conçus pour une insertion et un retrait en douceur

Cathéters intermittents

No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
10610	Droit	6 Fr	10" (25 cm)	30
10616	Droit	6 Fr	15" (38 cm)	
10806	Droit	8 Fr	6" (15 cm)	30
10810	Droit		10" (25 cm)	
10816	Droit		16" (40 cm)	
10826	Coudé	8 Fr	16" (40 cm)	
11006	Droit	10 Fr	6" (15 cm)	30
11010	Droit		10" (25 cm)	
11026	Coudé, olive		16" (40 cm)	
11016	Droit		16" (40 cm)	
11206	Droit	12 Fr	6" (15 cm)	30
11216	Droit		16" (40 cm)	
11226	Coudé		16" (40 cm)	
11406	Droit	14 Fr	6" (15 cm)	30
11446	Droit, sans entonnoir		6" (15 cm)	
11416	Droit		16" (40 cm)	
B1061	Souple		16" (40 cm)	
11426	Coudé		16" (40 cm)	
B1065	Droit, avec conditionnement courbé		16" (40 cm)	50
11616	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	30
11626	Coudé		16" (40 cm)	
11816	Droit	18 Fr	16" (40 cm)	30
11826	Coudé	18 Fr	16" (40 cm)	

Les cathéters intermittents Apogee:

- Sont munis d'oeillets doux, souples et décalés pour favoriser une insertion facile
- Sont des cathéters clairs et ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Sont conçus pour favoriser le confort
- Sont faits de Polychlorure de vinyle (PVC) de qualité médicale
- Sont non-lubrifiés
- Sont disponibles avec des embouts droits ou coudés

Cathéters urinaires externes

Hollister

Latex



Port prolongé:			
avec rabat interne unique			
Longueur 2-3/4" (7 cm), Longueur de bande adhésive 1-3/5" (4 cm)			
No de produit	Description	Format	Boîte de
9206	Petit/pédiatrique	7/8" - 1" (22 - 25 mm)	30
9207	Moyen	1" - 1-1/8" (26 - 30 mm)	
9208	Intermédiaire	1-1/8" - 1-1/4" (31 - 35 mm)	
9209	Grand	1-3/8" - 1-1/2" (36 - 39 mm)	
Port régulier			
Longueur 2-3/4" (7 cm), Longueur de bande adhésive 1-3/5" (4 cm)			
No de produit	Description	Format	Boîte de
9106	Petit/pédiatrique	7/8" - 1" (22 - 25 mm)	30
9107	Moyen	1" - 1-1/8" (26 - 30 mm)	
9108	Intermédiaire	1-1/8" - 1-1/4" (31 - 35 mm)	
9109	Grand	1-3/8" - 1-1/2" (36 - 39 mm)	

Faits de latex de caoutchouc naturel

Guide de sélection de tailles

Utilisez le guide de sélection pour déterminer la taille appropriée de cathéter

- Placez le guide de sélection juste derrière le gland du pénis
- Sélectionnez la taille qui se rapproche le plus



InView^{MC}

Silicone



Réguliers			
Longueur 2-3/4" (7 cm), Longueur de la bande adhésive 1-3/5" (4 cm)			
No de produit	Description	Format	Boîte de
97525	Petit	1" (25 mm)	30
97529	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
97532	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
97536	Grand	1-1/2" (36 mm)	
97541	Très grand	1-5/8" (41 mm)	100
97525-100	Petit	1" (25 mm)	
97529-100	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
97532-100	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
97536-100	Grand	1-1/2" (36 mm)	100
97541-100	Très grand	1-5/8" (41 mm)	
Spéciaux			
Longueur 1-3/5" (4 cm), Longueur de la bande adhésive 1-3/5" (4 cm)			
No de produit	Description	Format	Boîte de
97425	Petit	1" (25 mm)	30
97429	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
97432	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
97436	Grand	1-1/2" (36 mm)	
97441	Très grand	1-5/8" (41 mm)	100
97425-100	Petit	1" (25 mm)	
97429-100	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
97432-100	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
97436-100	Grand	1-1/2" (36 mm)	100
97441-100	Très grand	1-5/8" (41 mm)	
Extra			
Longueur 2-3/4" (7 cm), Longueur de la bande adhésive 2-3/4" (7 cm)			
No de produit	Description	Format	Boîte de
97625	Petit	1" (25 mm)	30
97629	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
97632	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
97636	Grand	1-1/2" (36 mm)	
97641	Très grand	1-5/8" (41 mm)	100
97625-100	Petit	1" (25 mm)	
97629-100	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
97632-100	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
97636-100	Grand	1-1/2" (36 mm)	100
97641-100	Très grand	1-5/8" (41 mm)	

Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel

Sacs collecteurs d'urine

Sacs à jambe

Sacs à jambe



No de produit	Description	Capacité	Boîte de
9814	Moyen	18 oz (540 ml)	10
9805	Grand	30 oz (900 ml)	

Tubes de rallonge avec connecteur



No de produit	Description	Longueur	Boîte de
9345	Non stérile	18" (45 cm)	10
9346	Stérile	18" (45 cm)	

Courroies en tissu



No de produit	Description	Capacité	Boîte de
9342	Petit	15" (38 cm)	10 paires
9343	Moyen	23" (58 cm)	

Les sacs à jambe de Hollister sont:

- Stériles
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Conçus avec une valve anti-reflux

Ensembles combinés pour sacs à jambe



No de produit	Description	Capacité	Boîte de
9348	Moyen	18 oz (540 ml)	12 ensembles
9349	Grand	30 oz (900 ml)	

Ensembles combinés pour sacs à jambe aérés



No de produit	Description	Capacité	Boîte de
9645	Moyen	18 oz (540 ml)	10 ensembles
9655	Grand	30 oz (900 ml)	

Sacs collecteurs urinaires de lit



No de produit	Description	Capacité	Boîte de
9839	Capacité de 2000 ml	68 oz (2000 ml)	20

Nettoyant/décristalliseur m9

Concentré et flacon de lavage



No de produit	Description	Format	Boîte de
7736	1 Flacon de concentré 1 Flacon de lavage	16 oz (480 ml)	12

Sacs collecteurs externes

Sacs urinaires

Femmes

Champs protecteurs SoftFlex



No de produit	Description	Boîte de
9840	Longueur 7-1/2" (19 cm) Largeur 4-1/2" (11cm)	10

Hommes

Champs protecteurs FlexTend

Champ protecteur mince assurant la flexibilité, aucun adhésif supplémentaire requis



No de produit	Description	Boîte de
9873	Longueur 7-1/2" (19 cm) Largeur 4-1/2" (11cm)	10

Champs protecteurs SoftFlex



No de produit	Description	Boîte de
9811	Longueur 7-1/2" (19 cm) Largeur 4-1/2" (11cm)	10

Collecteurs de substances fécales

Sacs

Champs protecteurs FlexTend



No de produit	Description	Longueur du sac	Boîte de
9823	Moyen, Ultra-clair	10" (25 cm)	10
9880	Grand, Transparent	12" (30 cm)	

Sacs


Champs protecteurs SoftFlex



No de produit	Description	Longueur du sac	Boîte de
9822	Moyen	10" (25 cm)	10
9821	Grand	12" (30 cm)	

Les sacs urinaires de Hollister:

- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Ont un champ protecteur à découper
- Ont une pellicule à l'épreuve des odeurs



Cathéters intermittents
sans contact VaPro^{MC}

Une nouvelle étude¹ confirme la protection supérieure*

Hollister a demandé à un laboratoire indépendant d'étudier les **caractéristiques de protection** des cathéters VaPro et de les comparer aux cathéters de d'autres fabricants.

*En comparaison avec d'autres cathéters évalués.
Référence: 1. Données à l'interne. TR-00453,2021


Découvrez
les résultats



Soins critiques



Dédié à l'excellence.

Fixateurs pour tubes endotrachéaux

AnchorFast^{MC}



No de produit	Description	Boîte de
9799	<ul style="list-style-type: none"> • Permet d'entourer le tube endotrachéal et de le fixer à l'aide d'une pince de sécurité • La navette amovible permet le repositionnement du tube endotrachéal de droite à gauche de façon sécuritaire • Champ protecteur Flexend • Pour la fixation des tubes de 5,0 – 10,0 mm de diamètre interne 	12

AnchorFast SlimFit^{MC}



No de produit	Description	Boîte de
9787	<ul style="list-style-type: none"> • Permet d'entourer le tube endotrachéal et de le fixer à l'aide d'une pince de sécurité • La navette amovible permet le repositionnement du tube endotrachéal de droite à gauche de façon sécuritaire • Surface accrue pour le placement des doigts ou du pouce pour faciliter l'ouverture • Conçu pour les visages de plus petites tailles • Pour la fixation des tubes de 5,0 – 8,0 mm de diamètre interne 	12

AnchorFast Guard Select^{MC}



No de produit	Description	Boîte de
9700	<ul style="list-style-type: none"> • Permet d'entourer le tube endotrachéal et de le fixer à l'aide d'une pince de sécurité • La navette amovible permet le repositionnement du tube endotrachéal de droite à gauche de façon sécuritaire • Manchon protecteur intégré pour diminuer le risque d'occlusion du tube endotrachéal • Pour la fixation des tubes de 5,0 – 9,0 mm ou tubes avec succion sous-glottique intégrée de 6,0 – 8,0 mm de diamètre interne 	12

Courroies de remplacement pour le cou AnchorFast



No de produit	Description	Boîte de
9788	Courroies de remplacement pour le cou	4

Fixateurs de tubes

Fixateur de drain/tube horizontal



No de produit	Description	Boîte de
9781	Usage unique, stérile	5

Fixateur de drain/tube vertical



No de produit	Description	Boîte de
9782	Usage unique, stérile	5

Fixateur de drain/tube



No de produit	Description	Boîte de
9780	Usage unique, stérile	5

Fixateur de tube d'alimentation



No de produit	Description	Boîte de
9786	<ul style="list-style-type: none"> • Le champ protecteur FlexWear s'ajuste au nez du patient • Usage unique, stérile 	20

Fixateur de tube d'aspiration



No de produit	Description	Boîte de
9785	<ul style="list-style-type: none"> • Le champ protecteur FlexWear s'ajuste au nez du patient • Usage unique, stérile 	20

Index numérique

No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page
1796	22	8282	20	8490	24	8666	20	9645	41
3184	22	8283	20	8491	24	8674	20	9655	41
3186	22	8284	20	8492	24	8678	20	9700	45
3761	28	8285	20	8493	24	8770	32	9773	32
3774	28	8286	20	8494	24	8800	32	9776	32
3777	28	8288	20	8495	24	8801	32	9778	32
3778	28	8289	20	8496	24	8805	30	9779	32
3795	28	8290	20	8497	24	8815	30	9780	45
3796	28	8291	20	8498	24	8900	30	9781	45
3797	28	8292	20	8531	21	8901	9	9782	45
3799	28	8293	20	8538	21	8914	9	9785	45
5551	32	8294	20	8551	21	8918	9	9786	45
7299	32	8295	20	8552	21	8925	9	9787	45
7300	32	8296	20	8558	21	8930	9	9788	45
7331	32	8331	21	8610	20	8931	9	9799	45
7700	32	8412	10	8611	20	8935	9	9805	41
7715	32	8413	10	8612	20	8940	9	9811	42
7717	32	8414	10	8613	20	8954	9	9814	41
7721	32	8415	10	8614	20	8958	9	9821	42
7723	32	8440	25	8615	20	8960	9	9822	42
7724	32	8442	25	8616	20	8961	9	9823	42
7728	32	8443	25	8617	20	8962	9	9839	41
7732	32	8447	25	8618	20	8963	9	9840	42
7733	32	8448	25	8619	20	8964	9	9873	42
7735	32	8449	25	8624	20	8968	9	9880	42
7736	41	8450	25	8628	20	8984	9	10610	39
7737	31	8460	25	8631	21	8988	9	10616	39
7760	31	8462	25	8632	21	8990	9	10806	39
7800	32	8463	25	8633	21	8991	9	10810	39
7801	32	8464	25	8635	21	8992	9	10816	39
7805	31	8467	25	8637	21	8993	9	10826	39
7806	31	8468	25	8638	21	9106	40	11006	39
7815	31	8469	25	8639	21	9107	40	11010	39
7906	31	8474	24	8641	21	9108	40	11016	39
7917	31	8478	24	8642	21	9109	40	11026	39
8031	21	8480	24	8643	21	9206	40	11202	8
8081	21	8481	24	8647	21	9207	40	11203	8
8181	21	8482	24	8648	21	9208	40	11204	8
8214	20	8483	24	8649	21	9209	40	11206	39
8244	20	8484	24	8651	21	9342	41	11216	39
8248	20	8485	24	8661	20	9343	41	11226	39
8274	20	8486	24	8662	20	9345	41	11402	8
8278	20	8487	24	8663	20	9346	41	11403	8
8280	20	8488	24	8664	20	9348	41	11404	8
8281	20	8489	24	8665	20	9349	41	11406	39
								11416	39
								11426	39
								11446	39
								11503	8
								11504	8
								11505	8
								11506	8
								11616	39
								11626	39
								11702	8
								11703	8
								11704	8
								11816	39
								11826	39
								11903	8
								11904	8
								11905	8
								11906	8
								13402	13
								13403	13
								13404	13
								13503	13
								13504	13
								13505	13
								13506	13
								13901	12
								13902	12
								13903	12
								13904	12
								13905	12
								13906	12
								13907	12
								13908	12
								13909	12
								13910	12
								13911	12
								14202	13
								14203	13
								14204	13
								14206	13
								14301	13
								14302	13
								14303	13
								14304	13
								14305	13

Index numérique

No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page
14306	13	15303	8	18024	15	18372-30	14	26064b	23	82300	22
14307	13	15304	8	18102	14	18373-30	14	26364	23	82302	22
14308	13	15402	13	18103	14	18374-30	14	70104	37	82325	22
14309	13	15403	13	18104	14	18392	14	70124	37	82330	22
14402	13	15404	13	18112	14	18393	14	70144	37	82335	22
14403	13	15503	13	18113	14	18394	14	70164	37	82402	22
14404	13	15504	13	18114	14	18402	16	71084	37	82411	20
14503	13	15505	13	18122	14	18403	16	71104	37	82610	20
14504	13	15506	13	18123	14	18404	16	71122	37	82611	20
14505	13	15602	12	18124	14	18902	16	71124	37	82612	20
14506	13	15603	12	18132	14	18903	16	71142	37	82613	20
14602	12	15604	12	18133	14	18904	16	71144	37	82614	20
14603	12	15802	12	18134	14	18912	16	71164	37	82615	20
14604	12	15803	12	18142	14	18912	28	72082	36	82616	20
14606	12	15804	12	18143	14	18913	16	72084	36	82617	20
14701	12	15903	12	18144	14	18914	16	72102	36	82618	20
14702	12	15904	12	18152	32	18922	16	72104	36	82619	20
14703	12	15905	12	18153	32	18922	28	72122	36	82624	20
14704	12	15906	12	18154	32	18923	16	72124	36	82628	20
14705	12	16101	12	18172	14	18924	16	72142	36	82711	20
14706	12	16102	12	18173	14	19002	17	72144	36	83025	23
14707	12	16103	12	18174	14	19003	17	72164	36	83038	23
14708	12	16104	12	18176	14	19004	17	73124	36	83055	23
14709	12	16105	12	18182	14	19006	17	73144	36	83125	23
14802	12	16106	12	18183	14	19052	17	73164	36	83130	23
14803	12	16107	12	18184	14	19053	17	74122	36	83135	23
14804	12	16108	12	18192	14	19054	17	74124	36	84134	10
14901	12	16401	13	18193	14	19056	17	74142	36	84138	10
14902	12	16402	13	18194	14	19102	17	74144	36	84200	10
14903	12	16403	13	18202	14	19103	17	77124	37	84292	10
14904	12	16404	13	18203	14	19104	17	77144	37	84293	10
14905	12	16405	13	18204	14	19106	17	77164	37	84294	10
14906	12	16406	13	18282	14	19152	17	78500	31	84295	10
14907	12	16407	13	18282	28	19153	17	78501	31	84398	24
14908	12	16408	13	18283	14	19154	17	79300	31	84404	10
14909	12	18002	14	18284	14	19156	17	79301	31	84408	10
14910	12	18003	14	18292	14	19202	17	79400	31	84490	25
14911	12	18004	14	18293	14	19203	17	79402	30	84492	25
15102	8	18006	14	18294	14	19204	17	80070	23	84493	25
15103	8	18012	15	18352	14	19252	17	80110	23	84494	25
15104	8	18013	15	18353	14	19253	17	82100	22	84497	25
15202	13	18014	15	18354	14	19254	17	82111	20	84498	25
15203	13	18016	15	18362	14	19603	8	82125	22	84499	25
15204	13	18022	15	18363	14	19604	8	82130	22	84590	25
15302	8	18023	15	18364	14	19903	8	82135	22	84692	25

Index numérique

No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page
84693	25	88740	22	97441	40	881527	30
84694	25	89011	9	97441-100	40	7600084	36
84697	25	89111	9	97525	40	7600104	36
84698	25	89511	9	97525-100	40	7600124	36
84699	25	89518	9	97529	40	7600144	36
84711	24	89520	30	97529-100	40	7600164	36
84794	24	89530	30	97532	40	7700124	36
84798	24	89540	30	97532-100	40	7700144	36
84890	24	89601	30	97536	40	8195111	9
84891	24	89602	30	97536-100	40	8439111	24
84892	24	89603	30	97541	40	8479111	24
84893	24	89611	9	97541-100	40	B1061	39
84894	24	89811	9	97625	40	B1065	39
84895	24	94064IC	38	97625-100	40		
84896	24	94084IC	38	97629	40		
84897	24	94104IC	38	97629-100	40		
84898	24	94124IC	38	97632	40		
84899	24	94144IC	38	97632-100	40		
84990	24	94164IC	38	97636	40		
84991	24	94184IC	38	97636-100	40		
84992	24	95124IC	38	97641	40		
84993	24	95144IC	38	97641-100	40		
84994	24	95164IC	38	112013	8		
84995	24	96064IC	38	112014	8		
84996	24	96084IC	38	112015	8		
84997	24	96104IC	38	112016	8		
84998	24	96124IC	38	112017	8		
84999	24	96144IC	38	112018	8		
86211	20	96164IC	38	151113	8		
86711	20	96184IC	38	151114	8		
88300	22	97124	38	151115	8		
88302	22	97144	38	151116	8		
88325	22	97164	38	151117	8		
88330	22	97425	40	151118	8		
88335	22	97425-100	40	153103	8		
88340	22	97429	40	153104	8		
88402	22	97429-100	40	153105	8		
88700	22	97432	40	153106	8		
88725	22	97432-100	40	826211	20		
88730	22	97436	40	841311	10		
88735	22	97436-100	40	844011	10		

Renseignements généraux

Conditions de paiement

Net 30 jours à partir de la date de facturation. Les transferts électroniques de fonds (TEF) sont possibles. Veuillez contacter le département du service à la clientèle.

Commande minimale

Les commandes des détaillants autorisés doivent être d'une valeur minimale de 250,00\$. Des frais de 10,00\$ seront ajoutés à toute commande ayant une valeur inférieure à 250,00\$.

Expédition

Les prix pour les livraisons au Canada sont FOB à l'adresse du client.

Si les moyens de transport sont spécifiés par le client, celui-ci doit payer les frais de livraison. Lors de la livraison de produits par le transporteur, tous les risques de perte deviennent la responsabilité du client et les attributs de droit de propriété lui sont dévolus. Aucune modification ne peut être apportée à ces modalités.

Politique de prix et modalités

La TPS/la taxe de vente harmonisée et la TVQ sont en sus, si applicable. L'acheteur accepte qu'il n'est pas autorisé à distribuer ou vendre, directement ou indirectement, à des clients situés à l'extérieur du Canada

Politique de retour de produits Hollister

Tous les retours impliquant un crédit nécessitent une autorisation écrite de Hollister Limited. Une autorisation de retour de produits peut être obtenue en communiquant avec le représentant du service à la clientèle de Hollister Limited par courriel à l'adresse canadacustomerservice@hollister.com. Seuls les articles vendus et fabriqués par Hollister Limited peuvent être retournés, dans des boîtes non ouvertes et complètes. Les articles doivent être dans un état permettant d'être revendus. Il ne doit pas y avoir d'étiquettes ou de marques extérieures. Le client dispose d'un délai de **14 jours** à compter de la date de réception pour retourner un article et obtenir un remboursement intégral.

- Des frais de retour de 15 % seront appliqués à tous les articles retournés plus de **14 jours** après la date de réception.
- Aucun retour n'est accepté pour les produits retournés plus de **30 jours** après la date de réception.
- La demande de retour doit être accompagnée d'une copie de la facture ou du numéro de commande.
- Le code du produit et le numéro de lot doivent correspondre à ce qui est inscrit sur le bon de commande.
- Tout article retourné doit correspondre à ce qui figure sur l'autorisation de retour de produits approuvée.
- Toute marchandise incluse dans le colis de retour et ne faisant pas partie de l'autorisation de retour de produits approuvée sera refusée et retournée à l'expéditeur, aux frais du client.
- Tous les colis de retour doivent être expédiés à l'adresse indiquée sur l'autorisation de retour de produits.
- Les articles retournés à une autre adresse ne seront pas crédités et seront retournés à l'expéditeur, aux frais du client.
- Les retours non autorisés ne seront pas acceptés et seront retournés aux frais du client.

Produit endommagé

- Le client doit communiquer avec Hollister Limited dans les **10 jours** suivant la réception du produit pour obtenir une autorisation de retour.
- **Il dispose ensuite d'un délai de 30 jours pour retourner le produit endommagé.**

www.hollister.com

Le logo Hollister, Adapt, Advance, Advance Plus, Anchorfast, Anchorfast Slim Fit, Anchorfast Guard Select, Apogee, CeraPlus, Extended Wear, Everyday, Flexend, FlexWear, FormaFlex, Infyna Chic, InView, Lock 'n Roll, m9, New Image, Pouchkins, Premier, Secure Start, SoftFlex, VaPro, VaPro F-Style, VaPro Plus, VaPro Pocket and VaPro Plus Pocket sont des marques déposées de Hollister Incorporated.

Toutes les autres marques déposées et droits d'auteur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

- Dès la réception du colis, il faut indiquer par écrit si ce dernier est endommagé afin que Hollister puisse faire une réclamation auprès de la compagnie de transport.
- Le client doit joindre une copie de la facture ou du numéro du bon de commande à sa demande de retour.
- Si le client dispose du produit endommagé sans l'autorisation du service à la clientèle, aucun crédit ne sera accordé.
- Si le produit ne peut être retourné en raison de dommages importants (fuite, bris), le client doit fournir des photos au service à la clientèle dans les 10 jours suivant la réception afin d'obtenir l'autorisation de disposer du produit et d'obtenir ainsi un crédit.

Produits manquants

- Le client doit communiquer avec Hollister Limited dans les **10 jours** s'il constate à la réception que des produits sont manquants. Dès la réception du colis, toute marchandise manquante doit être signalée par écrit.

Politique d'échantillons pour les détaillants (produits de stomie et d'urologie)

Toute demande d'échantillons pour un client devra être traitée par le service à la clientèle de Hollister Limited en appelant au 1 800 263-7400 ou par courriel à canadacustomerservice@hollister.com.

Le détaillant/client doit communiquer avec le service à la clientèle et fournir ses coordonnées pour traiter la demande d'échantillons. Ceux-ci seront envoyés directement chez le client par Hollister Limited et ne seront donc plus envoyés chez le détaillant.

Produits manquants

Le client se doit d'aviser Hollister dans les 5 jours ouvrables suivant la réception, si un produit est manquant. Un produit manquant signifie que les produits reçus diffèrent des produits indiqués sur la liste incluse avec ce même envoi.

Marche à suivre pour retourner un produit défectueux

Tous les retours de marchandise doivent être autorisés par un(e) représentant(e) régional(e) des ventes Hollister ou par un représentant(e) du service à la clientèle.

Les retours de marchandise non autorisés seront refusés.

Hollister acceptera les retours à condition que:

1. Le client ait reçu sans frais une boîte entière de produits Hollister en échange du retour d'une partie de sa boîte.
2. Un formulaire de satisfaction garantie a été rempli.
3. La boîte retournée et le formulaire de satisfaction garantie furent approuvés et remis au représentant(e) régional(e) des ventes Hollister.

Avant l'utilisation

Assurez-vous de lire attentivement le mode d'emploi de chaque produit avant son utilisation. Le mode d'emploi vous donnera accès aux indications, contre-indications, avertissements, précautions et instructions de ce produit.

Présence de latex

Les produits d'urologie Hollister ci-dessous sont faits de latex de caoutchouc naturel. Nos fournisseurs ajoutent un tel composé au processus de fabrication. Tout produit Hollister ne se trouvant pas dans la liste suivante indique qu'aucun latex de caoutchouc naturel n'est inclus dans le produit ni dans son processus de fabrication. Produits: 9206, 9207, 9208, 9209, 9106, 9107, 9108 et 9109.



*Les produits CeraPlus sont fabriqués à l'aide de la technologie Remois de Alcare Co., Ltd.



Un catalogue en constante expansion de contenu éducatif sur la stomie et la continence.



Recherches cliniques et support éducatif



Formation continue



Éducation pour les patients

Resources internationales
pour la stomie



Pour les clinicien(ne)s – Par des clinicien(ne)s

**Visitez notre plateforme
éducative dès maintenant**

STOMIE



UROLOGIE

