

Faire une différence dans le parcours de la vie



Sara Levitt
Ambassadrice et utilisatrice de
produits Hollister, Montréal, QC

Catalogue de produits 2026



Les valeurs et principes fondamentaux de notre fondateur, John Dickinson Schneider, constituent aujourd'hui la base de notre entreprise.

Notre Mission

Rendre plus digne et gratifiante la vie des personnes qui utilisent nos produits et nos services.

Notre Vision

Croître et prospérer en tant qu'entreprise indépendante détenue par ses employés et en profiter pour devenir de meilleurs êtres humains.

Notre patrimoine

Hollister Limited a vu le jour en 1921, lorsque John Dickinson Schneider, alors âgé de 23 ans, fonda une petite entreprise spécialisée dans l'imprimerie à Chicago qu'il nomma JDS Printer Craftsman.

Depuis les premiers débuts, l'esprit d'entreprise de John Schneider était marqué par une certaine philosophie : « Nous ne nous contenterons que du meilleur ». Puis l'entreprise se fit une réputation pour ses produits, ses services et son personnel, d'une qualité irréprochable.

Table des matières

Soins de stomie.....	5	Pouchkins^{MC}	37
Produits de stomie CeraPlus^{MC}	9	Systèmes pédiatriques	38
Champs protecteurs deux pièces.....	10	Soins d'urologie.....	39
Champs protecteurs deux pièces		Infyna Chic ^{MC}	40
et ensembles de stomie	11	Cathéters intermittents hydrophiles	
Sacs vidables une pièce	12	sans contact	42
Sacs d'urostomie une pièce	13	VaPro ^{MC}	42
Sacs deux pièces	15	VaPro ^{MC} Pocket	43
Sacs deux pièces	16	Advance Plus ^{MC}	44
Sacs à haut débit	17	Cathéters intermittents.....	45
Ensembles de stomie - Sacs vidables	17	Apogee ^{MC}	45
Ensembles de stomie - Urostomies	17	Cathéters urinaires externes.....	46
Sacs d'urostomie	18	Hollister Latex.....	46
Champs protecteurs deux pièces.....	21	InView ^{MC} Silicone	46
Protecteurs Flexextend	22	Sacs collecteurs d'urine	47
Protecteurs FlexWear	23	Sacs à jambe	47
Systèmes une pièce	24	Nettoyant/décristalliseur m9	47
Flexextend convexité souple	26	Sacs collecteurs externes	
Flexextend convexe	26	Sacs urinaires.....	48
Flexextend plat.....	27	Collecteurs de substances fécales	48
FlexWear plat	27	Soins critiques	50
SoftFlex plat	28	Fixateurs pour tubes endotrachéaux	51
Flexextend haut débit.....	29	Fixateurs de tubes.....	51
Flexextend urostomie.....	30	Index numérique	52
Accessoires	33		
Accessoires infusés de céramides.....	34		
Adapt ^{MC}	35		
Éliminateurs d'odeurs m9	36		
Accessoires pour sacs	36		
Champs protecteurs.....	36		
Sac collecteur à haut débit	36		
Produits pour l'irrigation.....	36		
Sacs collecteurs de plaies	36		

Service à la clientèle de Hollister

Heures d'ouverture: lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 (heure normale de l'est)

Téléphone: 1 800 263-7400

Télécopieur: 1 800 432-8846

Courriel: Canadacustomerservice@hollister.com

Rita Hofmeister
Utilise les produits CeraPlus



Aider vos patients à vivre leur vie **comme ils l'entendent**

Vous avez parlé, nous vous avons écouté. Les sacs CeraPlus^{MC} sont désormais encore plus performants^{1,2,3}. Parce que nous avons à cœur de vous aider à améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec une stomie.**

Avec les sacs améliorés, nous avons développé notre meilleure combinaison de produits. Un large choix de configurations pour obtenir un ajustement sûr et confortable dès le premier jour, protégeant contre les fuites. Une composition hydratante à base de céramides qui aide à maintenir la santé de la peau autour de la stomie, en minimisant la perte d'eau transépidermique, la sécheresse et les démangeaisons⁴. Un sac de haute qualité avec des améliorations apportées au fermoir, au tissu et à l'esthétique.

Nous aimons cette sensation lorsque tout s'imbrique parfaitement. C'est ce qui rend les produits CeraPlus^{MC*} différents. Le résultat ? Une meilleure qualité de vie pour vos patients, avec plus de confort et de dignité.

Les caractéristiques améliorées du sac^{**} comprennent :



Tissu

- Tissu plus doux, agréable à porter et doux au toucher.
- Tissu hydrofuge amélioré qui sèche rapidement.



Esthétique

- Couleur beige améliorée, discrète sous les vêtements et visuellement attrayante.
- Le tissu n'est pas transparent afin de garantir l'intimité du patient.



Fermoir

- Le fermoir offre une sensation rassurante qui permet de s'assurer que le sac est bien fermé et hermétique.
- Le fermoir présente des coins arrondis et doux.

www.hollister.com

^{*}Les champs protecteurs CeraPlus^{MC} contiennent la technologie Remois d'Alcare Co., Ltd.

^{**}par rapport à nos anciens sacs. 1 Données archivées, 2023 ; n = 43. 2 Données archivées, 2024. 3 Données archivées, 2023 ; n = 110. 4 Données archivées, 2023 ; n = 68 Registre OSO.

Avant l'utilisation, veuillez à lire le mode d'emploi pour obtenir des informations concernant l'utilisation prévue, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les instructions.

Tous les produits ne portent pas le marquage CE.

Hollister, le logo Hollister et CeraPlus sont des marques commerciales de Hollister Incorporated. © 2024 Hollister Incorporated.



CeraPlus^{MC}
Produits de stomie

Soins de stomie

Collin Jarvis

Vivant avec une stomie depuis 2013

« J'ai trouvé que les sacs et champs protecteurs CeraPlus^{MC} sont faciles à utiliser et à retirer, et qu'ils sont également flexibles tout en conservant une adhérence fiable. »













Balayez moi pour en
apprendre davantage sur
l'histoire de Collin

Peau saine. Résultats positifs.

Peau saine. Résultats positifs.

Choisir un champ protecteur offrant un AJUSTEMENT optimal

L'AJUSTEMENT est essentiel pour diminuer le risque de fuites autour de la stomie et augmenter le confort du client.

Situations cliniques possibles	Exemples de champs protecteurs
 <ul style="list-style-type: none">• Peau péristomiale plane• Protrusion adéquate de la stomie• Bouche de stomie centrée	 <p>Champ protecteur plat</p>
 <ul style="list-style-type: none">• Légère pression nécessaire au niveau de la peau péristomiale• Stomie au niveau de la peau• Lésions péristomiales	 <p>Champ protecteur à convexité souple intégrée</p>
 <ul style="list-style-type: none">• Stomie au niveau de la peau• Peau péristomiale avec plis• Bouche de stomie non centrée	 <p>Champ protecteur plat avec anneau plat ou convexe</p>
 <ul style="list-style-type: none">• Plis cutanés importants• Bouche de stomie non centrée• Stomie sous la surface cutanée	 <p>Champ protecteur avec convexité intégrée</p>
 <ul style="list-style-type: none">• Stomie invaginée• Bouche de stomie non centrée• Plis cutanés importants	 <p>Champ protecteur avec convexité intégrée et anneau plat ou convexe</p>

Avant l'utilisation, assurez-vous de consulter le mode d'emploi pour connaître les indications, contre-indications, les avertissements et les précautions d'usage.

1. Colwell JC, Goldberg MT & Carmel JE (Eds). (2015). WOCN Society Core Curriculum Ostomy Management. Chapitre 10. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer
2. Hoefflok J et al. Use of Convexity in Ostomy Care: Results of an International Consensus Meeting. JWOCN, janvier/février 2017

Caractéristiques des champs protecteurs convexes et applications cliniques – Énoncés consensuels d'un groupe international d'experts

McNichol, L, Cobb, T, Depaifve, Y, Quigley, M, Smitka, K & Gray, M 2021, 'Characteristics of Convex Skin Barriers and Clinical Application- Results of an International Consensus Panel' - *Journal Wound Ostomy Continence Nursing*, 48(6): 524-532.

Méthode

Concertation de 12 infirmières et infirmiers chevronnés en matière de soins de stomie

Résultats

Énoncés consensuels : Cinq caractéristiques des champs protecteurs convexes et seize applications cliniques

Conclusion

Définitions communes pour aider l'équipe soignante à choisir le champ protecteur convexe approprié selon des critères d'évaluation. Améliorer la gestion des soins de stomie pour les patients




Balayez le code QR pour lire les résultats complets du consensus.

Les cinq caractéristiques des produits convexes

1. Profondeur

La **profondeur** est définie comme la mesure entre la base et le sommet du dôme du champ protecteur convexe.



2. Compressibilité

La **compressibilité** est la capacité d'un champ convexe à se soulever ou s'aplanir sous l'action d'une pression.




3. Flexibilité

La **flexibilité** représente la facilité avec laquelle un champ protecteur convexe peut se plier.




4. Emplacement de la tension

L'**emplacement de la tension** est la position dans laquelle le champ protecteur convexe exerce des forces vers le bas et vers l'extérieur sur la topographie péristomiale.



5. Pente

La **pente** est l'inclinaison entre la base et le sommet du dôme du champ protecteur convexe.



Les produits de stomie

CeraPlus de Hollister

ont reçu l'accréditation dermatologique officielle du Skin Health Alliance.




Qu'est ce que la Skin Health Alliance ?

La **Skin Health Alliance** (Alliance pour la Santé de la Peau) est une organisation internationale de premier plan dans le domaine de la santé de la peau qui travaille en étroite collaboration avec des dermatologues, des scientifiques et l'industrie des soins de la peau ayant un intérêt commun dans la promotion d'une peau saine. La **Skin Health Alliance** accorde une accréditation professionnelle et un soutien aux entreprises, aux services et aux marques qui souhaitent obtenir une reconnaissance dermatologique indépendante pour leurs recherches sur les produits.



- Les produits **Hollister pour stomies CeraPlus™*** ont reçu l'accréditation dermatologique officielle de la Skin Health Alliance (Alliance pour la Santé de la Peau).
- En plus des tests de sécurité rigoureux auxquels nos produits sont soumis, l'accréditation SHA signifie que les produits **Hollister pour stomies CeraPlus™** ont été vérifiés de manière indépendante par un groupe de spécialistes.
- Les produits **Hollister pour stomies CeraPlus™** peuvent aider à prévenir les problèmes cutanés et à garder une peau saine dès le départ.
- En choisissant les produits **Hollister pour stomies CeraPlus™**, les personnes utilisant des appareillages pour stomies peuvent avoir la confiance et la fierté de savoir que leur champ protecteur aide à protéger leur peau, ce qui leur permet de vivre pleinement leur vie



Avant l'utilisation, assurez-vous de lire le mode d'emploi pour connaître l'utilisation prévue, les contre-indications, les mises en garde, les précautions et les instructions. Hollister et son logo, CeraPlus et "Faire une différence dans le parcours de la vie" sont des marques déposées de Hollister Incorporated. Toutes les autres marques déposées et droits d'auteur sont la propriété de leur propriétaires respectifs. © 2023 Hollister Incorporated. 923539

*Les produits CeraPlus sont fabriqués à l'aide de la technologie Remo de Alcare Co., Ltd.



Produits* de stomie CeraPlus^{MC}

Patrick Belton
Utilisateur de produits Hollister,
Canmore, AB

« Les produits de stomie
CeraPlus que j'utilise sont
tellement doux pour ma peau,
que je n'ai plus de problèmes
cutanés. »

La protection là où ça compte le plus



Champs protecteurs deux pièces

Champs protecteurs à convexité souple



À découper * NOUVEAUX!

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
11702	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec adhésif
11703	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
11704	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
* 15702	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Sans adhésif
* 15703	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
* 15704	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		

Précoupés * NOUVEAUX!

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
* 11902	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)	5	Avec adhésif
11903	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
11904	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
11905	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
11906	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		
* 11907	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
* 11908	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
* 11909	2-3/4" (70 mm)	1-5/8" (41 mm)		
* 11910	2-3/4" (70 mm)	1-3/4" (44 mm)		
* 11911	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
* 157102	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)	5	Sans adhésif
* 157103	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
* 157104	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
* 157105	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
* 157106	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		
* 157107	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
* 157108	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
* 157109	2-3/4" (70 mm)	1-5/8" (41 mm)		
* 157110	2-3/4" (70 mm)	1-3/4" (44 mm)		
* 157111	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		

Champs protecteurs convexes



À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
11402	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec adhésif
11403	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
11404	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
15302	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Sans adhésif
15303	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
15304	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		

Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
11503	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Avec adhésif
11504	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
11505	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
11506	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Sans adhésif
153103	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
153104	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
153105	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
153106	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		

Système de correspondance des couleurs

Systèmes deux pièces

Pour vous aider à choisir un sac collecteur compatible au champ protecteur New Image, chaque étiquette est dotée d'un code de couleur

1. Choisissez le champ protecteur approprié à l'ouverture de la stomie et notez le code de couleur de la boîte
2. Sélectionnez par la suite un sac collecteur selon les caractéristiques recherchées et assurez-vous de choisir une boîte de sacs dont l'étiquette est compatible à celle du champ protecteur

	1-3/4" (44 mm)		2-3/4" (70 mm)
	2-1/4" (57 mm)		4" (102 mm)



Veillez vous rendre à la page 16 pour les options de sacs deux pièces.

Champs protecteurs deux pièces et ensembles de stomie

Champs protecteurs plats



À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
11202	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Avec adhésif
11203	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
11204	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		
15102	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Sans adhésif
15103	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
15104	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		

Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
112013	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Avec adhésif
112014	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
112015	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)		
112016	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
112017	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
112018	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)	5	Sans adhésif
151113	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
151114	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
151115	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)		
151116	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
151117	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
151118	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		

Ensembles avec champs protecteurs à convexité souple

BIENTÔT DISPONIBLES Ensembles de stomie

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
19002C	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec adhésif
19003C	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
19004C	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
19612	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Sans adhésif
19613	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
19614	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		

Inclus: Champ protecteur à convexité souple, à découper, sans adhésif et sac à vider transparent

BIENTÔT DISPONIBLES Ensembles d'urostomies

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
19202C	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec adhésif
19203C	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
19204C	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
19912	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Sans adhésif
19913	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
19914	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		

Inclus: Champ protecteur à convexité souple, avec sac d'urostomie transparent et adaptateur pour tube de drainage

Ensembles avec champs protecteurs plats

Ensembles de stomie

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
19603	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	5
19604	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	

Inclus: Champ protecteur plat à découper, avec adhésif et sac à vider transparent

Ensembles de stomie - Urostomies

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
19903	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	5

Inclus: Champ protecteur plat, à découper, avec adhésif, sac d'urostomie transparent et adaptateur pour tube de drainage

Sacs vidables une pièce

Champs protecteurs à convexité souple



Sacs vidables

À découper

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8964	Transparent	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
8968		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
89611		2-1/8" (55 mm)	12" (30 cm)		
8954	Beige avec fenêtre d'observation	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
8958		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
89511		2-1/8" (55 mm)	12" (30 cm)		

À découper

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
89518	Beige avec fenêtre d'observation	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
8195111		2-1/8" (55 mm)	12" (30 cm)		

Précoupés

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8960	Beige avec fenêtre d'observation	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
8961		7/8" (22 mm)	12" (30 cm)		
8962		1" (25 mm)	12" (30 cm)		
8963		1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)		

Champs protecteurs plats



Sacs vidables

À découper

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8931	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	Non	10
8901	Beige avec fenêtre d'observation	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	AF300	

À découper

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
89011	Beige avec fenêtre d'observation	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	AF300	10

Précoupés

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8925	Beige avec fenêtre d'observation	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
8930		1-3/16" (30 mm)	12" (30 cm)		
8935		1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)		
8940		1-9/16" (40 mm)	12" (30 cm)		

Champs protecteurs convexes



Sacs vidables

À découper

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8984	Ultra-clair	1" (25 mm)	12" (30 cm)	Non	5
8988		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
89811		2" (51 mm)	12" (30 cm)		
8914	Beige avec fenêtre d'observation	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
8918		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
89111		2" (51 mm)	12" (30 cm)		

Précoupés

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8990	Beige avec fenêtre d'observation	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
8991		7/8" (22 mm)	12" (30 cm)		
8992		1" (25 mm)	12" (30 cm)		
8993		1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)		

Le champ protecteur CeraPlus^{MC} vous offre l'AJUSTEMENT et la COMPOSITION que vous avez besoin

Champ protecteur infusé de céramides:

- **Protège** la barrière d'humidité naturelle de la peau
- **Diminue** la perte d'eau transépidermique en présence d'une peau érodée
- **Maintient** une peau péristomiale en santé

Utilisez les produits CeraPlus dès le premier jour afin de préserver la santé de la peau que vos patients méritent.

Contactez votre représentant Holister dès maintenant pour avoir plus d'information.

 BALAYEZ MOI




Sacs d'urostomie une pièce


Champs protecteurs à convexité souple

Sacs d'urostomie

Conception améliorée



À découper 				
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
84134	Ultra-clair	1" (25 mm)	9" (23 cm)	5
84138		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
841311		2-1/8" (55 mm)	9" (23 cm)	


Précoupés 				
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
8412	Beige avec fenêtre d'observation	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	5
8413		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
8414		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
8415		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	

Champs protecteurs convexes

Sacs d'urostomie

Conception améliorée



À découper 				
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
84404	Ultra-clair	1" (25 mm)	9" (23 cm)	5
84408		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
844011		2" (51 mm)	9" (23 cm)	


Précoupés 				
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
84292	Beige avec fenêtre d'observation	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	5
84293		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
84294		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
84295		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	

Champs protecteurs plats

Sacs d'urostomie

Conception améliorée



À découper 				
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
84200	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	10

Un produit de grande qualité, encore plus performant!

Une valve d'écoulement améliorée, fait d'un matériel plus souple et présentant une conception simplifiée.

Conception multi-chambres, qui permet une distribution plus uniforme de l'urine dans le sac.



Concept multi-chambres
Vue de devant



Concept multi-chambres
Vue du dessus (alors que le sac est coupé)

Sacs collecteurs améliorés sur lesquels vos **patients peuvent compter**^{1,2}

Notre enquête auprès des clients nous a permis de saisir l'occasion d'améliorer nos sacs collecteurs* :



Tissu

- Plus souple, agréable à porter et doux sur la peau
- Plus respirant pour réduire la sensation de transpiration
- Plus hydrofuge : sèche plus rapidement



Esthétique

- Teinte beige revampée discrète sous les vêtements et visuellement attrayante
- Tissu opaque qui assure la discrétion du patient



Fermeture

- Mécanisme de fermeture sûr qui aide à assurer une bonne étanchéité
- Le fermetoir forme une ouverture plus grande et plus large afin de faciliter l'accès à l'intérieur et le nettoyage des bords
- Le fermetoir présente des coins arrondis souples et durables, qui favorisent le confort du patient.

Nous améliorerons tous les sacs collecteurs CeraPlus^{MC} existants afin que tous les patients qui choisissent Hollister puissent profiter de leurs avantages.

Pour en savoir plus au sujet de l'amélioration du sac collecteur, demandez à parler à votre représentant Hollister qui vous expliquera les changements positifs et la façon de se le procurer.



www.hollister.com

Avant l'utilisation, assurez-vous de lire le mode d'emploi concernant l'usage prévu, les contre-indications, les mises en garde, les précautions et les modes d'emploi. Hollister, le logo Hollister, CeraPlus et CeraRing sont des marques de commerce de Hollister Incorporated. Les produits ne portent pas tous la marque CE. Rita Hofmeister a été rémunérée par Hollister Incorporated. * Les champs protecteurs CeraPlusMC sont fabriqués à l'aide de la technologie Remois de Alcare Co., Ltd. ©2024 Hollister Incorporated

*par rapport au sac collecteur précédent. 1 Données internes, 2023; n=43. 2 Données internes, 2024.

Pour en savoir plus, allez à **Hollister.com/update** ou composez le **1 800 263-7400**



Produits de stomie
CeraPlus^{MC}

Sacs deux pièces



Balayez moi pour en
apprendre davantage sur
l'histoire de LeeAnne

LeeAnne Hayden

Vivant avec une stomie depuis 2012

« Je suis passionnée de yoga, et pour faire ce que j'aime, j'ai besoin d'un produit pour stomie qui protège ma peau et sur lequel je peux compter. »

Sacs deux pièces

New Image

Sacs vidables



Couleur: Ultra-clair

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18002	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18003	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18004	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18006	4" (102 mm)	12" (30 cm)		

Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18132	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18133	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18134	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18192	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
18193	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18194	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18292	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	AF300	20
18293	2-1/4" (57 mm)	7" (18 cm)		
18294	2-3/4" (70 mm)	7" (18 cm)		

Couleur: Beige

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18112	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18113	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18114	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18182	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
18183	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18184	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18282	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	AF300	20
18283	2-1/4" (57 mm)	7" (18 cm)		
18284	2-3/4" (70 mm)	7" (18 cm)		

Avec clappe



Couleur: Ultra-clair

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18172	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18173	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18174	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18176	4" (102 mm)	12" (30 cm)		

Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18102	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18103	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18104	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		

Couleur: Beige

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18122	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18123	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18124	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18142	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
18143	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18144	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18202	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	Non	10
18203	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)		
18204	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)		

Sacs fermés



Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18362	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	AF300	60
18363	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)		
18364	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)		

Couleur: Beige

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18352	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	Non	30
18353	2-1/4" (57 mm)	7" (18 cm)		
18354	2-3/4" (70 mm)	7" (18 cm)		
18372-30	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	AF300	30
18373-30	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)		
18374-30	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)		
18392	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	AF300	60
18393	2-1/4" (57 mm)	7" (18 cm)		
18394	2-3/4" (70 mm)	7" (18 cm)		

Sacs deux pièces et ensembles de stomie

New Image

Sacs à haut débit

Conception améliorée



Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18022	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
18023	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18024	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		

*Sac collecteur 5551 disponible à la page 37.


Conception originale



Couleur: Ultra-clair


No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18012	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18013	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18014	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18016	4" (102 mm)	12" (30 cm)		

La conception améliorée comporte:




Fermeture souple de grand diamètre diminuant le risque d'occlusions

- Grand diamètre interne
- Matériau souple et résistant
- Bouchon facile à ouvrir et à fermer



Grand sac collecteur à longue tubulure offrant une plus grande liberté, jour et nuit

- Sac collecteur d'une capacité de 2 litres - Vidange moins fréquente permettant d'améliorer la qualité du sommeil
- Tubulure ondulée prévient la torsion ou le pliage
- Tubulure de 152,4cm permet une liberté de mouvement.



Mécanisme de verrouillage intuitif qui accroît le sentiment de sécurité

- Nouveau verrou rotatif qui permet de fixer la valve de drainage au sac collecteur de manière simple et sécuritaire

Ensembles de stomie

FlexWear

Systèmes de sacs vidables

Non stérile

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
19006	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	12" (30 mm)	5

Stérile

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
19054	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	12" (30 mm)	5

Ensembles de stomie

Urostomies

Flexlend

Stérile

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
19254	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	5

Inclus:

- Un sac transparent
- Un champ protecteur à découper, Flexlend, avec bordure adhésive
- Un adaptateur pour sac de drainage

Sacs deux pièces

New Image

Sacs d'urostomie

Conception améliorée



Couleur: Ultra-clair

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
18922	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10
18923	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	
18924	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	

Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
18902	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10
18903	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	
18904	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	

Couleur: Beige

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
18912	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10
18913	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	
18914	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	

Un produit de grande qualité,
encore plus performant!

Une valve d'écoulement améliorée, fait d'un matériel plus souple et présentant une conception simplifiée.

Conception multi-chambres, qui permet une distribution plus uniforme de l'urine dans le sac.



Concept multi-chambres
Vue de devant



Concept multi-chambres
Vue du dessus (alors que le sac est coupé)



Conception originale



Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
18402	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10
18403	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	
18404	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	

Choisir le bon appareillage de stomie peut faire toute la différence



La peau autour de votre stomie mérite la meilleure protection. Laissez-nous vous aider à trouver le produit* CeraPlus^{MC} qui procure la sécurité et les avantages dont vous avez besoin pour avoir une peau saine jour après jour.

- En répondant à sept questions simples, laissez-nous vous aider à trouver l'appareillage de stomie CeraPlus^{MC}* dont vous avez besoin.



**Sept questions. Un résultat.
Voyez ce qui vous convient.**



**Contient la technologie Remoïs d'Alcare Co., Ltd.*

Avant toute utilisation, assurez-vous de lire le mode d'emploi concernant l'usage prévu, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les instructions.

Hollister, le logo Hollister et CeraPlus sont des marques de commerce de Hollister Incorporated.
©2025 Hollister Incorporated.

 **Hollister.**

Peau saine. Résultats positifs.

Choisir un champ protecteur offrant une COMPOSITION optimale

La COMPOSITION du champ protecteur implique un mélange spécifique d'ingrédients ayant un impact sur l'adhésion, la résistance à l'érosion et le taux d'absorption du produit. Ce mélange est primordial au maintien d'une peau péristomiale en santé.

Champs protecteurs de port prolongé

CeraPlus^{MC}



- Champ protecteur **infusé de céramides**, un composant lipidique naturel de la peau, permettant de protéger celle-ci contre la sécheresse. Ce champ protecteur répond aux critères d'adhésion, d'absorption et de résistance à l'érosion.
- Sa composition aide à conserver la barrière naturelle d'humidité de la peau, aidant ainsi à maintenir une peau péristomiale en santé.

Flextend

- Durabilité et résistance à l'érosion
- Se gonfle au contact d'un effluent liquide, ce qui permet de créer une meilleure étanchéité entre la peau et la stomie.
- Idéal pour les personnes qui transpirent beaucoup
- Forte adhérence et flexibilité

Champs protecteurs de port régulier

FlexWear

- Bon équilibre entre durabilité et douceur. Offre un niveau d'adhésion modéré permettant de bien répondre à différentes fréquences de changements d'appareillages
- Résistant à l'érosion liée aux liquides
- Conçu pour tous les types de peau, selon la fréquence de changement recherchée
- Conçu pour être utilisé pour plus d'une journée

SoftFlex

- Champ approprié pour:
 - Les gens qui ont une peau fragile, mince ou sensible, comme les gens en traitements de chimiothérapie ou radiothérapie
 - Les gens qui désirent changer leur appareillage fréquemment
- Conçu pour être doux pour la peau, ce qui permet des changements plus fréquents d'appareillages

Savez-vous?

Les produits de stomie CeraPlus^{MC} a obtenu l'accréditation du Skin Health Alliance.

Suite à une évaluation par des dermatologues indépendants, toute la gamme CeraPlus a obtenu l'accréditation du Skin Health Alliance. Cette accréditation répond à des normes strictes relatives à la sécurité, l'efficacité, l'éthique et le développement durable, et garantit que des experts reconnus en santé de la peau sont convaincus de la qualité des produits.



Champs protecteurs deux pièces

Peau saine. Résultats positifs.

Champs protecteurs deux pièces

New Image

Champs protecteurs convexes

Flextend



À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
14802	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec adhésif
14803	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
14804	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
15802	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Sans adhésif
15803	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
15804	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		

Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
13901	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	5	Avec adhésif (Amincie)
13902	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)		
13903	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
13904	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
13905	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
13906	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		
13907	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
13908	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
13909	2-3/4" (70 mm)	1-5/8" (41 mm)		
13910	2-3/4" (70 mm)	1-3/4" (44 mm)		
13911	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)	5	Sans adhésif
15903	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
15904	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
15905	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
15906	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		

Champs protecteurs plats

Flextend



À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
14602	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Avec adhésif
14603	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
14604	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		
14606	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	5	Sans adhésif
15602	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
15603	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
15604	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		

Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
14701	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	5	Avec adhésif
14702	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)		
14703	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
14704	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
14705	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)		
14706	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
14707	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
14708	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
14709	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
16101	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	5	Sans adhésif
16102	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)		
16103	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
16104	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
16105	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)		
16106	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
16107	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
16108	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		

Système de correspondance des couleurs

Champs protecteurs deux pièces

Pour vous aider à choisir un sac collecteur compatible au champ protecteur New Image, chaque étiquette est dotée d'un code de couleur

1. Choisissez le champ protecteur approprié à l'ouverture de la stomie et notez le code de couleur de la boîte
2. Sélectionnez par la suite un sac collecteur selon les caractéristiques recherchées et assurez-vous de choisir une boîte de sacs dont l'étiquette est compatible à celle du champ protecteur

	1-3/4" (44 mm)		2-3/4" (70 mm)
	2-1/4" (57 mm)		4" (102 mm)

Champs protecteurs deux pièces

New Image

Champs protecteurs

convexes

FlexWear



À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
13402	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec adhésif
13403	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
13404	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
15402	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Sans adhésif
15403	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
15404	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		

Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
13503	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Avec adhésif
13504	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
13505	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
13506	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Sans adhésif
15503	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
15504	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
15505	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
15506	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		

Champs protecteurs plats

FlexWear



À découper


No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
14202	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Avec adhésif
14203	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
14204	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		
14206	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	5	Sans adhésif
15202	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
15203	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
15204	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		

Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
14301	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	5	Avec adhésif
14302	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)		
14303	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
14304	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
14305	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)		
14306	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
14307	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
14308	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
14309	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
16401	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	5	Sans adhésif
16402	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)		
16403	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
16404	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
16405	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)		
16406	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
16407	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
16408	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		

Bordure adhésive

La bordure adhésive peut procurer un sentiment de paix d'esprit en augmentant le niveau de confiance des patients ayant des plis cutanés.



La collerette flottante


La collerette flottante permet de joindre le champ protecteur au sac de stomie, sans avoir à appliquer de pression sur l'abdomen.



Découvrez la convexité souple

Un champ protecteur plat s'adapte bien à une peau péristomiale normale et à une protrusion adéquate de la stomie. Toutefois, pour de nombreux patients, la présence de plis cutanés, d'une stomie rétractée ou d'une surcharge pondérale peut rendre l'ajustement de l'appareillage de stomie difficile.

Les produits CeraPlus^{MC} à convexité souple permettent d'appliquer une légère pression et ainsi assurer un ajustement confortable et fiable, en épousant les inégalités naturelles de la peau.



Le saviez-vous?

Les personnes présentant des plis dans la zone péristomiale sont **trois fois plus susceptibles de développer une complication** cutanée que celles qui n'en présentent pas? ²

1. Les données ont été recueillies auprès de patients de la France, l'Allemagne, du Canada, des États-Unis, de l'Australie, du Royaume-Uni, de la Belgique, de la Nouvelle-Zélande et de la Suisse. Les évaluations comprenaient la répartition des stomies suivantes; Iléostomies (42%), Colostomies (29%), Urostomies (25%), Autres (4%). Les patients évalués variaient de post-op à plus de 20 ans vivant avec une stomie ; 50 % vivaient avec une stomie depuis moins de 4 semaines
2. Salvadalena G, Colwell JC, Skountrianos G, Pittman J. Lessons Learned About Peristomal Skin Complications: Secondary Analysis of the ADVOCATE Trial. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2020;47(4):357-363.

Les clinicien(ne)s sont d'accord :

CeraPlus^{MC} à convexité souple est le choix idéal

70 %

le recommanderaient pour une utilisation postopératoire.¹

(sur la base de 300 évaluations)

91 %

ont dit être satisfaits ou très satisfaits par rapport à la capacité d'obtenir le meilleur ajustement.¹

(sur la base de 322 évaluations)

Systemes une pièce

A woman in a bright yellow rain jacket and a blue helmet is riding a bicycle on a gravel path through a forest. She is smiling and looking to her right. In the background, another cyclist in a yellow and green jacket is also riding on the path. The scene is set in a lush green forest with tall trees and dense foliage. The bottom of the image has a red overlay.

Peau saine. Résultats positifs.


Systemes une pièce


Premier

Champs protecteurs à convexité souple

Flexlend
Sacs vidables





À découper				Avec adhésif 	
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8674	Beige avec fenêtre d'observation	5/8"- 1" (13 - 25 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
8678		5/8"- 1-1/2" (13 - 38 mm)	12" (30 cm)		
86711		5/8"- 2-1/8" (13 - 55 mm)	12" (30 cm)		

Précoupés				Avec adhésif 	
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8661	Beige avec fenêtre d'observation	7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
8662		1" (25 mm)	12" (30 cm)		
8663		1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)		
8664		1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)		
8665		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
8666		1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)		

Champs protecteurs convexes

Flexlend
Avec clampe



À découper				Avec adhésif			
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de			
82624	Transparent	1" (25 mm)	12" (30 cm)	5			
82628		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)				
826211		2" (51 mm)	12" (30 cm)				
Précoupés						Avec adhésif	
No de produit		Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de			
82610	Transparent	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	5			
82611		7/8" (22 mm)	12" (30 cm)				
82612		1" (25 mm)	12" (30 cm)				
82613		1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)				
82614		1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)				
82615		1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)				
82616		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)				
82617		1-5/8" (41 mm)	12" (30 cm)				
82618		1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)				
82619		2" (51 mm)	12" (30 cm)				

Champs protecteurs convexes

Flexlend
Sacs vidables



À découper Avec adhésif					
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8244	Transparent	1" (25 mm)	12" (30 cm)	Non	5
8248		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
82411		2" (51 mm)	12" (30 cm)		
8274	Transparent	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
8278		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
82711		2" (51 mm)	12" (30 cm)		
8214	Beige	1" (25 mm)	12" (30 cm)	Non	5
82111		2" (51 mm)	12" (30 cm)		

Précoupés Avec adhésif				
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
8280	Transparent	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	5
8281		7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	
8282		1" (25 mm)	12" (30 cm)	
8283		1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)	
8284		1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	
8285		1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)	
8286		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	
8288		1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	
8289		2" (51 mm)	12" (30 cm)	
8290	Beige	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	5
8291		7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	
8292		1" (25 mm)	12" (30 cm)	
8293		1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)	
8294		1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	
8295		1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)	
8296		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	

Systèmes une pièce

Premier

Champs protecteurs plats

Flextend Sacs vidables



À découper					
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8531	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	Non	10
8331	Transparent	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	AF300	
8551	Beige	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	Non	

Précoupés				
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
8538	Transparent	1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	10
8552	Beige	1" (25 mm)	12" (30 cm)	10
8558		1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	

FlexWear Sacs vidables



À découper					
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8031	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	Non	10
8081	Transparent	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	AF300	
8181	Beige	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	AF300	

Flextend Avec clampe



À découper				
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
8651	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	10
8631	Transparent	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	10
8641		2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	

Précoupés				
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
8637	Transparent	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	10
8632		1" (25 mm)	12" (30 cm)	
8638		1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	
8633		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	
8639		1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	
8635		2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	
8647	Beige	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	10
8642		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
8648		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
8643		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
8649		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	

Systemes une pièce

Premier

Champs protecteurs plats

SoftFlex
Sacs vidables



À découper Sans adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
88300	Beige	2-1/8" (55 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
88700		2-1/8" (55 mm)	7" (18 cm)		20

À découper—Champ protecteur ovale Sans adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
88402	Transparent	2-1/2" x 3" (66 x 77 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
88302	Beige	2-1/2" x 3" (66 x 77 mm)	12" (30 cm)		

Précoupés Sans adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
88325	Beige	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
88330		1-3/16" (30 mm)	12" (30 cm)		
88335		1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)		
88340		1-9/16" (40 mm)	12" (30 cm)		
88725	Beige	1" (25 mm)	7" (18 cm)	AF300	20
88730		1-3/16" (30 mm)	7" (18 cm)		
88735		1-3/8" (35 mm)	7" (18 cm)		
88740		1-9/16" (40 mm)	7" (18 cm)		

Champs protecteurs plats

SoftFlex
Sacs fermés



À découper Sans adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
82300	Beige	2-1/8" (55 mm)	9" (23 cm)	AF300	30
82100		2-1/8" (55 mm)	7" (18 cm)		

À découper—Champ protecteur ovale Sans adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
82402	Transparent	2-1/2" x 3" (66 mm x 77 mm)	9" (23 cm)	AF300	30
82302	Beige	2-1/2" x 3" (66 mm x 77 mm)	9" (23 cm)		

Précoupés Sans adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
82325	Beige	1" (25 mm)	9" (23 cm)	AF300	30
82330		1-3/16" (30 mm)	9" (23 cm)		
82335		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)		
82125		1" (25 mm)	7" (18 cm)		
82130		1-3/16" (30 mm)	7" (18 cm)		
82135		1-3/8" (35 mm)	7" (18 cm)		

Couvres-stomie

avec adhésif microporeux



Précoupés Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
3184	White	2" (51 mm)	4-1/4" (11 cm)	AF300	30
3186		3" (76 mm)	4-1/4" (11 cm)		

Champs protecteurs SoftFlex



Précoupés Sans adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
1796	Beige	1-5/16" (50 mm)	4" (10 cm)	AF300	30

Systèmes une pièce

Premier

Sacs à haut débit

Flexextend
Conception améliorée

Convexité souple



À découper

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
83025	Transparent	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
83038		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
83055		2-1/8" (55 mm)	12" (30 cm)		

Précoupés

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
83125	Transparent	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
83130		1-3/16" (30 mm)	12" (30 cm)		
83135		1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)		

Plat

À découper

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
26064b	Transparent	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
26364	Beige	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)		

***Sac collecteur 5551 disponible à la page 37.**

Flexextend
Conception améliorée




Non stérile

Sans adhésif


No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
80070	Ultra-clair	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)	10
80110		4-1/3" (110 mm)	12" (30 cm)	

La conception améliorée comporte:




Combinaison unique offrant sécurité et santé de la peau:

Options de champs protecteurs convexes plats et souples
Composition très résistante maximise la durée de port et résiste à l'érosion
Bordure adhésive procure une tranquillité d'esprit grâce à un sentiment accru de sécurité




Fermeture souple de grand diamètre diminuant le risque d'occlusions

Grand diamètre interne
Matériau souple et résistant
Bouchon facile à ouvrir et à fermer



Grand sac collecteur à longue tubulure offrant une plus grande liberté, jour et nuit

Sac collecteur d'une capacité de 2 litres - Vidange moins fréquente permettant d'améliorer la qualité du sommeil
Tubulure ondulée prévient la torsion ou le pliage
Tubulure de 152,4cm permet une liberté de mouvement.



Mécanisme de verrouillage intuitif qui accroît le sentiment de sécurité

Nouveau verrou rotatif qui permet de fixer la valve de drainage au sac collecteur de manière simple et sécuritaire

Systemes une pièce

Premier


Champs protecteurs convexes Sacs d'urostomie

Flexextend

Conception améliorée




À découper 				
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
84794	Ultra-clair	1" (25 mm)	9" (23 cm)	5
84798		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
8479111		2" (51 mm)	9" (23 cm)	
84398		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
8439111		2" (51 mm)	9" (23 cm)	


Précoupés 				
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
84890	Ultra-clair	1/2" (13 mm)	9" (23 cm)	5
84891		5/8" (16 mm)	9" (23 cm)	
84892		3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	
84893		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
84894		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
84895		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	
84896		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
84897		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	
84898		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
84899		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
84990	Beige	1/2" (13 mm)	9" (23 cm)	5
84991		5/8" (16 mm)	9" (23 cm)	
84992		3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	
84993		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
84994		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
84995		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	
84996		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
84997		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	
84998		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
84999		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	

Flexextend

Conception originale



À découper 				
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
8474	Transparent	1" (25 mm)	9" (23 cm)	5
8478		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
84711		2" (51 mm)	9" (23 cm)	

Précoupés 				
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
8480	Transparent	1/2" (13 mm)	9" (23 cm)	5
8481		5/8" (16 mm)	9" (23 cm)	
8482		3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	
8483		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
8484		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
8485		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	
8486		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
8487		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	
8488		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
8489		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
8490	Beige	1/2" (13 mm)	9" (23 cm)	5
8491		5/8" (16 mm)	9" (23 cm)	
8492		3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	
8493		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
8494		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
8495		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	
8496		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
8497		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	
8498		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	

Systèmes une pièce

Premier

Champs protecteurs plats

Sacs d'urostomie

Flextend

Conception améliorée



À découper

Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
84590	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	10
84490	Beige	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	

Précoupés

Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
84697	Transparent	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	10
84692		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
84698		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
84693		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
84699		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
84694		2" (51 mm)	9" (23 cm)	
84497	Beige	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	10
84492		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
84498		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
84493		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
84499		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
84494		2" (51 mm)	9" (23 cm)	

Flextend

Conception originale



À découper

Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
8450	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	10
8460	Transparent	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	
8440	Beige	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	

Précoupés

Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
8467	Transparent	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	10
8462		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
8468		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
8463		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
8469		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
8464		2" (51 mm)	9" (23 cm)	
8447	Beige	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	10
8442		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
8448		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
8443		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
8449		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	

NOUVEAU!



REFERMABLE

lorsque l'anneau est pour plus d'une seule utilisation



DURABLE

pour la protection du produit



60 %

**MOINS* DE PLASTIQUE
DANS LES EMBALLAGES**
par anneau protecteur

>25 %

BOÎTE PLUS PETITE*
pour plus de discrétion
et un rangement efficace

Les mêmes anneaux protecteurs fiables, moins de déchets de plastiques dans l'emballage.

L'emballage des anneaux protecteurs Hollister évolue pour être plus respectueux de l'environnement. Le nouveau design réduit les déchets plastiques, renforçant ainsi l'engagement de Hollister pour des pratiques durables.

Les économies de plastique réalisées équivalent à retirer environ 132 millions de bouteilles d'eau en plastique de la circulation.**



*Données à l'interne 2025, analyse des matériaux de l'emballage. Comparativement à la conception antérieure de l'emballage Hollister. Moyenne calculée sur l'ensemble de la gamme des anneaux protecteurs Hollister.

**Données à l'interne 2025. Comparativement au design de l'emballage Hollister antérieur. Moyenne calculée selon les ventes annuelles 2024-2025 d'anneaux Hollister plats.

Accessoires

LaTasha Harrison-Thompson

Vivant avec une stomie depuis l'âge de 14 ans

« Avant d'utiliser les rallonges de champs protecteurs CeraPlus^{MC}, j'avais trop peur d'aller dans l'eau de crainte que mon appareillage ne se détache. Maintenant, je peux passer des heures dans la piscine sans aucune inquiétude. »



Balayez moi pour en apprendre davantage sur l'histoire de LaTasha

Sécurité et santé de la peau



Les anneaux protecteurs CeraRing^{MC}

La sécurité et la confiance des anneaux Adapt, en plus de la science des céramides



- Infusés de céramides - une protection naturelle de la peau
- Aident à conserver la barrière d'humidité naturelle de la peau
- Aident à diminuer les risques d'écoulement et protège la peau - et peut même prolonger le temps de port du champ protecteur
- Aident à diminuer la perte d'eau transépidermique (PET) en présence d'une peau érodée

Anneaux protecteurs CeraRing^{MC}

Plats CeraRing



No de produit	Type	Diamètre externe	Diamètre interne	Épaisseur	Boîte de
8805	Standard	2" (48 mm)	3/4" (18 mm)	4.5 mm	10
8815	Mince	2" (48 mm)	3/4" (18 mm)	2.3 mm	
881527	Mince	2-1/4" (57 mm)	1-1/16" (27 mm)	2.3 mm	10

Convexes CeraRing



No de produit	Diamètre interne	S'étire jusqu'à	Boîte de
89520	13/16" (20 mm)	1" (25 mm)	10
89530	1-3/16" (30 mm)	1-3/8" (35 mm)	
89540	1-9/16" (40 mm)	1-3/4" (45 mm)	

Ovales convexes CeraRing



No de produit	Diamètre interne	S'étire jusqu'à	Boîte de
89601	7/8" x 1-1/2" (22 x 38 mm)	1-1/8" x 1-3/4" (27 x 43 mm)	10
89602	1-3/16" x 1-7/8" (30 x 48 mm)	1-3/8" x 2-1/8" (35 x 53 mm)	
89603	1-1/2" x 2-3/16" (38 x 56 mm)	1-3/4" x 2-3/8" (43 x 61 mm)	

Rallonges de champ protecteur CeraPlus^{MC}



No de produit	Indications	Grandeur	Boîte de
79402	Pour une sécurité supplémentaire autour du champ protecteur. Diminuent le risque de décollement de l'adhésif et peut augmenter le temps de port. Offrent une adhésion supérieure en présence d'hernie péristomiale.	Chaque rallonge couvre une surface de 48 cm ²	30

Champ protecteur CeraPlus^{MC}



No de produit	Description	Format	Boîte de
8900	CeraPlus TM (Non stérile)	4 x 4" (10 x 10 cm)	5

Anneaux protecteurs Adapt^{MC}

Plats
Flexend



No de produit	Type	Diamètre externe	Diamètre interne	Épaisseur	Boîte de
7805	Régulier	2" (48 mm)	3/4" (18 mm)	4,5 mm	10
7806	Mince	4" (102 mm)	3/4" (18 mm)	2,3 mm	
7815	Mince	2" (48 mm)	3/4" (18 mm)	2,3 mm	

Accessoires Adapt^{MC}




No de produit		Description	Indications	Format		Boîte de
7737		Dissolvant pour adhésif médical Adapt en aérosol <i>*avec formulation non-irritante à base de silicone et sans alcool</i>	Avec une technologie de pulvérisation de 360°, aide à minimiser le gaspillage et permet une pulvérisation dans n'importe quel angle	Vaporisateur	1,7 fl oz (50 ml)	1
7760		Tampons dissolvants tout usage	Aidant à éliminer les résidus d'adhésifs	50 tampons par boîte		50
7917		Tampons protecteurs Adapt <i>*avec formulation sans alcool améliorée contenant de l'aloès</i>	Aident à protéger la peau lors du retrait du champ protecteur. Non recommandés sous un champ protecteur de port prolongé.	50 tampons par boîte		50
7906		Poudre de stomie Adapt	Pour absorber l'humidité de la peau érodée autour de la stomie. Assurez-vous d'enlever l'excédent de poudre sur la peau. Cesser l'utilisation une fois le problème est résolu	Bouteille	1 oz (28 g)	1
79301		Pâte Adapt	Permet de combler les inégalités de la peau autour de la stomie. La pâte aide donc à diminuer les risques de fuites sous le champ protecteur.	Tube	0,5 oz (14 g)	20
79300					2 oz (60 g)	1
79400		Languettes Adapt - Flexend (sans alcool)	Permettent de combler les inégalités de la peau autour de la stomie. Les languettes aident donc à diminuer les risques de fuites sous le champ protecteur.	Forme triangulaire	5-1/8" (13 cm)	10
78500		Déodorisant-lubrifiant Adapt	Neutralise les odeurs, facilite la vidange et aide à diminuer la statique dans le sac. Ce produit n'est pas un parfum ni un agent masquant. À utiliser seulement avec des sacs vidables ou fermés.	Bouteille	8 oz (236 ml)	1
78501				Sachets	0,27 oz (8 ml)	50

Accessoires

Éliminateurs d'odeurs m9

No de produit	Description	Format	Boîte de
7715	 Gouttes	1 oz (30 ml)	12
7717		8 oz (240 ml)	6
7732	 Vaporisateur Sans odeur	2 oz (60 ml)	12
7733		8 oz (240 ml)	6
7735	Vaporisateur Odeur de pommes	8 oz (240 ml)	

Accessoires pour sacs

No de produit	Description	Format	Boîte de
8770	 Clampe de couleur beige pour sacs vidables		20
7300	 Ceinture de stomie beige	Moyenne 23" - 43" (58 - 109 cm)	10
7299		Grande 34" - 65" (86 - 165 cm)	
7331	 Adaptateur pour tube de drainage d'urostomie		10

Champs protecteurs

No de produit	Description	Format	Boîte de
8800	FlexTend	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	5
8801		8" x 8" (20 cm x 20 cm)	3
7800	Premium	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	5
7801		8" x 8" (20 cm x 20 cm)	3
7700	HolliHesive	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	5

Sac collecteur à haut débit



No de produit	Description	Boîte de
5551	Sac collecteur 2 litres	10

* Utiliser avec les sacs à haut débit suivants: 18022, 18023, 18024, 83025, 83038, 83055, 83125, 83130, 83135, 26064b et 26364

Produits pour l'irrigation



No de produit	Description	Information	Boîte de
7721	Trousse avec cône d'irrigation	Comprend: (1) sac d'irrigation, (1) cône avec connecteur, (1) brosse de nettoyage	1
7723	Cône de stomie	Avec connecteur. Unité de remplacement	10
7728	Drain irrigateur	Avec clampe et attaches pour ceinture de stomie	20
7724			
18152	Système deux pièces	Taille de la collerette: 1-3/4" (44 mm)	5
18153		2-1/4" (57 mm)	
18154		2-3/4" (70 mm)	



Sacs collecteurs de plaies

No de produit	Pour des plaies jusqu'à	Boîte de
9773	3" (7.6 cm)	10
9776	3.75" (9.5 cm)	10
9778	4" x 8" (10 cm x 20 cm)	3




Pouchkins^{MC}

Avec la douceur et la flexibilité SoftFlex

Une pièce SoftFlex

Sacs pour prématurés/
nouveaux-nés



Prématurés Nouveaux-nés

À découper

Sans adhésif

No de produit	Description	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
Prématurés				
3777	Ultra-clair, Sans ouverture de départ	5/8" (15 mm)	4-1/2" (11.5 cm)	15
Nouveau-né				
3778	Ultra-clair, Sans ouverture de départ	1-3/8" x 7/8" (35 x 22 mm)	6-1/2" (16 cm)	

Sacs vidables



À découper

Sans adhésif

No de produit	Description	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
3795	Transparent, Sans ouverture de départ	2" (51 mm)	7" (18 cm)	10
3796		1-1/2" (38 mm)	6-1/2" (16 cm)	

Sacs d'urostomie



À découper

Sans adhésif

No de produit	Description	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
3797	Transparent, Sans ouverture de départ	1-1/2" (38 mm)	6-1/2" (16 cm)	10

Champ protecteur Pouchkins SoftFlex:

- Conçu pour être doux pour la peau sensible du nourrisson
- Aucune ouverture, ce qui permet d'être placé là où requis
- Sans adhésif
- Flexible et convient à la taille des bébés et des enfants
- Aucun des ensembles pédiatriques Pouchkins n'est fait de latex d'élastomère-caoutchouc naturel
- Tous les sacs New Image 1-3/4" (44mm) conviendront au champ protecteur cutané

Deux pièces SoftFlex

Champs protecteurs plats



À découper

Sans adhésif

No de produit	Description	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
3761	Sans ouverture de départ	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5

Sacs vidables



Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
3799	1-3/4" (44 mm)	6-1/2" (16 cm)	Non	10

Couleur: Beige

18282	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	AF300	20
--------------	----------------	------------	-------	----

Sacs d'urostomie



Conception améliorée

No de produit	Couleur	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
18922	Ultra-clair	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10
18912	Beige	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10

Ceinture de stomie pédiatrique



No de produit	Longueur	Boîte de
3774	10 - 17" (25 - 43 cm)	1

Poupées "Shadow Buddies"

- Les poupées Shadow Buddies, exclusives à **Hollister**, sont des amies très spéciales pour les enfants qui ont subi ou qui doivent subir une chirurgie de stomie
- Elles sont des outils d'enseignement très utiles à l'éducation des soins de stomie
- Ces poupées qu'on peut cajoler, ont des yeux en forme de cœur et une stomie fictive



Shadow Buddies est une marque de commerce de la Fondation Shadow Buddies

Soins d'urologie



La personne au coeur de tout ce que nous faisons

Le nouveau cathéter intermittent Infyna Chic^{MC}

Cathéter transparent

facilite la visualisation.

Cathéter plus long

facilite le drainage de la vessie.

Cathéter plus lubrifié

facilite l'insertion.



HydraBalance™
Technologie de lubrification



Emballage recyclable



11% moins de
matière plastique







Sans PVC

Soigneusement repensé pour le bien-être des femmes

Nous nous engageons à améliorer l'expérience de cathétérismes pour les femmes qui utilisent nos produits. C'est pourquoi nous introduisons des changements discrets, mais importants, pour favoriser la tranquillité d'esprit de nos clientes.



Grandeur	Longueur du cathéter	Description	Code de produit	Boîte de
 8 Fr	14cm	Droit	7008	30
 10 Fr	14cm	Droit	7010	30
 12 Fr	14cm	Droit	7012	30
 14 Fr	14cm	Droit	7014	30



Pour en apprendre davantage, ou pour demander un échantillon gratuit, visitez le site
www.Hollister.com/fr-ca/InfynaChic



Un cathéter qui s'insère facilement, pour une utilisation plus facile, une plus grande confiance et plus de temps pour profiter de la vie.¹

Jonny utilise un cathéter VaPro
Katie utilise un cathéter Infyna Chic

Découvrez la facilité d'utilisation² et le confort³ qu'offre la technologie de lubrification HydraBalance^{MC}

Conçue à partir d'ingrédients d'origine naturelle, sa combinaison unique d'enduit hydrophile et de fluide hydratant crée un coussin d'hydrogel qui glisse en douceur, aidant non seulement à protéger l'urètre, mais permettant une insertion et un retrait du cathéter sans effort. Pour une expérience de cathétérisation plus naturelle et en toute confiance.^{4,5}

Principales caractéristiques de notre technologie de lubrification HydraBalance^{MC} :

- Douce et confortable lors de l'insertion et du retrait du cathéter.⁶
- Aide à protéger l'urètre contre les microtraumatismes potentiels et les infections des voies urinaires.⁷
- Conçue avec le bon équilibre d'ingrédients d'origine naturelle, pour une expérience de cathétérisation la plus naturelle possible.⁸



1. Étude clinique Hollister, CLR-00847, 2021 2. Étude clinique Hollister, CLR-00847, 2021 3. Données Hollister à l'interne, TR-00643, 2023 4. Association Européenne des Infirmières en Urologie (AEIU), Evidence-based Guidelines for Best Practice in Urological Health Care – Catheterisation, Urethral Intermittent in Adults Dilatation, urethral intermittent in adults (2013), pages 25, 33, 47 5. Données Hollister à l'interne, CL-001027 6. Données Hollister à l'interne, CL-001015 7. Association Européenne des Infirmières en Urologie (AEIU), Evidence-based Guidelines for Best Practice in Urological Health Care – Catheterisation, Urethral Intermittent in Adults Dilatation, urethral intermittent in adults (2013), pages 25, 33, 47 8. Données Hollister à l'interne, CL-001017



Cathéters intermittents hydrophiles sans contact

Les cathéters VaPro offrent une protection 100% sans contact grâce à un embout et à une gaine de protection

Les cathéters VaPro de Hollister sont conçus pour être hygiéniques afin d'aider à protéger les patients contre les microbes durant tout le processus de cathétérisation.

Embout protecteur

- prévient le contact du cathéter stérile avec les bactéries se trouvant dans les 15 premiers millimètres de l'urètre distal
- aide à prévenir la progression des bactéries dans le système urinaire

Gaine protectrice

- permet de saisir le cathéter facilement, tout au long de celui-ci
- agit comme barrière pour éviter que les germes externes ne viennent en contact avec le cathéter



VaPro^{MC}



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
72082	Droit	8 Fr	8" (20 cm)	30
72102	Droit	10 Fr	8" (20 cm)	30
72122	Droit	12 Fr	8" (20 cm)	30
72084	Droit	8 Fr	16" (40 cm)	30
72104	Droit	10 Fr	16" (40 cm)	30
72124	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	30
73124	Coudé		16" (40 cm)	
72142	Droit	14 Fr	8" (20 cm)	30
72144	Droit		16" (40 cm)	
73144	Coudé		16" (40 cm)	
72164	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	30
73164	Coudé		16" (40 cm)	

VaPro Plus^{MC}



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
74122	Droit	12 Fr	8" (20 cm)	30
74142	Droit	14 Fr	8" (20 cm)	30
74124	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	30
74144	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	30

VaPro Plus est un système fermé avec un sac collecteur intégré de 1000 ml.

VaPro F-Style est un cathéter intermittent hydrophile sans contact plus **FERME**.

VaPro^{MC} F-Style



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
7600084	Droit	8 Fr	16" (40 cm)	30
7600104	Droit	10 Fr	16" (40 cm)	30
7600124	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	30
7600144	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	30
7600164	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	30

VaPro Plus^{MC} F-Style



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
7700124	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	30
7700144	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	30

VaPro Plus F-Style est un système fermé avec un sac collecteur intégré de 1000 ml.



Les cathéters VaPro Pocket^{MC} offrent les caractéristiques que les utilisateurs désirent.¹

Protection. Facilité d'utilisation. Discretion.

En plus d'être simples à utiliser, les cathéters VaPro Pocket offrent une protection sans contact grâce à leur gaine protectrice et leur embout protecteur qui permettent une insertion plus facile. L'emballage format poche est plus discret – une caractéristique appréciée des utilisateurs.

Considérez les cathéters VaPro Pocket dès le départ.



Cathéter amélioré.
Emballage discret.

VaPro^{MC} Pocket

No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
70104	Droit	10 Fr	16" (40 cm)	30
70124	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	30
70144	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	30
70164	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	30
77124	Coudé	12 Fr	16" (40 cm)	30
77144	Coudé	14 Fr	16" (40 cm)	30
77164	Coudé	16 Fr	16" (40 cm)	30

VaPro^{MC} Plus Pocket

No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
71084	Droit	8 Fr	16" (40 cm)	30
71104	Droit	10 Fr	16" (40 cm)	30
71122	Droit	12 Fr	8" (20 cm)	30
71124	Droit		16" (40 cm)	
71142	Droit	14 Fr	8" (20 cm)	30
71144	Droit		16" (40 cm)	
71164	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	30

VaPro Plus Pocket est un système fermé avec un sac collecteur intégré de 1000 ml.

Cathéters intermittents sans contact

Systèmes fermés



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
94064IC	Droit	6 Fr	16" (40 cm)	100
94084IC	Droit	8 Fr	16" (40 cm)	
94104IC	Droit	10 Fr	16" (40 cm)	
94124IC	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	
95124IC	Coudé		16" (40 cm)	
94144IC	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	
95144IC	Coudé		16" (40 cm)	
94164IC	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	
95164IC	Coudé		16" (40 cm)	
94184IC	Droit	18 Fr	16" (40 cm)	

Les cathéters intermittents sans contact Advance Plus:

- Possèdent un embout protecteur qui aide à protéger le cathéter des bactéries situées dans les 15 premiers millimètres de la partie distale de l'urètre
- Ont un réservoir de lubrifiant régulé qui permet de contrôler la lubrification du cathéter
- Sont munis d'oeillets souples conçus pour une insertion et un retrait en douceur

Trousses de systèmes fermés




No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
96064IC	Droit	6 Fr	16" (40 cm)	100
96084IC	Droit	8 Fr	16" (40 cm)	
96104IC	Droit	10 Fr	16" (40 cm)	
96124IC	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	
97124	Coudé		16" (40 cm)	
96144IC	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	
97144	Coudé		16" (40 cm)	
96164IC	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	
97164	Coudé		16" (40 cm)	
96184IC	Droit	18 Fr	16" (40 cm)	

Les trousses comprennent:

- Le système fermé Advance Plus
- Des gants
- Des tampons de chlorure de benzalkonium
- Protège-drap résistant à l'eau








Cathéters intermittents

No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
10610	Droit	6 Fr	10" (25 cm)	30
10616	Droit	6 Fr	15" (38 cm)	
10806	Droit	8 Fr	6" (15 cm)	30
10810	Droit		10" (25 cm)	
10816	Droit		16" (40 cm)	
10826	Coudé	8 Fr	16" (40 cm)	
11006	Droit	10 Fr	6" (15 cm)	30
11010	Droit		10" (25 cm)	
11026	Coudé		16" (40 cm)	
11016	Droit		16" (40 cm)	
11206	Droit	12 Fr	6" (15 cm)	30
11216	Droit		16" (40 cm)	
11226	Coudé		16" (40 cm)	
11406	Droit	14 Fr	6" (15 cm)	30
11446	Droit, sans entonnoir		6" (15 cm)	
11416	Droit		16" (40 cm)	
B1061	Souple		16" (40 cm)	
11426	Coudé		16" (40 cm)	
B1065	Droit, avec conditionnement courbé		16" (40 cm)	50
11616	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	30
11626	Coudé		16" (40 cm)	
11816	Droit	18 Fr	16" (40 cm)	30
11826	Coudé	18 Fr	16" (40 cm)	



Les cathéters intermittents Apogee:

- Sont munis d'oeillets doux, souples et décalés pour favoriser une insertion facile
- Sont des cathéters clairs et ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Sont conçus pour favoriser le confort
- Sont faits de Polychlorure de vinyle (PVC) de qualité médicale
- Sont non-lubrifiés
- Sont disponibles avec des embouts droits ou coudés

Code de couleur		Diamètre Fr ou Ch	Diamètre mm
	Vert	6	2,0
	Bleu	8	2,7
	Noir	10	3,3
	Blanc	12	4,0
	Vert	14	4,7
	Orange	16	5,3
	Rouge	18	6,0

Cathéters urinaires externes

Hollister

Latex



Port prolongé: Longueur 2-3/4" (7 cm)
avec rabat interne unique Longueur de bande adhésive 1-3/5" (4 cm)

No de produit	Description	Format	Boîte de
9206	Petit/pédiatrique	7/8" - 1" (22 - 25 mm)	30
9207	Moyen	1" - 1-1/8" (26 - 30 mm)	
9208	Intermédiaire	1-1/8" - 1-1/4" (31 - 35 mm)	
9209	Grand	1-3/8" - 1-1/2" (36 - 39 mm)	

Port régulier Longueur 2-3/4" (7 cm)
Longueur de bande adhésive 1-3/5" (4 cm)


No de produit	Description	Format	Boîte de
9106	Petit/pédiatrique	7/8" - 1" (22 - 25 mm)	30
9107	Moyen	1" - 1-1/8" (26 - 30 mm)	
9108	Intermédiaire	1-1/8" - 1-1/4" (31 - 35 mm)	
9109	Grand	1-3/8" - 1-1/2" (36 - 39 mm)	

Faits de latex de caoutchouc naturel

Guide de sélection de tailles

Utilisez le guide de sélection pour déterminer la taille appropriée de cathéter

- Placez le guide de sélection juste derrière le gland du pénis
- Sélectionnez la taille qui se rapproche le plus



InView^{MC}

Silicone



Réguliers Longueur 2-3/4" (7 cm)
Longueur de la bande adhésive 1-3/5" (4 cm)

No de produit	Description	Format	Boîte de
97525	Petit	1" (25 mm)	30
97529	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
97532	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
97536	Grand	1-1/2" (36 mm)	
97541	Très grand	1-5/8" (41 mm)	100
97525-100	Petit	1" (25 mm)	
97529-100	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
97532-100	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
97536-100	Grand	1-1/2" (36 mm)	
97541-100	Très grand	1-5/8" (41 mm)	

Spéciaux Longueur 1-3/5" (4 cm)
Longueur de la bande adhésive 1-3/5" (4 cm)

No de produit	Description	Format	Boîte de
97425	Petit	1" (25 mm)	30
97429	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
97432	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
97436	Grand	1-1/2" (36 mm)	
97441	Très grand	1-5/8" (41 mm)	100
97425-100	Petit	1" (25 mm)	
97429-100	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
97432-100	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
97436-100	Grand	1-1/2" (36 mm)	
97441-100	Très grand	1-5/8" (41 mm)	

Extra Longueur 2-3/4" (7 cm)
Longueur de la bande adhésive 2-3/4" (7 cm)

No de produit	Description	Format	Boîte de
97625	Petit	1" (25 mm)	30
97629	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
97632	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
97636	Grand	1-1/2" (36 mm)	
97641	Très grand	1-5/8" (41 mm)	100
97625-100	Petit	1" (25 mm)	
97629-100	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
97632-100	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
97636-100	Grand	1-1/2" (36 mm)	
97641-100	Très grand	1-5/8" (41 mm)	

Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel

Sacs collecteurs d'urine

Sacs à jambe

Sacs à jambe



No de produit	Description	Capacité	Boîte de
9814	Moyen	18 oz (540 ml)	10
9805	Grand	30 oz (900 ml)	

Ensembles combinés pour sacs à jambe



No de produit	Description	Capacité	Boîte de
9348	Moyen	18 oz (540 ml)	12 ensembles
9349	Grand	30 oz (900 ml)	

Tubes de rallonge avec connecteur



No de produit	Description	Longueur	Boîte de
9345	Non stérile	18" (45 cm)	10
9346	Stérile	18" (45 cm)	

Ensembles combinés pour sacs à jambe aérés



No de produit	Description	Capacité	Boîte de
9645	Moyen	18 oz (540 ml)	10 ensembles
9655	Grand	30 oz (900 ml)	

Courroies en tissu



No de produit	Description	Capacité	Boîte de
9342	Petit	15" (38 cm)	10 paires
9343	Moyen	23" (58 cm)	

Sacs collecteurs urinaires de lit



No de produit	Description	Capacité	Boîte de
9839	Capacité de 2000 ml	68 oz (2000 ml)	20

Les sacs à jambe de Hollister sont:

- Stériles
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Conçus avec une valve anti-reflux

Nettoyant/décristalliseur m9

Concentré et flacon de lavage



No de produit	Description	Format	Boîte de
7736	1 Flacon de concentré 1 Flacon de lavage	16 oz (480 ml)	12

Sacs collecteurs externes

Sacs urinaires

Femmes

Champs protecteurs SoftFlex



No de produit	Description	Boîte de
9840	Longueur 7-1/2" (19 cm) Largeur 4-1/2" (11cm)	10

Hommes

Champs protecteurs Flexlend

Champ protecteur mince assurant la flexibilité, aucun adhésif supplémentaire requis



No de produit	Description	Boîte de
9873	Longueur 7-1/2" (19 cm) Largeur 4-1/2" (11cm)	10

Champs protecteurs SoftFlex



No de produit	Description	Boîte de
9811	Longueur 7-1/2" (19 cm) Largeur 4-1/2" (11cm)	10

Collecteurs de substances fécales

Sacs

Champs protecteurs Flexlend



No de produit	Description	Longueur du sac	Boîte de
9823	Moyen, Ultra-clair	10" (25 cm)	10
9880	Grand, Transparent	12" (30 cm)	

Sacs


Champs protecteurs SoftFlex



No de produit	Description	Longueur du sac	Boîte de
9822	Moyen	10" (25 cm)	10
9821	Grand	12" (30 cm)	

Les sacs urinaires de Hollister:

- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Ont un champ protecteur à découper
- Ont une pellicule à l'épreuve des odeurs



Cathéters intermittents
sans contact VaPro^{MC}

Une étude¹ confirme la protection supérieure*

Hollister a demandé à un laboratoire indépendant d'étudier les **caractéristiques de protection** des cathéters VaPro et de les comparer aux cathéters d'autres fabricants.

*En comparaison avec d'autres cathéters évalués.
Référence: 1. Données à l'interne. TR-00453,2021


Découvrez
les résultats



A photograph of two healthcare professionals, a woman with dark hair and a woman with short curly hair, both wearing blue scrubs. They are standing in a hospital corridor, looking at a tablet held by the woman on the left. The woman on the right is pointing at the screen. The background is a blurred hospital interior with large windows and a red carpet.

Soins critiques

Dédié à l'excellence.

Fixateurs pour tubes endotrachéaux

AnchorFast^{MC}



No de produit	Description	Boîte de
9799	<ul style="list-style-type: none"> • Permet d'entourer le tube endotrachéal et de le fixer à l'aide d'une pince de sécurité • La navette amovible permet le repositionnement du tube endotrachéal de droite à gauche de façon sécuritaire • Champ protecteur Flexend • Pour la fixation des tubes de 5,0 – 10,0 mm de diamètre interne 	12

AnchorFast SlimFit^{MC}



No de produit	Description	Boîte de
9787	<ul style="list-style-type: none"> • Permet d'entourer le tube endotrachéal et de le fixer à l'aide d'une pince de sécurité • La navette amovible permet le repositionnement du tube endotrachéal de droite à gauche de façon sécuritaire • Surface accrue pour le placement des doigts ou du pouce pour faciliter l'ouverture • Conçu pour les visages de plus petites tailles • Pour la fixation des tubes de 5,0 – 8,0 mm de diamètre interne 	12

AnchorFast Guard Select^{MC}



No de produit	Description	Boîte de
9700	<ul style="list-style-type: none"> • Permet d'entourer le tube endotrachéal et de le fixer à l'aide d'une pince de sécurité • La navette amovible permet le repositionnement du tube endotrachéal de droite à gauche de façon sécuritaire • Manchon protecteur intégré pour diminuer le risque d'occlusion du tube endotrachéal • Pour la fixation des tubes de 5,0 – 9,0 mm ou tubes avec succion sous-glottique intégrée de 6,0 – 8,0 mm de diamètre interne 	12

Courroies de remplacement pour le cou AnchorFast



No de produit	Description	Boîte de
9788	Courroies de remplacement pour le cou	4

Fixateurs de tubes

Fixateur de drain/tube horizontal



No de produit	Description	Boîte de
9781	Usage unique, stérile	5

Fixateur de drain/tube vertical



No de produit	Description	Boîte de
9782	Usage unique, stérile	5

Fixateur de drain/tube



No de produit	Description	Boîte de
9780	Usage unique, stérile	5

Fixateur de tube d'alimentation



No de produit	Description	Boîte de
9786	<ul style="list-style-type: none"> • Le champ protecteur FlexWear s'ajuste au nez du patient • Usage unique, stérile 	20

Fixateur de tube d'aspiration



No de produit	Description	Boîte de
9785	<ul style="list-style-type: none"> • Le champ protecteur FlexWear s'ajuste au nez du patient • Usage unique, stérile 	20

Index numérique

No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page
1796	28	8248	26	8484	30	8801	36	9776	36	11504	10
3184	28	8274	26	8485	30	8805	34	9778	36	11505	10
3186	28	8278	26	8486	30	8815	34	9780	51	11506	10
3761	38	8280	26	8487	30	8900	34	9781	51	11616	45
3774	38	8281	26	8488	30	8901	12	9782	51	11626	45
3777	38	8282	26	8489	30	8914	12	9785	51	11702	10
3778	38	8283	26	8490	30	8918	12	9786	51	11703	10
3795	38	8284	26	8491	30	8925	12	9787	51	11704	10
3796	38	8285	26	8492	30	8930	12	9788	51	11816	45
3797	38	8286	26	8493	30	8931	12	9799	51	11826	45
3799	38	8288	26	8494	30	8935	12	9805	47	11902	10
5551	36	8289	26	8495	30	8940	12	9811	48	11903	10
7008	40	8290	26	8496	30	8954	12	9814	47	11904	10
7010	40	8291	26	8497	30	8958	12	9821	48	11905	10
7012	40	8292	26	8498	30	8960	12	9822	48	11906	10
7014	40	8293	26	8531	27	8961	12	9823	48	11907	10
7299	36	8294	26	8538	27	8962	12	9839	47	11908	10
7300	36	8295	26	8551	27	8963	12	9840	48	11909	10
7331	36	8296	26	8552	27	8964	12	9873	48	11910	10
7700	36	8331	27	8558	27	8968	12	9880	48	11911	10
7715	36	8412	13	8631	27	8984	12	10610	45	13402	23
7717	36	8413	13	8632	27	8988	12	10616	45	13403	23
7721	36	8414	13	8633	27	8990	12	10806	45	13404	23
7723	36	8415	13	8635	27	8991	12	10810	45	13503	23
7724	36	8440	31	8637	27	8992	12	10816	45	13504	23
7728	36	8442	31	8638	27	8993	12	10826	45	13505	23
7732	36	8443	31	8639	27	9106	46	11006	45	13506	23
7733	36	8447	31	8641	27	9107	46	11010	45	13901	22
7735	36	8448	31	8642	27	9108	46	11016	45	13902	22
7736	47	8449	31	8643	27	9109	46	11026	45	13903	22
7737	35	8450	31	8647	27	9206	46	11202	11	13904	22
7760	35	8460	31	8648	27	9207	46	11203	11	13905	22
7800	36	8462	31	8649	27	9208	46	11204	11	13906	22
7801	36	8463	31	8651	27	9209	46	11206	45	13907	22
7805	35	8464	31	8661	26	9342	47	11216	45	13908	22
7806	35	8467	31	8662	26	9343	47	11226	45	13909	22
7815	35	8468	31	8663	26	9345	47	11402	10	13910	22
7906	35	8469	31	8664	26	9346	47	11403	10	13911	22
7917	35	8474	30	8665	26	9348	47	11404	10	14202	23
8031	27	8478	30	8666	26	9349	47	11406	45	14203	23
8081	27	8480	30	8674	26	9645	47	11416	45	14204	23
8181	27	8481	30	8678	26	9655	47	11426	45	14206	23
8214	26	8482	30	8770	36	9700	51	11446	45	14301	23
8244	26	8483	30	8800	36	9773	36	11503	10	14302	23

Index numérique

No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page
14303	23	15704	10	18132	16	18902	18	72102	42	82617	26
14304	23	15802	22	18133	16	18903	18	72104	42	82618	26
14305	23	15803	22	18134	16	18904	18	72122	42	82619	26
14306	23	15804	22	18142	16	18912	18	72124	42	82624	26
14307	23	15903	22	18143	16	18912	38	72142	42	82628	26
14308	23	15904	22	18144	16	18913	18	72144	42	82711	26
14309	23	15905	22	18152	36	18914	18	72164	42	83025	29
14602	22	15906	22	18153	36	18922	18	73124	42	83038	29
14603	22	16101	22	18154	36	18922	38	73144	42	83055	29
14604	22	16102	22	18172	16	18923	18	73164	42	83125	29
14606	22	16103	22	18173	16	18924	18	74122	42	83130	29
14701	22	16104	22	18174	16	19002C	11	74124	42	83135	29
14702	22	16105	22	18176	16	19003C	11	74142	42	84134	13
14703	22	16106	22	18182	16	19004C	11	74144	42	84138	13
14704	22	16107	22	18183	16	19006	17	77124	43	84200	13
14705	22	16108	22	18184	16	19054	17	77144	43	84292	13
14706	22	16401	23	18192	16	19202C	11	77164	43	84293	13
14707	22	16402	23	18193	16	19203C	11	78500	35	84294	13
14708	22	16403	23	18194	16	19204C	11	78501	35	84295	13
14709	22	16404	23	18202	16	19254	17	79300	35	84398	30
14802	22	16405	23	18203	16	19603	11	79301	35	84404	13
14803	22	16406	23	18204	16	19604	11	79400	35	84408	13
14804	22	16407	23	18282	16	19612	11	79402	34	84490	31
15102	11	16408	23	18282	38	19613	11	80070	29	84492	31
15103	11	18002	16	18283	16	19614	11	80110	29	84493	31
15104	11	18003	16	18284	16	19903	11	82100	28	84494	31
15202	23	18004	16	18292	16	19912	11	82111	26	84497	31
15203	23	18006	16	18293	16	19913	11	82125	28	84498	31
15204	23	18012	17	18294	16	19914	11	82130	28	84499	31
15302	10	18013	17	18352	16	26064b	29	82135	28	84590	31
15303	10	18014	17	18353	16	26364	29	82300	28	84692	31
15304	10	18016	17	18354	16	70104	43	82302	28	84693	31
15402	23	18022	17	18362	16	70124	43	82325	28	84694	31
15403	23	18023	17	18363	16	70144	43	82330	28	84697	31
15404	23	18024	17	18364	16	70164	43	82335	28	84698	31
15503	23	18102	16	18372-30	16	71084	43	82402	28	84699	31
15504	23	18103	16	18373-30	16	71104	43	82411	26	84711	30
15505	23	18104	16	18374-30	16	71122	43	82610	26	84794	30
15506	23	18112	16	18392	16	71124	43	82611	26	84798	30
15602	22	18113	16	18393	16	71142	43	82612	26	84890	30
15603	22	18114	16	18394	16	71144	43	82613	26	84891	30
15604	22	18122	16	18402	18	71164	43	82614	26	84892	30
15702	10	18123	16	18403	18	72082	42	82615	26	84893	30
15703	10	18124	16	18404	18	72084	42	82616	26	84894	30

Index numérique

No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page
84895	30	94164IC	44	112013	11
84896	30	94184IC	44	112014	11
84897	30	95124IC	44	112015	11
84898	30	95144IC	44	112016	11
84899	30	95164IC	44	112017	11
84990	30	96064IC	44	112018	11
84991	30	96084IC	44	151113	11
84992	30	96104IC	44	151114	11
84993	30	96124IC	44	151115	11
84994	30	96144IC	44	151116	11
84995	30	96164IC	44	151117	11
84996	30	96184IC	44	151118	11
84997	30	97124	44	153103	10
84998	30	97144	44	153104	10
84999	30	97164	44	153105	10
86711	26	97425	46	153106	10
88300	28	97425-100	46	157102	10
88302	28	97429	46	157103	10
88325	28	97429-100	46	157104	10
88330	28	97432	46	157105	10
88335	28	97432-100	46	157106	10
88340	28	97436	46	157107	10
88402	28	97436-100	46	157108	10
88700	28	97441	46	157109	10
88725	28	97441-100	46	157110	10
88730	28	97525	46	157111	10
88735	28	97525-100	46	826211	26
88740	28	97529	46	841311	13
89011	12	97529-100	46	844011	13
89111	12	97532	46	881527	34
89511	12	97532-100	46	7600084	42
89518	12	97536	46	7600104	42
89520	34	97536-100	46	7600124	42
89530	34	97541	46	7600144	42
89540	34	97541-100	46	7600164	42
89601	34	97625	46	7700124	42
89602	34	97625-100	46	7700144	42
89603	34	97629	46	8195111	12
89611	12	97629-100	46	8439111	30
89811	12	97632	46	8479111	30
94064IC	44	97632-100	46	B1061	45
94084IC	44	97636	46	B1065	45
94104IC	44	97636-100	46		
94124IC	44	97641	46		
94144IC	44	97641-100	46		

Renseignements généraux

Conditions de paiement

Net 30 jours à partir de la date de facturation. Les transferts électroniques de fonds (TEF) sont possibles. Veuillez contacter le département du service à la clientèle.

Commande minimale

Les commandes des détaillants autorisés doivent être d'une valeur minimale de 250,00\$. Des frais de 10,00\$ seront ajoutés à toute commande ayant une valeur inférieure à 250,00\$.

Expédition

Les prix pour les livraisons au Canada sont FOB à l'adresse du client.

Si les moyens de transport sont spécifiés par le client, celui-ci doit payer les frais de livraison. Lors de la livraison de produits par le transporteur, tous les risques de perte deviennent la responsabilité du client et les attributs de droit de propriété lui sont dévolus. Aucune modification ne peut être apportée à ces modalités.

Politique de prix et modalités

La TPS/la taxe de vente harmonisée et la TVQ sont en sus, si applicable. L'acheteur accepte qu'il n'est pas autorisé à distribuer ou vendre, directement ou indirectement, à des clients situés à l'extérieur du Canada.

Politique de retour de produits Hollister

Tous les retours impliquant un crédit nécessitent une autorisation écrite de Hollister Limited. Une autorisation de retour de produits peut être obtenue en communiquant avec le représentant du service à la clientèle de Hollister Limited par courriel à l'adresse canadacustomerservice@hollister.com. Seuls les articles vendus et fabriqués par Hollister Limited peuvent être retournés, dans des boîtes non ouvertes et complètes. Les articles doivent être dans un état permettant d'être revendus. Il ne doit pas y avoir d'étiquettes ou de marques extérieures. Le client dispose d'un délai de **14 jours** à compter de la date de réception pour retourner un article et obtenir un remboursement intégral.

- Des frais de retour de 15 % seront appliqués à tous les articles retournés plus de **14 jours** après la date de réception.
- Aucun retour n'est accepté pour les produits retournés plus de **30 jours** après la date de réception.
- La demande de retour doit être accompagnée d'une copie de la facture ou du numéro de commande.
- Le code du produit et le numéro de lot doivent correspondre à ce qui est inscrit sur le bon de commande.
- Tout article retourné doit correspondre à ce qui figure sur l'autorisation de retour de produits approuvée.
- Toute marchandise incluse dans le colis de retour et ne faisant pas partie de l'autorisation de retour de produits approuvée sera refusée et retournée à l'expéditeur, aux frais du client.
- Tous les colis de retour doivent être expédiés à l'adresse indiquée sur l'autorisation de retour de produits.
- Les articles retournés à une autre adresse ne seront pas crédités et seront retournés à l'expéditeur, aux frais du client.
- Les retours non autorisés ne seront pas acceptés et seront retournés aux frais du client.

Produit endommagé

- Le client doit communiquer avec Hollister Limited dans les **10 jours** suivant la réception du produit pour obtenir une autorisation de retour.
- **Il dispose ensuite d'un délai de 30 jours pour retourner le produit endommagé.**
- Dès la réception du colis, il faut indiquer par écrit si ce dernier est endommagé afin que Hollister puisse faire une réclamation auprès de la compagnie de transport.
- Le client doit joindre une copie de la facture ou du numéro du bon de commande à sa demande de retour.
- Si le client dispose du produit endommagé sans l'autorisation du service à la clientèle, aucun crédit ne sera accordé.
- Si le produit ne peut être retourné en raison de dommages importants (fuite, bris), le client doit fournir des photos au service à la clientèle dans les 10 jours suivant la réception afin d'obtenir l'autorisation de disposer du produit et d'obtenir ainsi un crédit.

Produits manquants

- Le client doit communiquer avec Hollister Limited dans les **10 jours** s'il constate à la réception que des produits sont manquants. Dès la réception du colis, toute marchandise manquante doit être signalée par écrit.

Politique d'échantillons pour les détaillants (produits de stomie et d'urologie)

Toute demande d'échantillons pour un client devra être traitée par le service à la clientèle de Hollister Limited en appelant au 1 800 263-7400 ou par courriel à canadacustomerservice@hollister.com.

Le détaillant/client doit communiquer avec le service à la clientèle et fournir ses coordonnées pour traiter la demande d'échantillons. Ceux-ci seront envoyés directement chez le client par Hollister Limited et ne seront donc plus envoyés chez le détaillant.

Avant l'utilisation

Assurez-vous de lire attentivement le mode d'emploi de chaque produit avant son utilisation. Le mode d'emploi vous donnera accès aux indications, contre-indications, avertissements, précautions et instructions de ce produit.

Présence de latex

Les produits d'urologie Hollister ci-dessous sont faits de latex de caoutchouc naturel. Nos fournisseurs ajoutent un tel composé au processus de fabrication. Tout produit Hollister ne se trouvant pas dans la liste suivante indique qu'aucun latex de caoutchouc naturel n'est inclus dans le produit ni dans son processus de fabrication. Produits: 9206, 9207, 9208, 9209, 9106, 9107, 9108 et 9109.

www.hollister.com

Le logo Hollister, Adapt, Advance Plus, Anchorfast, Anchorfast Slim Fit, Anchorfast Guard Select, Apogee, CeraPlus, Extended Wear, Everyday, Flexend, FlexWear, Infyna Chic, InView, m9, New Image, Pouchkins, Premier, Secure Start, SoftFlex, VaPro, VaPro F-Style, VaPro Plus, VaPro Pocket and VaPro Plus Pocket sont des marques déposées de Hollister Incorporated.

Toutes les autres marques déposées et droits d'auteur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



*Les produits CeraPlus sont fabriqués à l'aide de la technologie Remois de Alcare Co., Ltd.



Service Secure Start de Hollister

Inscription simple et rapide!
C'est facile et sans frais

Le service **Secure Start^{MC} de Hollister** vous offre un support personnalisé, afin que vous puissiez vivre votre vie comme vous le voulez!

Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir :

- Un accompagnement personnalisé
- Des conseils liés à l'utilisation des produits
- Des ressources éducatives
- Des échantillons gratuits qui répondent à vos besoins
- Un support pour avoir accès à un remboursement

Profitez du service Secure Start dès maintenant !

BALAYEZ-
MOI



Soins de
stomie

1 866 789-7574

Soins
d'urologie

1 800 263-7421

BALAYEZ-
MOI

