

Faire une différence dans le parcours de la vie

Catalogue de produits 2020

Comment communiquer avec Hollister Limited

Service à la clientèle

Sans frais: 1.800.263.7400

Local: 905.727.4344

Télécopieur

Sans frais: 1.800.432.8846

Local: 905.727.1614

Adresse électronique

canadacustomerservice@hollister.com

Heures d'ouverture

lundi au vendredi; 8h30 à 17h00
(heure normale de l'est)

Hollister Limited

Aurora, ON



Service Secure Start de Hollister

Nous offrons un soutien sur mesure aux utilisateurs de produits de stomie et d'urologie, peu importe la marque que vous utilisez. L'inscription est simple et le service est sans frais.

Une fois inscrit, un coordonnateur Secure Start communiquera avec vous pour vous expliquer nos services et pour répondre à vos questions.

Le Service Secure Start de Hollister offre aux utilisateurs de produits de stomie et d'urologie un support à vie, afin de:

- Trouver le bon produit
- Fournir des conseils adaptés à vos besoins et vous renseigner sur nos produits et services
- Trouver des ressources locales, comme l'accès à un professionnel de santé ou à un fournisseur spécialisé
- Obtenir des conseils sur l'utilisation des produits
- Trouver une source de financement pour vos cathéters

Soins de stomie:

1.866.789.7574, ou par courriel à
securestartcanada@hollister.com

Soins d'incontinence:

1.800.263.7421, ou par courriel à
canadassccccontact@hollister.com



Table des matières

Renseignements généraux	2	Pouchkins	
Soins de stomie		Systèmes pédiatriques	
Choisir un champ protecteur offrant un AJUSTEMENT optimal	4	Une pièce	24
Choisir un champ protecteur offrant une COMPOSITION optimale	5	Deux pièces	24
New Image		Accessoires	
Systèmes deux pièces		Anneaux protecteurs	25
Champs protecteurs plats	6	Accessoires Adapt	26
Systèmes deux pièces		Éliminateurs d'odeurs m9	27
Champs protecteurs à convexité souple	8	Accessoires pour sacs	27
Champs protecteurs convexes	8	Accessoires Karaya	27
Systèmes deux pièces		Champs protecteurs	27
Sacs vidables	10	Support pour stomie en boucle	27
Systèmes deux pièces		Produits pour l'irrigation	27
Sacs fermés	11	Sacs collecteurs de plaies	28
Sacs vidables à grande capacité	11	Port d'accès universel	28
Systèmes deux pièces		Couvres-stomie	28
Sacs d'urostomie	12	Soins d'urologie	
Systèmes deux pièces		Infyna Chic	30
Ensembles de stomie	13	VaPro	
Ensembles de stomie - urostomies	13	Cathéters intermittents hydrophiles sans contact	32
Premier		Advance Plus	
Systèmes une pièce		Cathéters intermittents sans contact	34
Sacs vidables avec champs protecteurs convexes	16	Apogee	
Sacs fermés avec champs protecteurs plats	17	Cathéters intermittents réguliers	35
Sacs vidables à grande capacité	17	Cathéters urinaires externes	
Sacs vidables avec champs protecteurs à convexité souple	18	Gamme port prolongé et port régulier	36
Sacs vidables avec champs protecteurs convexes	18	Gamme InView en silicone	36
Sacs d'urostomie avec champs protecteurs plats	20	Sacs collecteurs d'urine	
Sacs d'urostomie avec champs protecteurs à convexité souple	21	Sacs à jambe	37
Sacs d'urostomie avec champs protecteurs convexes	21	Sacs collecteurs urinaires de lit	37
Karaya		Nettoyant/décristalliseur m9	37
Systèmes une pièce—Champs protecteurs naturels		Sacs collecteurs externes	
Sacs vidables	23	Sacs urinaires	38
Sacs fermés	23	Collecteurs de substances fécales	38
Sacs d'urostomie	23	Soins critiques	
		Fixateurs pour tubes endotrachéaux	41
		Fixateurs de tubes	41
		Index numérique	42

Renseignements généraux

Conditions de paiement

Net 30 jours à partir de la date de facturation. Les transferts électroniques de fonds (TEF) sont possibles. Veuillez contacter le département du service à la clientèle.

Commande minimale

Les commandes des détaillants autorisés doivent être d'une valeur minimale de 250,00\$. Des frais de 10,00\$ seront ajoutés à toute commande ayant une valeur inférieure à 250,00\$.

Expédition

Les prix pour les livraisons au Canada sont FOB à l'adresse du client.

Si les moyens de transport sont spécifiés par le client, celui-ci doit payer les frais de livraison. Lors de la livraison de produits par le transporteur, tous les risques de perte deviennent la responsabilité du client et les attributs de droit de propriété lui sont dévolus. Aucune modification ne peut être apportée à ces modalités.

Politique de prix et modalités

Les prix et les spécifications dans ce catalogue sont sujets à des changements sans préavis. La TPS/la taxe de vente harmonisée et la TVQ sont en sus, si applicable. L'acheteur accepte qu'il n'est pas autorisé à distribuer ou vendre, directement ou indirectement, à des clients situés à l'extérieur du Canada.

Politique de retour de marchandise

Avant de retourner un produit, vous devez absolument obtenir un numéro d'autorisation de la part de Hollister. Pour obtenir celui-ci, vous devez contacter notre service à la clientèle au

1 800 263-7400 ou par courriel à l'adresse suivante:

canadacustomerservice@hollister.com

Hollister autorisera le retour de marchandise selon les critères suivants:

1. Des frais de retour de 15% seront applicables pour tout produit retourné dans un délai supérieur à 30 jours de la date de facturation.
2. Une copie de la facture ou le numéro de commande doit être joint à la demande de retour de marchandise.
3. Hollister disposera des produits retournés sans numéro d'autorisation et aucun crédit ne sera émis.

AUCUN retour de produits ne sera autorisé par Hollister advenant une des conditions suivantes:

1. Produit retourné dans un délai supérieur à un (1) an de la date de facturation.
2. Boîtes incomplètes
3. Boîtes dans un état rendant impossible la revente de celles-ci (marques, collant pour vendre, décoloration, boîtes bosselées en raison de la manutention et retours inadéquats, colle de collant, etc.).

Produits endommagés:

1. Le client doit contacter Hollister dans les 5 jours ouvrables suivant la réception d'une marchandise endommagée pour obtenir un numéro d'autorisation pour le retour de celle-ci.
2. Le quai de réception de marchandise a la responsabilité d'inscrire, sur le bon de connaissance, qu'un produit endommagé a été reçu.

3. Le client doit fournir une copie de la facture, le numéro de celle-ci ou le numéro de bon de commande lors de la demande de retour.

4. AUCUN crédit ne sera émis si le client dispose du produit endommagé/défectueux sans l'accord préalable de Hollister.

5. Si le produit ne peut être retourné étant trop endommagé (écoulement/bris), le client doit prendre des photos et les faire parvenir à Hollister dans un délai n'excédant pas 5 jours ouvrables de la date de réception de la marchandise pour obtenir l'approbation de disposer du produit et par conséquent obtenir un crédit.

Politique d'échantillons pour les détaillants (produits de stomie et d'urologie)

Toute demande d'échantillons pour un client devra être traitée par le service à la clientèle de Hollister Limited en appelant au 1 800 263-7400 ou par courriel à canadacustomerservice@hollister.com.

Le détaillant/client doit communiquer avec le service à la clientèle et fournir ses coordonnées pour traiter la demande d'échantillons. Ceux-ci seront envoyés directement chez le client par Hollister Limited et ne seront donc plus envoyés chez le détaillant.

Produits manquants

Le client se doit d'aviser Hollister dans les 5 jours ouvrables suivant la réception, si un produit est manquant. Un produit manquant signifie que les produits reçus diffèrent des produits indiqués sur la liste incluse avec ce même envoi.

Marche à suivre pour retourner un produit défectueux

Tous les retours de marchandise doivent être autorisés par un(e) représentant(e) régional(e) des ventes Hollister ou par un représentant(e) du service à la clientèle.

Les retours de marchandise non autorisés seront refusés.

Hollister acceptera les retours à condition que:

1. Le client ait reçu sans frais une boîte entière de produits Hollister en échange du retour d'une partie de sa boîte.
2. Un formulaire de satisfaction garantie a été rempli.
3. La boîte retournée et le formulaire de satisfaction garantie furent approuvés et remis au représentant(e) régional(e) des ventes Hollister.

Avant l'utilisation

Assurez-vous de lire attentivement le mode d'emploi de chaque produit avant son utilisation. Le mode d'emploi vous donnera accès aux indications, contre-indications, avertissements, précautions et instructions de ce produit.

Présence de latex

Les produits d'urologie Hollister ci-dessous sont faits de latex de caoutchouc naturel. Nos fournisseurs ajoutent un tel composé au processus de fabrication. Tout produit Hollister ne se trouvant pas dans la liste suivante indique qu'aucun latex de caoutchouc naturel n'est inclus dans le produit ni dans son processus de fabrication. Produits: 9206, 9207, 9208, 9209, 9106, 9107, 9108 et 9109.

Soins de stomie



Peau saine. Résultats positifs.

Peau saine. Résultats positifs.

Choisir un champ protecteur offrant un AJUSTEMENT optimal

L'AJUSTEMENT est essentiel pour diminuer le risque de fuites autour de la stomie et augmenter le confort du client.

Exemples de champs protecteurs



Champ protecteur plat



Champ protecteur plat avec anneau plat ou convexe



Champ protecteur à convexité souple intégrée



Champ protecteur avec convexité intégrée



Champ protecteur avec convexité intégrée et anneau plat ou convexe

Situations cliniques possibles



Champ protecteur plat

- Peau péristomiale plane
- Protrusion adéquate de la stomie
- Bouche de stomie centrée



Convexité flexible

- Stomie au niveau de la peau
- Peau péristomiale avec plis
- Bouche de stomie non centrée




Convexité souple

- Légère pression nécessaire au niveau de la peau péristomiale
- Stomie au niveau de la peau
- Lésions péristomiales



Convexité ferme

- Plis cutanés importants
- Bouche de stomie non centrée
- Stomie sous la surface cutanée



Convexité ferme avec profondeur ajoutée

- Stomie invaginée
- Bouche de stomie non centrée
- Plis cutanés importants

Avant l'utilisation, assurez-vous de consulter le mode d'emploi pour connaître les indications, contre-indications, les avertissements et les précautions d'usage.

1. Colwell JC, Goldberg MT & Carmel JE (Eds). (2015). WOCN Society Core Curriculum Ostomy Management. Chapitre 10. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer
2. Hoeflok J et al. Use of Convexity in Ostomy Care: Results of an International Consensus Meeting. JWOCN, janvier/février 2017

Peau saine. Résultats positifs.

Choisir un champ protecteur offrant une COMPOSITION optimale

La COMPOSITION du champ protecteur implique un mélange spécifique d'ingrédients ayant un impact sur l'adhésion, la résistance à l'érosion et le taux d'absorption du produit. Ce mélange est primordial au maintien d'une peau péristomiale en santé.

Champs protecteurs de port prolongé

CeraPlus

- Champ protecteur infusé de céramides, un composant lipidique naturel de la peau, permettant de protéger celle-ci contre la sécheresse. Ce champ protecteur répond aux critères d'adhésion, d'absorption et de résistance à l'érosion.
- Sa composition aide à conserver la barrière naturelle d'humidité de la peau, aidant ainsi à maintenir une peau péristomiale en santé.

Flexextend

- Durabilité et résistance à l'érosion
- Se gonfle au contact d'un effluent liquide, ce qui permet de créer une meilleure étanchéité entre la peau et la stomie.
- Idéal pour les personnes qui transpirent beaucoup
- Forte adhérence et flexibilité

FormaFlex

- Maintient sa forme une fois ajusté
- Facile à ajuster en raison de la composition du champ protecteur
- Facilement ajustable à la forme de la stomie sans avoir besoin d'utiliser des ciseaux

Champs protecteurs de port régulier

FlexWear

- Bon équilibre entre durabilité et douceur. Offre un niveau d'adhésion modéré permettant de bien répondre à différentes fréquences de changements d'appareillages
- Résistant à l'érosion liée aux liquides
- Conçu pour tous les types de peau, selon la fréquence de changement recherchée
- Conçu pour être utilisé pour plus d'une journée

SoftFlex

- Champ approprié pour:
 - Les gens qui ont une peau fragile, mince ou sensible, comme les gens en traitements de chimiothérapie ou radiothérapie
 - Les gens qui désirent changer leur appareillage fréquemment
- Conçu pour être doux pour la peau, ce qui permet des changements plus fréquents d'appareillages

Karaya 5

- Champ utilisé en présence d'une peau sensible ou dans le cas de réactions allergiques aux champs protecteurs synthétiques
- Légèrement adhésif. Nécessite l'utilisation d'une ceinture pour augmenter l'adhésion à la peau

Champs protecteurs plats

CeraPlus dotés de la technologie Remois*



À découper


No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
11202	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Avec adhésif
11203	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
11204	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		
15102	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Sans adhésif
15103	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
15104	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		

*Remois est une technologie d'Alcare Co., Ltd.

Conçu pour différents types de corps

Les champs protecteurs avec bordure adhésive sont parfaits pour une majorité de nos clients, en particulier les personnes qui:

- Ont des irrégularités de la peau (plis, hernies ou cicatrices).
- Présentent des défis anatomiques liés à l'obésité ou la cachexie.
- Recherchent un plus grand niveau de sécurité ou une adhésion accrue en raison de leur vie active.
- Désirent un plus grand niveau de confort et flexibilité.



Flextend



À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
14602	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Avec adhésif
14603	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
14604	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		
14606	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	5	Sans adhésif
15602	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
15603	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
15604	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		

Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
14701	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	5	Avec adhésif
14702	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)		
14703	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
14704	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
14705	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)		
14706	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
14707	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
14708	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
14709	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
16101	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	5	Sans adhésif
16102	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)		
16103	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
16104	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
16105	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)		
16106	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
16107	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
16108	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		

Champs protecteurs plats

FormaFlex



No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
14102	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Avec adhésif
14103	2-1/4" (57 mm)	1-11/16" (43 mm)		
14104	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		

Système de correspondance des couleurs

Systèmes deux pièces

Pour vous aider à choisir un sac collecteur compatible au champ protecteur New Image, chaque étiquette est dotée d'un code de couleur

1. Choisissez le champ protecteur approprié à l'ouverture de la stomie et notez le code de couleur de la boîte
2. Sélectionnez par la suite un sac collecteur selon les caractéristiques recherchées et assurez-vous de choisir une boîte de sacs dont l'étiquette est compatible à celle du champ protecteur

	1-3/4" (44 mm)
	2-1/4" (57 mm)
	2-3/4" (70 mm)
	4" (102 mm)

FlexWear



À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
14202	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	Avec adhésif
14203	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
14204	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		
14206	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	5	Sans adhésif
15202	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
15203	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
15204	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)		

Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
14301	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	5	Avec adhésif
14302	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)		
14303	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
14304	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
14305	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)		
14306	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
14307	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
14308	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
14309	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)		
16401	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	5	Sans adhésif
16402	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)		
16403	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
16404	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
16405	1-3/4" (44 mm)	1-1/8" (29 mm)		
16406	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)		
16407	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
16408	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		

Champs protecteurs à convexité souple

Nouveaux

CeraPlus dotés de la technologie Remois*



À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
11702	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec adhésif
11703	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
11704	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		

Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
11903	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Avec adhésif
11904	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
11905	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
11906	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		

Convexité souple



Permet d'appliquer une pression autour de la stomie, tout en conservant un niveau de flexibilité optimal et ainsi obtenir le meilleur ajustement possible.

Champs protecteurs convexes

CeraPlus dotés de la technologie Remois*



À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
11402	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec adhésif
11403	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
11404	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
15302	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Sans adhésif
15303	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
15304	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		

Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
11503	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Avec adhésif
11504	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
11505	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
11506	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		

* Remois est une technologie d'Alcare Co. Ltd.

Le champ protecteur CeraPlus vous offre l'**AJUSTEMENT** et la **COMPOSITION** que vous avez besoin

Champ protecteur infusé de céramides:

- **Protège** la barrière d'humidité naturelle de la peau
- **Diminue** la perte d'eau transépidermique en présence d'une peau érodée
- **Maintient** une peau péristomiale en santé

Champs protecteurs convexes

Flexextend



À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
14802	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec adhésif
14803	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
14804	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
15802	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Sans adhésif
15803	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
15804	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		

Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
13901	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	5	Avec bordure amincie
13902	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)		
13903	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
13904	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
13905	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
13906	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		
13907	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
13908	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
13909	2-3/4" (70 mm)	1-5/8" (41 mm)		
13910	2-3/4" (70 mm)	1-3/4" (44 mm)		
13911	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
14901	1-3/4" (44 mm)	5/8" (16 mm)	5	Avec adhésif
14902	1-3/4" (44 mm)	3/4" (19 mm)		
14903	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)		
14904	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
14905	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
14906	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		
14907	2-1/4" (57 mm)	1-3/8" (35 mm)		
14908	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
14909	2-3/4" (70 mm)	1-5/8" (41 mm)		
14910	2-3/4" (70 mm)	1-3/4" (44 mm)		
14911	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
15903	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Sans adhésif
15904	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
15905	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
15906	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		

FlexWear



À découper

No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
13402	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec bordure amincie
13403	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
13404	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
14402	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Avec adhésif
14403	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
14404	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		
15402	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)	5	Sans bordure
15403	2-1/4" (57 mm)	1-1/2" (38 mm)		
15404	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)		

Précoupés

No de produit	Taille de la collerette	Ouverture du champ	Boîte de	
13503	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Avec bordure amincie
13504	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
13505	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
13506	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		
14503	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Avec adhésif
14504	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
14505	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
14506	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		
15503	1-3/4" (44 mm)	7/8" (22 mm)	5	Sans adhésif
15504	1-3/4" (44 mm)	1" (25 mm)		
15505	2-1/4" (57 mm)	1-1/8" (29 mm)		
15506	2-1/4" (57 mm)	1-1/4" (32 mm)		

Choisir un champ protecteur offrant un AJUSTEMENT optimal

- L'AJUSTEMENT est primordial afin de diminuer le risque d'écoulement autour de la stomie.
- La convexité peut être utilisée pour obtenir un ajustement fiable et sécuritaire.
- Vous devez prendre en considération la protrusion de la stomie et l'état de la peau péristomiale dans la sélection de vos produits.
- La courbure de la convexité permet d'augmenter la zone de contact entre le champ protecteur et la peau.

Consultez la page 4 pour avoir une meilleure idée de l'ensemble des options disponibles au niveau des champs protecteurs convexes.

Sacs vidables

Fermer intégré Lock 'n Roll



Couleur: Ultra-clair

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18002	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18003	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18004	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18006	4" (102 mm)	12" (30 cm)		

Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18132	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18133	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18134	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18192	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
18193	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18194	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18292	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	AF300	20
18293	2-1/4" (57 mm)	7" (18 cm)		
18294	2-3/4" (70 mm)	7" (18 cm)		

Couleur: Beige

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18112	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18113	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18114	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18182	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
18183	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18184	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18282	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	AF300	20
18283	2-1/4" (57 mm)	7" (18 cm)		
18284	2-3/4" (70 mm)	7" (18 cm)		

Avec clampe



Couleur: Ultra-clair

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18172	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18173	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18174	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18176	4" (102 mm)	12" (30 cm)		

Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18102	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18103	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18104	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		

Couleur: Beige

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18122	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	Non	10
18123	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18124	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18142	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
18143	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)		
18144	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)		
18202	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	Non	10
18203	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)		
18204	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)		

Le fermoir Microseal Lock 'n Roll procure:

- Un fermoir sécuritaire grâce à de multiples "micro-attaches".
- Un fermoir facile à ouvrir et fermer.
- Le matériel utilisé pour ce fermoir est résistant à l'eau et peut être fermé sécuritairement, même lorsqu'il est mouillé. Cependant, nous vous conseillons de le garder le plus sec possible.

Sacs fermés



Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18362	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	AF300	60
18363	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)		
18364	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)		

Couleur: Beige - QuietWear

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18332	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	Non	30
18333	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)		
18334	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)		
18322	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	AF300	30
18323	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)		
18324	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)		

Couleur: Beige

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
18352	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	Non	30
18353	2-1/4" (57 mm)	7" (18 cm)		
18354	2-3/4" (70 mm)	7" (18 cm)		
18372-30	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	AF300	30
18373-30	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)		
18374-30	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)		
18392	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	AF300	60
18393	2-1/4" (57 mm)	7" (18 cm)		
18394	2-3/4" (70 mm)	7" (18 cm)		

Sacs vidables à grande capacité



Avec fermoir souple

Couleur: Ultra-clair

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
18012	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	10
18013	2-1/4" (57 mm)	12" (30 cm)	
18014	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)	
18016	4" (102 mm)	12" (30 cm)	

Système de correspondance des couleurs

Systèmes deux pièces

Pour vous aider à choisir un sac collecteur compatible au champ protecteur New Image, chaque étiquette est dotée d'un code de couleur

1. Choisissez le champ protecteur approprié à l'ouverture de la stomie et notez le code de couleur de la boîte
2. Sélectionnez par la suite un sac collecteur selon les caractéristiques recherchées et assurez-vous de choisir une boîte de sacs dont l'étiquette est compatible à celle du champ protecteur

	1-3/4" (44 mm)
	2-1/4" (57 mm)
	2-3/4" (70 mm)
	4" (102 mm)

Sacs d'urostomie

Conception améliorée



Couleur: Ultra-clair

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
18922	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10
18923	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	
18924	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	

Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
18902	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10
18903	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	
18904	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	

Couleur: Beige

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
18912	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10
18913	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	
18914	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	

Conception originale



Couleur: Ultra-clair

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
18422	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10
18423	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	

Couleur: Transparent

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
18402	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10
18403	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	
18404	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	


Couleur: Beige

No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de
18412	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10
18413	2-1/4" (57 mm)	9" (23 cm)	
18414	2-3/4" (70 mm)	9" (23 cm)	

Un produit de grande qualité,
maintenant encore plus performant!

Une valve d'écoulement améliorée, fait d'un matériel plus souple et présentant une conception simplifiée.

Nouvelle conception multi-chambres, qui permet une distribution plus uniforme de l'urine dans le sac.



Concept multi-chambres
Vue de devant



Concept multi-chambres
Vue du dessus (alors que le sac est coupé)

Ensembles de stomie

Sacs vidables

Champ protecteur CeraPlus

Fermeture intégrée Lock 'n Roll

Non stérile			
No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
19602	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5
19603	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	
19604	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	

Champ protecteur FlexWear

Fermeture intégrée Lock 'n Roll

Non stérile			
No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
19002	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5
19003	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	
19004	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	
19006	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	
Stérile			
No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
19052	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5
19053	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	
19054	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	
19056	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	

Ensembles de stomie

Urostomies

Champ protecteur CeraPlus

Non stérile			
No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
19902	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5
19903	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	
19904	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	

Les ensembles de stomie - urostomies, comprennent:

- Un sac ultra-clair
- Un champ protecteur à découper, CeraPlus ou FlexWear, avec bordure adhésive
- Un adaptateur pour sac de drainage

Champ protecteur CeraPlus

Avec clampe

Non stérile			
No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
19802	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5
19803	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	
19804	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	

Champ protecteur FlexWear

Avec clampe

Non stérile			
No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
19102	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5
19103	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	
19104	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	
19106	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	
Stérile			
No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
19152	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5
19153	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	
19154	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	
19156	4" (102 mm)	3-1/2" (89 mm)	

Les ensembles de stomie comprennent:

- Un champ protecteur avec bordure adhésive CeraPlus ou FlexWear
- Un sac à vider ultra-clair
- Un support pour stomie en boucle avec collerette de 4" ou 102 mm

Champ protecteur FlexWear

Non stérile			
No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
19202	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5
19203	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	
19204	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	
Stérile			
No de produit	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de
19252	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5
19253	2-1/4" (57 mm)	1-3/4" (44 mm)	
19254	2-3/4" (70 mm)	2-1/4" (57 mm)	

Constatez les preuves vous permettant de conserver la santé de la peau

Après la chirurgie, la peau péristomiale est saine




La couche superficielle de la peau est endommagée chaque fois que l'on change le champ protecteur. Cette étape est inévitable. Les dommages ne sont pas toujours visibles.



On associe les dommages de la peau à une augmentation de la perte d'eau transépidermique (PET)^{1,2}

Peau saine :

Conserve l'hydratation et repousse les irritants




Valeur de PET faible = plus grande intégrité cutanée³

Dans une peau saine, les céramides sont abondants. Ils forment une barrière hydrofuge qui aide à retenir le contenu hydrique et à repousser les bactéries.

— = céramides

Peau altérée :

Laisse sortir l'hydratation et laisse entrer les irritants



Valeur de PET élevée = plus faible intégrité cutanée³

La peau altérée contient moins de céramides.

— = les gouttelettes d'eau illustrent la perte d'hydratation de la peau.

Références :

1. McNichol L, Lund C, Rosen T, Gray M. Medical adhesives and patient safety: state of the science: consensus statements for the assessment, prevention, and treatment of adhesive-related skin injuries. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2013;40(4):365-380.
2. Grove G, Houser T, Sibbald G, Salvadalena G. Measuring epidermal effects of ostomy skin barriers. Skin Res Technol. 2019;25:179-186. <https://doi.org/10.1111/srt.12630>
3. Nybaek H, Lophagen S, Karlsmark T, Bang Knudsen D, Jemec GBE. Stratum corneum integrity as a predictor for peristomal skin problems in ostomates. Br J Dermatol. 2010;162:357-361.

Peau saine. Résultats positifs.

Quand la peau est affaiblie

Parmi les signes courants d'une complication de la peau péristomiale (CPP), on retrouve :

**DÉMANGEAISONS • ROUGEUR • DOULEUR
PEAU SUIVANTE • SAIGNEMENT • BRÛLURE**



Les CPP sont souvent des lésions de la **peau** associées à l'**humidité péristomiale**⁹ ou des lésions causées par les **adhésifs médicaux**¹



On associe les CPP à **UNE AUGMENTATION DES COÛTS DE SANTÉ**⁶



On associe les CPP à **UNE BAISSÉ DE LA QUALITÉ DE VIE**⁷

Quand vous choisissez le champ protecteur CeraPlus



RÉDUCTION RELATIVE
du nombre de CPP⁵



PLUS GRANDE SATISFACTION quant à la prévention des démangeaisons⁵



Forte **BAISSE DES COÛTS DES SOINS LIÉS À LA STOMIE**⁵



Forte **AUGMENTATION DE LA PROBABILITÉ DE RÉOLUTION DES CPP**⁵



MINIMISATION DE LA PET^{2,8}




Peau péristomiale plus saine = **MEILLEURE QUALITÉ DE VIE**⁷

À vous de choisir! Optez pour le champ protecteur CeraPlus pour favoriser la santé de la peau péristomiale DÈS LE DÉPART!

Références :

- Colwell J, Pittman J, Raizman R, Salvadalena G. A Randomized Controlled Trial Determining Variances in Ostomy Skin Conditions (ADVOCATE). J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(1):37-42.
- Taneja, C., et al., Risk and Economic Burden of Peristomal Skin Complications Following Ostomy Surgery. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2019. 46(2): 143-149
- Nichols T., Inglese G. The Burden of Peristomal Skin Complications on an Ostomy Population as Assessed by Health Utility and the Physical Component Summary of the SF-36v2 International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), Science Direct Value in Health; 2018; p. 92-93, Tables 3-4
- Nichols T, Houser T, Grove G. Comparing the skin stripping effects of three ostomy skin barriers infused with ceramide, honey or aloe; Journal of Stomal Therapy Australia 2019; 39(2):14-18
- Gray M, Colwell J, Doughty D, Goldberg M, Hoeflok J, Manson A, McNichol L, Rao S. (2013) Peristomal Moisture-Associated Skin Damage in Adults with Fecal Ostomies: A Comprehensive Review and Consensus. J Wound Ostomy Continence Nurs. 38(5): 541-53



Champs protecteurs plats

Sacs vidables

CeraPlus dotés de la technologie Remois*
Fermoir intégré Lock 'n Roll



À découper					
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8931	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	Non	10
8901	Beige avec fenêtre d'observation	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	AF300	

Précoupés					
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8925	Beige avec fenêtre d'observation	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	10
8930		1-3/16" (30 mm)	12" (30 cm)		
8935		1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)		
8940		1-9/16" (40 mm)	12" (30 cm)		

*Remois est une technologie d'Alcare Co., Ltd.

FlexTend
Fermoir intégré Lock 'n Roll



À découper					
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8531	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	Non	10
8331	Transparent	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	AF300	
8551	Beige	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	Non	

Précoupés					
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de	
8538	Transparent	1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	10	
8552	Beige	1" (25 mm)	12" (30 cm)	10	
8558		1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)		
8559		1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)		

FlexTend
Avec clampe



À découper					
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de	
8651	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	10	
8631	Transparent	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	10	
8641		2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)		

Précoupés					
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de	
8637	Transparent	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	10	
8632		1" (25 mm)	12" (30 cm)		
8638		1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)		
8633		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
8639		1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)		
8634		2" (51 mm)	12" (30 cm)		
8635		2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	10	
8647	Beige	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)		
8642		1" (25 mm)	9" (23 cm)		
8648		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)		
8643		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)		
8649		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)		
8644		2" (51 mm)	9" (23 cm)		

FlexWear
Fermoir intégré Lock 'n Roll



À découper					
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8031	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	Non	10
8081	Transparent	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	AF300	
8181	Beige	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	AF300	

FlexWear
Avec clampe



À découper					
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8131	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	Non	10

Champs protecteurs plats

Sacs vidables

SoftFlex
Fermoir intégré Lock 'n Roll



À découper					Sans adhésif 	
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
88300	Beige	2-1/8" (55 mm)	12" (30 cm)	AF300	10	
88700		2-1/8" (55 mm)	7" (18 cm)		20	

À découper—champ protecteur ovale					Sans adhésif 	
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
88402	Transparent	2-1/2" x 3" (66 x 77 mm)	12" (30 cm)	AF300	10	
88302	Beige	2-1/2" x 3" (66 x 77 mm)	12" (30 cm)			

Précoupés					Sans adhésif 	
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
88325	Beige	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	10	
88330		1-3/16" (30 mm)	12" (30 cm)			
88335		1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)			
88340		1-9/16" (40 mm)	12" (30 cm)			
88725		1" (25 mm)	7" (18 cm)	AF300	20	
88730		1-3/16" (30 mm)	7" (18 cm)			
88735		1-3/8" (35 mm)	7" (18 cm)			
88740		1-9/16" (40 mm)	7" (18 cm)			

SoftFlex

- Le choix idéal pour:
 - Les gens qui ont une peau fragile, mince ou sensible, comme les gens en traitements de chimiothérapie ou radiothérapie.
 - Les gens qui désirent changer leur appareillage fréquemment.
- Conçu pour être doux pour la peau, ce qui permet des changements plus fréquents d'appareillages.

Champs protecteurs plats

Sacs fermés

SoftFlex



À découper					Sans adhésif 	
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
82300	Beige	2-1/8" (55 mm)	9" (23 cm)	AF300	30	
82100		2-1/8" (55 mm)	7" (18 cm)			

À découper—champ protecteur ovale					Sans adhésif 	
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
82402	Transparent	2-1/2" x 3" (66 mm x 77 mm)	9" (23 cm)	AF300	30	
82302	Beige	2-1/2" x 3" (66 mm x 77 mm)	9" (23 cm)			

Précoupés					Sans adhésif 	
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
82325	Beige	1" (25 mm)	9" (23 cm)	AF300	30	
82330		1-3/16" (30 mm)	9" (23 cm)			
82335		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)			
82125		1" (25 mm)	7" (18 cm)			
82130		1-3/16" (30 mm)	7" (18 cm)			
82135		1-3/8" (35 mm)	7" (18 cm)			

Sacs vidables à grande capacité



Flextend

Non stérile			
No de produit	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
80070	2-3/4" (70 mm)	12" (30 cm)	10
80110	4-1/3" (110 mm)	12" (30 cm)	

Champs protecteurs à convexité souple

Sacs vidables

CeraPlus dotés de la technologie Remois*
Fermoir intégré Lock 'n Roll



À découper Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8954	Beige avec fenêtre d'observation	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
8958		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
89511		2-1/8" (55 mm)	12" (30 cm)		

Précoupés Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8960	Beige avec fenêtre d'observation	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
8961		7/8" (22 mm)	12" (30 cm)		
8962		1" (25 mm)	12" (30 cm)		
8963		1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)		

*Remois est une technologie d'Alcare Co., Ltd.

Flextend

Fermoir intégré Lock 'n Roll



À découper Avec adhésif

No de produit	Couleur	Taille de la stomie	Filtre	Boîte de
8674	Beige avec fenêtre d'observation	5/8" - 1" (13 - 25 mm)	AF300	5
8678		5/8" - 1-1/2" (13 - 38 mm)		
86711		5/8" - 2-1/8" (13 - 55 mm)		

Précoupés Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Filtre	Boîte de
8661	Beige avec fenêtre d'observation	7/8" (22 mm)	AF300	5
8662		1" (25 mm)		
8663		1-1/8" (29 mm)		

Champs protecteurs convexes

Sacs vidables

CeraPlus dotés de la technologie Remois*
Fermoir intégré Lock 'n Roll



À découper Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8984	Ultra-clair	1" (25 mm)	12" (30 cm)	Non	5
8988		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
89811		2" (51 mm)	12" (30 cm)		
8914	Beige avec fenêtre d'observation	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
8918		1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
89111		2" (51 mm)	12" (30 cm)		

Précoupés Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
8990	Beige avec fenêtre d'observation	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	AF300	5
8991		7/8" (22 mm)	12" (30 cm)		
8992		1" (25 mm)	12" (30 cm)		
8993		1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)		

*Remois est une technologie d'Alcare Co., Ltd.

Champs protecteurs à convexité souple

La convexité souple permet d'appliquer une légère pression péristomiale pour obtenir un ajustement individualisé. Elle permet de combler certaines surfaces cutanées inégales. La convexité souple est plus flexible que la convexité régulière.

- Fermoir Lock 'n Roll
- Avec bordure adhésive
- Beige avec fenêtre d'observation
- Filtre AF300
- Avec anneaux pour ceinture de stomie



Champs protecteurs convexes Sacs vidables

Flexextend
Fermoir intégré Lock 'n Roll



À découper

Avec adhésif

Couleur: Transparent

No de produit		Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
Bordures amincies	Bordures régulières				
8244	8524	1" (25 mm)	12" (30 cm)	Non	5
8248	8528	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
82411	85211	2" (51 mm)	12" (30 cm)		
8274	8584	1" (25 mm)	12" (30 cm)	AF300	
8278	8588	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
82711	85811	2" (51 mm)	12" (30 cm)		

Couleur: Beige

8214	8504	1" (25 mm)	12" (30 cm)	Non	5
8218	8508	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)		
82111	85011	2" (51 mm)	12" (30 cm)		

Précoupés

Avec adhésif

Couleur: Transparent

No de produit		Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
Bordures amincies	Bordures régulières			
8280	8510	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	5
8281	8511	7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	
8282	8512	1" (25 mm)	12" (30 cm)	
8283	8513	1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)	
8284	8514	1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	
8285	8515	1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)	
8286	85116	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	
8288	85118	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	
8289	85119	2" (51 mm)	12" (30 cm)	

Couleur: Beige

8290	8590	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	5
8291	8591	7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	
8292	8592	1" (25 mm)	12" (30 cm)	
8293	8593	1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)	
8294	8594	1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	
8295	8595	1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)	
8296	8596	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	
8297	8597	1-5/8" (41 mm)	12" (30 cm)	

Flexextend
Avec clampe



À découper

Avec adhésif

Couleur: Transparent

No de produit		Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
Bordures amincies	Bordures régulières			
82624	8624	1" (25 mm)	12" (30 cm)	5
82628	8628	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	
826211	86211	2" (51 mm)	12" (30 cm)	

Précoupés

Avec adhésif

Couleur: Transparent

No de produit		Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
Bordures amincies	Bordures régulières			
82610	8610	3/4" (19 mm)	12" (30 cm)	5
82611	8611	7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	
82612	8612	1" (25 mm)	12" (30 cm)	
82613	8613	1-1/8" (29 mm)	12" (30 cm)	
82614	8614	1-1/4" (32 mm)	12" (30 cm)	
82615	8615	1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)	
82616	8616	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	
82617	8617	1-5/8" (41 mm)	12" (30 cm)	
82618	8618	1-3/4" (44 mm)	12" (30 cm)	
82619	8619	2" (51 mm)	12" (30 cm)	

Une bordure amincie permet d'augmenter le sentiment de sécurité

- La bordure amincie diminue le risque de décollement lié à l'humidité ou aux mouvements du corps, améliorant le temps de port du produit.
- Bordure douce pour la peau, mais assez adhérente pour augmenter le sentiment de sécurité.
- La flexibilité de l'adhésif lui permet de suivre les mouvements du corps.
- La nouvelle pellicule de protection flexible, recouvrant le champ protecteur et la bordure adhésive, facilite l'utilisation du produit.



Champs protecteurs plats

Sacs d'urostomie

CeraPlus dotés de la technologie Remois*
Conception améliorée



À découper					
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
84200	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	Non	10

*Remois est une technologie d'Alcare Co., Ltd.

Le champ protecteur CeraPlus vous offre l'**AJUSTEMENT** et la **COMPOSITION** que vous avez besoin

Champ protecteur infusé de céramides:

- **Protège** la barrière d'humidité naturelle de la peau
- **Diminue** la perte d'eau transépidermique en présence d'une peau érodée
- **Maintient** une peau péristomiale en santé

Flextend
Conception originale



À découper				
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
8450	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	10
8460	Transparent	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	
8440	Beige	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	

Précoupés				
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
8467	Transparent	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	10
8462		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
8468		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
8463		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
8469		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
8464		2" (51 mm)	9" (23 cm)	
8447	Beige	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	10
8442		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
8448		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
8443		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
8449		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	

Flextend
Conception améliorée



À découper				
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
84590	Ultra-clair	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	10
84490	Beige	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	

Précoupés				
No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
84697	Transparent	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	10
84692		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
84698		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
84693		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
84699		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
84694		2" (51 mm)	9" (23 cm)	
84497	Beige	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	10
84492		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
84498		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
84493		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
84499		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
84494		2" (51 mm)	9" (23 cm)	

Champs protecteurs à convexité souple Sacs d'urostomie

CeraPlus dotés de la technologie Remois*
Conception améliorée



À découper

Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
84134	Ultra-clair	1" (25 mm)	9" (23 cm)	5
84138		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
841311		2-1/8" (55 mm)	9" (23 cm)	

Précoupés

Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
8412	Beige avec fenêtre d'observation	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	5
8413		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
8414		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
8415		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	

*Remois est une technologie d'Alcare Co., Ltd.

Les sacs Premier CeraPlus à convexité souple:

- Sont conçus pour s'adapter au corps sans compromettre l'ajustement
- Offrent un support convexe et sont flexibles
- Protègent la capacité hydratante naturelle de la peau afin de conserver une peau péristomiale en bonne santé



Champs protecteurs convexes Sacs d'urostomie

CeraPlus dotés de la technologie Remois*
Conception améliorée



À découper

Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
84404	Ultra-clair	1" (25 mm)	9" (23 cm)	Non	5
84408		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)		
844011		2" (51 mm)	9" (23 cm)		

Précoupés


No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
84292	Beige avec fenêtre d'observation	3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	5
84293		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
84294		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
84295		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	

*Remois est une technologie d'Alcare Co., Ltd.

Un produit de grande qualité, maintenant encore plus performant!

Une valve d'écoulement améliorée, fait d'un matériel plus souple et présentant une conception simplifiée.

Nouvelle conception multi-chambres, qui permet une distribution plus uniforme de l'urine dans le sac.



Concept multi-chambres
Vue de devant



Concept multi-chambres
Vue du dessus (alors que le sac est coupé)

Champs protecteurs convexes

Sacs vidables

Flextend
Conception améliorée



À découper

Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
84794	Ultra-clair	1" (25 mm)	9" (23 cm)	5
84798		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
8479111		2" (51 mm)	9" (23 cm)	
84394	Beige	1" (25 mm)	9" (23 cm)	
84398		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
8439111		2" (51 mm)	9" (23 cm)	

Précoupés

Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
84890	Ultra-clair	1/2" (13 mm)	9" (23 cm)	5
84891		5/8" (16 mm)	9" (23 cm)	
84892		3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	
84893		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
84894		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
84895		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	
84896		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
84897		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	
84898		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
84899		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
84990	Beige	1/2" (13 mm)	9" (23 cm)	5
84991		5/8" (16 mm)	9" (23 cm)	
84992		3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	
84993		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
84994		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
84995		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	
84996		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
84997		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	
84998		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
84999		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	

Flextend
Conception originale



À découper

Avec adhésif

No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de
8474	Transparent	1" (25 mm)	9" (23 cm)	5
8478		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
84711		2" (51 mm)	9" (23 cm)	

Précoupés

Avec adhésif

No de produit	Couleur	Ouverture du champ	Longueur du sac	Boîte de
8480	Transparent	1/2" (13 mm)	9" (23 cm)	5
8481		5/8" (16 mm)	9" (23 cm)	
8482		3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	
8483		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
8484		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
8485		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	
8486		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
8487		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	
8488		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
8489		1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	
8490	Beige	1/2" (13 mm)	9" (23 cm)	5
8491		5/8" (16 mm)	9" (23 cm)	
8492		3/4" (19 mm)	9" (23 cm)	
8493		7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
8494		1" (25 mm)	9" (23 cm)	
8495		1-1/8" (29 mm)	9" (23 cm)	
8496		1-1/4" (32 mm)	9" (23 cm)	
8497		1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	
8498		1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	

Bordure adhésive

- Fine couche adhésive entourant le champ protecteur.
- Conçue pour être douce pour la peau et suivre les mouvements du corps. La bordure adhésive s'ajuste aux plis de la peau.
- Son application est simple et ne requiert l'ajout d'aucun accessoire supplémentaire. Choisissez le champ protecteur conçu pour vous offrir le plus grand sentiment de sécurité.

Sacs vidables

Avec clampe



Couleur: Transparent Avec adhésif 			
No de produit	Taille de la stomie	Longueur du sac	Boîte de
3232	5/8" (15 mm)	9" (23 cm)	30
3238	7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
3233	1-1/8" (29mm)	9" (23 cm)	
3239	1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	
3234	1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
3222	5/8" (15 mm)	12" (30 cm)	30
3228	7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	
3223	1-1/8" (29mm)	12" (30 cm)	
3229	1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)	
3224	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	
3225	2" (51 mm)	12" (30 cm)	
3226	2-1/2" (64 mm)	12" (30 cm)	
3278	7/8" (22 mm)	16" (40 cm)	30
3273	1-1/8" (29mm)	16" (40 cm)	
3279	1-3/8" (35 mm)	16" (40 cm)	
3274	1-1/2" (38 mm)	16" (40 cm)	
3275	2" (51 mm)	16" (40 cm)	
3276	2-1/2" (64 mm)	16" (40 cm)	
3608	7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	10
3603	1-1/8" (29mm)	12" (30 cm)	
3609	1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)	
3604	1-1/2" (38 mm)	12" (30 cm)	
3605	2" (51 mm)	12" (30 cm)	

Couleur: Beige Avec adhésif 			
No de produit	Taille de la stomie	Longueur du sac	Boîte de
3112	5/8" (15 mm)	12" (30 cm)	30
3119	1-3/8" (35 mm)	12" (30 cm)	

Couleur: Transparent - avec filtre de rechange Avec adhésif 			
No de produit	Taille de stomie	Longueur du sac	Boîte de
3662	5/8" (15 mm)	12" (30 cm)	10
3668	7/8" (22 mm)	12" (30 cm)	

Sacs fermés



Couleur: Transparent Sans adhésif 			
No de produit	Taille de la stomie	Longueur du sac	Boîte de
7164	1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	30

Couleur: Transparent - avec filtre intégré Avec adhésif 			
No de produit	Taille de la stomie	Longueur du sac	Boîte de
3328	7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	30
3323	1-1/8" (29mm)	9" (23 cm)	
3329	1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	
3324	1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	
3325	2" (51 mm)	9" (23 cm)	
3326	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	

Sacs d'urostomie




Couleur: Transparent Avec adhésif 			
No de produit	Taille de la stomie	Longueur du sac	Boîte de
1432	5/8" (15 mm)	9" (23 cm)	10
1438	7/8" (22 mm)	9" (23 cm)	
1433	1-1/8" (29mm)	9" (23 cm)	
1439	1-3/8" (35 mm)	9" (23 cm)	
1434	1-1/2" (38 mm)	9" (23 cm)	

- Pour sélectionner le sac *Karaya* adéquat, déterminez la taille de la stomie et choisissez le code de produit équivalent
- L'emballage sur les boîtes *Karaya* indique la taille de l'anneau *Karaya* et NON la taille de la stomie
- L'épaisseur de l'anneau *Karaya* permettra de couvrir la surface au pourtour de la stomie, vous assurant l'ajustement recherché lorsque vous avez mesuré la stomie

Une pièce SoftFlex

Sacs pour prématurés/ nouveaux-nés



À découper				Sans adhésif ☐
No de produit	Description	Stomies jusqu'à	Boîte de	
Prématurés				
3777	Ultra-clair, aucune ouverture	5/8" (15 mm)	15	
Nouveaux-nés				
3778	Ultra-clair, aucune ouverture	1-3/8" x 7/8" (35 x 22 mm)		

Sacs vidables Fermoir intégré Lock 'n Roll



À découper					Sans adhésif ☐
No de produit	Description	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de	
3795	Transparent, aucune ouverture	2" (51 mm)	7" (18 cm)	10	
3796		1-1/2" (38 mm)	6-1/2" (16 cm)		

Sacs d'urostomie



À découper					Sans adhésif ☐
No de produit	Description	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Boîte de	
3797	Transparent, aucune ouverture	1-1/2" (38 mm)	6-1/2" (16 cm)	10	

Champ protecteur *Pouchkins SoftFlex*:

- Conçu pour être doux pour la peau sensible du nourrisson
- Aucune ouverture, ce qui permet d'être placé là où requis
- Sans adhésif
- Flexible et convient à la taille des bébés et des enfants
- Aucun des ensembles pédiatriques Pouchkins n'est fait de latex d'élastomère-caoutchouc naturel
- Tous les sacs New Image 1-3/4" conviendront au champ protecteur cutané

Deux pièces SoftFlex

Champs protecteurs plats



À découper					Sans adhésif ☐
No de produit	Description	Taille de la collerette	Stomies jusqu'à	Boîte de	
3761	aucune ouverture	1-3/4" (44 mm)	1-1/4" (32 mm)	5	

Sacs vidables Fermoir intégré Lock 'n Roll



Couleur: Transparent					Sans adhésif ☐
No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
3799	1-3/4" (44 mm)	6-1/2" (16 cm)	Non	10	
18292	1-3/4" (44 mm)	7" (18 cm)	AF300	20	

Sacs d'urostomie



					Sans adhésif ☐
No de produit	Taille de la collerette	Longueur du sac	Filtre	Boîte de	
18402	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	Non	10	

Conception améliorée

No de produit	Couleur	Taille de la collerette	Longueur du sac	Boîte de	
18922	Ultra-clair	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10	
18912	Beige	1-3/4" (44 mm)	9" (23 cm)	10	

Ceinture de stomie pédiatrique



			Sans adhésif ☐
No de produit	Longueur	Boîte de	
3774	10 - 17" (25 - 43 cm)	1	

Anneaux protecteurs

Plats CeraRing



No de produit	Type	Diamètre externe	Épaisseur	Boîte de
8805	Régulier	2" (48 mm)	4,5 mm	10
8815	Mince	2" (48 mm)	2,30 mm	

Convexes CeraRing



No de produit	Diamètre interne	S'étire jusqu'à	Boîte de
89520	13/16" (20 mm)	1" (25 mm)	10
89530	1-3/16" (30 mm)	1-3/8" (35 mm)	
89540	1-9/16" (40 mm)	1-3/4" (45 mm)	

Ovales convexes CeraRing



No de produit	Diamètre interne	S'étire jusqu'à	Boîte de
89601	7/8" x 1-1/2" (22 x 38 mm)	1-1/8" x 1-3/4" (27 x 43 mm)	10
89602	1-3/16" x 1-7/8" (30 x 48 mm)	1-3/8" x 2-1/8" (35 x 53 mm)	
89603	1-1/2" x 2-3/16" (38 x 56 mm)	1-3/4" x 2-3/8" (43 x 61 mm)	

Plats Flextend



No de produit	Type	Diamètre externe	Épaisseur	Boîte de
7805	Régulier	2" (48 mm)	4,5 mm	10
7806	Régulier	4" (102 mm)	4,5 mm	
7815	Mince	2" (48 mm)	2,30 mm	

Convexes Flextend



No de produit	Diamètre interne	S'étire jusqu'à	Boîte de
79520	13/16" (20 mm)	1" (25 mm)	10
79530	1-3/16" (30 mm)	1-3/8" (35 mm)	
79540	1-9/16" (40 mm)	1-3/4" (45 mm)	

Ovales convexes Flextend



No de produit	Diamètre interne	S'étire jusqu'à	Boîte de
79601	7/8" x 1-1/2" (22 x 38 mm)	1-1/8" x 1-3/4" (27 x 43 mm)	10
79602	1-3/16" x 1-7/8" (30 x 48 mm)	1-3/8" x 2-1/8" (35 x 53 mm)	
79603	1-1/2" x 2-3/16" (38 x 56 mm)	1-3/4" x 2-3/8" (43 x 61 mm)	

Les anneaux protecteurs CeraRing

Un ajustement de confiance, avec des céramides!

La sécurité et la confiance des anneaux Adapt, en plus de la science des céramides

- Disponibles en format plat ou convexe selon vos besoins
- Aident à diminuer les risques d'écoulement, protégeant ainsi la peau et augmentant le temps de port
- Résistants à l'érosion, même quand ils sont humides ou exposés à l'écoulement de la stomie
- Offrent un confort ultime et une facilité d'application - la composition sans alcool est douce pour la peau
- Port prolongé

- Infusés de céramides - une protection naturelle de la peau
- Aident à conserver la barrière d'humidité naturelle de la peau
- Aident à diminuer la perte d'eau transépidermique (PET) en présence d'une peau érodée



Accessoires Adapt

No de produit		Description	Indications	Format		Boîte de
7760		Tampons dissolvants tout usage	Formulation non-irritante, à base de silicone et sans alcool, aidant à éliminer les résidus d'adhésifs	50 tampons par boîte		50
7737		Dissolvant pour adhésif médical Adapt en aérosol <i>*avec formulation non-irritante à base de silicone et sans alcool</i>	Avec une technologie de pulvérisation de 360°, aide à minimiser le gaspillage et permet une pulvérisation dans n'importe quel angle	Vaporisateur	1,7 fl oz (50 ml)	1
7906		Poudre de stomie Adapt	Pour absorber l'humidité de la peau érodée autour de la stomie. Assurez-vous d'enlever l'excédent de poudre sur la peau et cessez l'utilisation une fois la peau guérie.	Bouteille	1 oz (28 g)	1
79402		Rallonges de champ protecteur Adapt	Pour une sécurité supplémentaire autour du champ protecteur. Diminuent le risque de décollement de l'adhésif et peut augmenter le temps de port. Offrent une adhésion supérieure en présence d'hernie péristomiale.	Chaque rallonge couvre une surface de 48 cm ²		30
78500		Déodorisant-lubrifiant Adapt	Neutralise les odeurs, facilite la vidange et aide à diminuer la statique dans le sac. Ce produit n'est pas un parfum ni un agent masquant. À utiliser seulement avec des sacs vidables ou fermés.	Bouteille	8 oz (236 ml)	1
78501				Sachets	0,27 oz (8 ml)	50
79301		Pâte Adapt	Permet de combler les inégalités de la peau autour de la stomie. La pâte aide donc à diminuer les risques de fuites sous le champ protecteur.	Tube	0,5 oz (14 g)	20
79300					2 oz (60 g)	1
79400		Languettes Adapt - Flexend (sans alcool)	Permettent de combler les inégalités de la peau autour de la stomie. Les languettes aident donc à diminuer les risques de fuites sous le champ protecteur.	Forme triangulaire	5-1/8" (13 cm)	10
7730		Adhésif médical	Augmente l'adhérence du champ protecteur à la peau Non recommandé sous un champ protecteur de port prolongé.	Vaporisateur Sans CFC	3.8 oz (112 ml)	1
7917		Tampons protecteurs Adapt <i>*avec formulation non-irritante à base de silicone et sans alcool</i>	Aident à protéger la peau lors du retrait du champ protecteur. Non recommandés sous un champ protecteur de port prolongé.	50 tampons par boîte		50
HBRF2650		Anneau de stomie antibactérien Hydrofera Blue	Anneau antibactérien permettant la prise en charge de l'exsudat et de la charge bactérienne. Pour utilisation sous un champ protecteur de stomie.	Diamètre externe 2-1/2" (6,4 cm)		10

Accessoires

Éliminateurs d'odeurs m9

No de produit	Description	Format	Boîte de
7715	 Gouttes	1 oz (30 ml)	12
7717		8 oz (240 ml)	6
7732	 Vaporisateur non-parfumé	2 oz (60 ml)	12
7733		8 oz (240 ml)	6
7735	Vaporisateur parfumé à la pomme	8 oz (240 ml)	

Accessoires pour sacs

No de produit	Description	Format	Boîte de
8770	 Clampes de couleur beige pour sacs vidables		20
7300	 Ceinture de stomie beige	Moyenne 23" - 43" (58 - 109 cm)	10
7299		Grande 34" - 65" (86 - 165 cm)	
7766	 Filtre de rechange	20 filtres et 2 bouchons/sac (série de produits 366x, 383x, et 389x)	5 sacs
7331	 Adaptateur pour tube de drainage d'urostomie de conception améliorée		10

Accessoires Karaya

No de produit	Description	Format	Boîte de
7910	 Pâte	Tube 4,5 oz (128 g)	12
7905	 Poudre	Bouteille 2,5 oz (71 g)	

Champs protecteurs



No de produit	Description	Format	Boîte de
8800	Flexextend (Non stérile)	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	5
8801		8" x 8" (20 cm x 20 cm)	3
7800	Premium (Non stérile)	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	5
7801		8" x 8" (20 cm x 20 cm)	3
7700	HolliHesive (Non stérile)	4" x 4" (10 cm x 10 cm)	5

Les champs protecteurs sont conçus pour être résistants à l'écoulement et sont à privilégier en présence d'urostomies ou d'iléostomies. Ils peuvent être coupés pour s'ajuster aux besoins de chaque personne. Ils sont disponibles en port prolongé (Flexextend) ou port régulier (Premium & HolliHesive).

Support pour stomie en boucle



No de produit	Description	Longueur	Boîte de
7767	Stérile	3-1/2" (89 mm)	20

Produits pour l'irrigation



No de produit	Description	Information		Boîte de
7721	Trousse avec cône d'irrigation	Comprend: (1) drain irrigateur, (1) cône avec connecteur, (1) brosse de nettoyage		1
7723	Cône de stomie	Avec connecteur. Unité de remplacement		10
7728	Drain irrigateur en deux pièces	Avec clampes et anneaux pour ceinture de stomie	2" (51 mm)	20
7724			3" (76 mm)	
18152		Collerette: 1-3/4" (44 mm)	Sac: 30" (76 cm)	5
18153		Collerette: 2-1/4" (57 mm)	Sac: 30" (76 cm)	
18154		Collerette: 2-3/4" (70 mm)	Sac: 30" (76 cm)	
7740	Lubrifiant pour stomie	Bouteille	4 oz (118 ml)	10

Accessoires

Sacs collecteurs de plaies

Avec champs protecteurs



No de produit	Pour des plaies jusqu'à		Boîte de
9701	3" (7,6 cm)	Stériles	5
9702	3.75" (9,5 cm)		5
9703	4" x 8" (10 cm x 20 cm)		3
9773	3" (7,6 cm)	Non stériles	10
9776	3.75" (9,5 cm)		10
9778	4" x 8" (10 cm x 20 cm)		3

Avec adhésif microporeux

No de produit	Pour des plaies jusqu'à		Boîte de
9772	3" (7,6 cm)	Stériles	10
9775	3.75" (9,5 cm)		10
9777	4" x 8" (10 cm x 20 cm)		3

Sacs collecteurs de plaies

Pour la prise en charge des plaies exsudatives, des fistules ou des sites de drains avec écoulements

- Disponibles avec ou sans champs protecteurs FlexWear
- Stériles ou non-stériles
- Pellicule anti-odeurs
- Fenêtre d'accès que l'on peut ouvrir et refermer au besoin
- Sans ouverture de départ

Port d'accès universel



No de produit	Description		Boîte de
9779	Permet l'insertion d'un drain ou d'un cathéter à l'intérieur de la paroi d'un sac collecteur de plaies ou d'un sac de stomie	Stériles	8

Couvres-stomie



Précoupés					
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
3184	Blanc	2" (51 mm)	4-1/4" (11 cm)	Oui	30
3186		3" (76 mm)	4-1/4" (11 cm)		

Champs protecteurs SoftFlex



Précoupés					
No de produit	Couleur	Stomies jusqu'à	Longueur du sac	Filtre	Boîte de
1796	Beige	1-5/16" (50 mm)	4" (10 cm)	Oui	30

Soins d'urologie

La personne au coeur de tout ce que nous faisons

Design des plus discrets

Voici un nouveau cathéter discret, au design inspiré.

Le cathéter Infyna Chic a été conçu avec la participation de professionnels de la santé dans le but d'offrir un niveau de discrétion supérieur aux femmes qui utilisent des cathéters. Il est attrayant et facile à utiliser. Le cathéter Infyna Chic peut aider la femme, qui doit l'utiliser, à se sentir mieux.

Infyna Chic


Nouveaux!

No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
7008	Droit	8 Fr	5" (13 cm)	30
7010	Droit	10 Fr	5" (13 cm)	30
7012	Droit	12 Fr	5" (13 cm)	30
7014	Droit	14 Fr	5" (13 cm)	30




Les avantages qui modifieront l'expérience de la cathétérisation!


- Bouchon pouvant être ouvert et refermé d'une seule main
- Cathéter hydrophile, prêt à l'emploi
- La rigidité optimale pour permettre une insertion facile et sans contact
- La longueur du cathéter permet de s'assurer que la vessie est complètement vidée
- Peut se brancher à un sac collecteur sans avoir à le retirer de son emballage



Facile à ouvrir d'une seule main



Facile à prendre et à sortir de son emballage



Ne coule pas une fois refermé



VaPro

Cathéter intermittent sans contact

F-Style

Une raison de plus de choisir le cathéter VaPro

Le cathéter VaPro F-Style offre aux patients la liberté de choisir un cathéter plus ferme, offrant un meilleur contrôle et une protection supplémentaire.

Le cathéter VaPro F-Style

Plus ferme.
Plus de contrôle.
Plus de choix.



Soins d'urologie



Cathéters intermittents hydrophiles sans contact

VaPro



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
72124	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	30
73124	Coudé		16" (40 cm)	
72142	Droit	14 Fr	8" (20 cm)	30
72144	Droit		16" (40 cm)	
73144	Coudé		16" (40 cm)	
72164	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	30
73164	Coudé		16" (40 cm)	

VaPro Plus



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
74124	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	30
74144	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	30

VaPro Plus est un système fermé avec un sac collecteur intégré de 1000 ml.

VaPro F-Style

Nouveaux



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
7600124	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	30
7600144	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	30
7600164	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	30

VaPro Plus F-Style



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
7700124	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	30
7700144	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	30

VaPro Plus F-Style est un système fermé avec un sac collecteur intégré de 1000 ml.

VaPro Pocket



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
70124	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	30
70144	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	30
70164	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	30

VaPro Plus Pocket



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
71084	Droit	8 Fr	16" (40 cm)	30
71104	Droit	10 Fr	16" (40 cm)	30
71122	Droit	12 Fr	8" (20 cm)	30
71124	Droit		16" (40 cm)	
71142	Droit	14 Fr	8" (20 cm)	30
71144	Droit		16" (40 cm)	
71164	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	30

VaPro Plus Pocket est un système fermé avec un sac collecteur intégré de 1000 ml.

Les cathéters VaPro offrent une protection 100% sans contact grâce à un embout et à une gaine de protection

Les cathéters VaPro de Hollister sont conçus pour être hygiéniques afin d'aider à protéger les patients contre les microbes durant tout le processus de cathétérisation.

Embout protecteur

- prévient le contact du cathéter stérile avec les bactéries se trouvant dans les 15 premiers millimètres de l'urètre distal
- aide à prévenir la progression des bactéries dans le système urinaire

Gaine protectrice

- permet de saisir le cathéter facilement, tout au long de celui-ci
- agit comme barrière pour éviter que les germes externes ne viennent en contact avec le cathéter

L'embout protecteur est conçu pour être utilisé chez les hommes et les femmes

L'embout protecteur contribue à réduire le risque que des bactéries soient introduites dans les voies urinaires au cours du processus d'insertion.





Les avantages hygiéniques d'un cathéter intermittent sans contact doté d'un embout et d'une gaine de protection

Étude "The 'No-Touch' Method of Intermittent Urinary Catheter Insertion: Can it Reduce the Risk of Bacteria Entering the Bladder?"

Les résultats in vitro ont montré qu'un cathéter présentant les avantages hygiéniques d'une gaine sans contact, aide à réduire le risque de contamination externe pendant la préparation et l'insertion d'un cathéter intermittent. Cette réduction peut aider à diminuer le risque de contamination bactérienne de la vessie.¹

Pour en savoir davantage au sujet de cette étude, ou pour obtenir un échantillon gratuit, visitez le site www.hollister.com ou contactez-nous au 1 800 263-7400.

1. Hudson E, and Murahata R. Spinal Cord. 2005; 43; 611-614.

Avant l'utilisation, assurez-vous de consulter le mode d'emploi pour connaître les indications, contre-indications, avertissements, précautions et instructions générales. Les logos Hollister et VaPro sont des marques de commerce de Hollister Incorporated. ©2020 Hollister Incorporated.



VaPro

Cathéter intermittent
hydrophile sans contact

Cathéters intermittents sans contact

Systèmes fermés



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
94064IC	Droit	6 Fr	16" (40 cm)	100
94084IC	Droit	8 Fr	16" (40 cm)	
94104IC	Droit	10 Fr	16" (40 cm)	
94124IC	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	
95124IC	Coudé		16" (40 cm)	
94144IC	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	
95144IC	Coudé		16" (40 cm)	
94164IC	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	
95164IC	Coudé		16" (40 cm)	
94184IC	Droit	18 Fr	16" (40 cm)	

Trousses de systèmes fermés



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
96064IC	Droit	6 Fr	16" (40 cm)	100
96084IC	Droit	8 Fr	16" (40 cm)	
96104IC	Droit	10 Fr	16" (40 cm)	
96124IC	Droit	12 Fr	16" (40 cm)	
97124	Coudé		16" (40 cm)	
96144IC	Droit	14 Fr	16" (40 cm)	
97144	Coudé		16" (40 cm)	
96164IC	Droit	16 Fr	16" (40 cm)	
97164	Coudé		16" (40 cm)	
96184IC	Droit	18 Fr	16" (40 cm)	

Les trousses comprennent:

- Le système fermé Advance Plus
- Des gants
- Des tampons de chlorure de benzalkonium
- Protège-drap résistant à l'eau

Les cathéters intermittents sans contact Advance Plus:

- Possèdent un embout protecteur qui aide à protéger le cathéter des bactéries situées dans les 15 premiers millimètres de la partie distale de l'urètre
- Ont un réservoir de lubrifiant régulé qui permet de contrôler la lubrification du cathéter
- Sont munis d'oeillets souples conçus pour une insertion et un retrait en douceur

La gamme de cathéters intermittents Apogee



No de produit	Description	Format	Longueur	Boîte de
B1007	Droit	6 Fr	15" (38 cm)	30
B1016	Droit	8 Fr	6" (15 cm)	30
B1018	Droit		16" (40 cm)	
B1033	Droit	10 Fr	6" (15 cm)	30
1035	Coudé, olive		16" (40 cm)	
B1034	Droit		16" (40 cm)	
B1047	Droit	12 Fr	6" (15 cm)	30
B1048	Droit		16" (40 cm)	
B1050	Coudé		16" (40 cm)	
B1062	Droit	14 Fr	6" (15 cm)	30
B1063	Droit, sans entonnoir		6" (15 cm)	
B1064	Droit		16" (40 cm)	
B1061	Bout souple		16" (40 cm)	
B1066	Coudé		16" (40 cm)	
B1065	Droit, avec conditionnement courbé	16 Fr	16" (40 cm)	50
B1082	Droit		16" (40 cm)	
B1086	Coudé		16" (40 cm)	
B1096	Droit	18 Fr	16" (40 cm)	30

Les cathéters intermittents Apogee:

- Sont munis d'oeillets doux, souples et décalés pour favoriser une insertion facile
- Sont des cathéters clairs et ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Sont conçus pour favoriser le confort
- Sont faits de Polychlorure de vinyle (PVC) de qualité médicale
- Sont non-lubrifiés
- Sont disponibles avec des embouts droits ou coudés

Cathéters urinaires externes

Hollister

Latex



Port prolongé: Longueur 2-3/4" (7 cm)
avec rabat interne unique Longueur de bande adhésive 1-3/5" (4 cm)

No de produit	Description	Format	Boîte de
9206	Petit/pédiatrique	7/8" - 1" (22 - 25 mm)	30
9207	Moyen	1" - 1-1/8" (26 - 30 mm)	
9208	Intermédiaire	1-1/8" - 1-1/4" (31 - 35 mm)	
9209	Grand	1-3/8" - 1-1/2" (36 - 39 mm)	

Port régulier Longueur 2-3/4" (7 cm)
Longueur de bande adhésive 1-3/5" (4 cm)

No de produit	Description	Format	Boîte de
9106	Petit/pédiatrique	7/8" - 1" (22 - 25 mm)	30
9107	Moyen	1" - 1-1/8" (26 - 30 mm)	
9108	Intermédiaire	1-1/8" - 1-1/4" (31 - 35 mm)	
9109	Grand	1-3/8" - 1-1/2" (36 - 39 mm)	

Faits de latex de caoutchouc naturel

Guide de sélection de tailles

Utilisez le guide de sélection pour déterminer la taille appropriée de cathéter

- Placez le guide de sélection juste derrière le gland du pénis
- Sélectionnez la taille qui se rapproche le plus



InView

Silicone



Réguliers Longueur 2-3/4" (7 cm)
Longueur de la bande adhésive 1-3/5" (4 cm)

No de produit	Description	Format	Boîte de
97525	Petit	1" (25 mm)	30
97529	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
97532	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
97536	Grand	1-1/2" (36 mm)	
97541	Très Grand	1-5/8" (41 mm)	100
97525-100	Petit	1" (25 mm)	
97529-100	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
97532-100	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
97536-100	Grand	1-1/2" (36 mm)	
97541-100	Très Grand	1-5/8" (41 mm)	

Spéciaux Longueur 1-3/5" (4 cm)
Longueur de la bande adhésive 1-3/5" (4 cm)

No de produit	Description	Format	Boîte de
97425	Petit	1" (25 mm)	30
97429	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
97432	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
97436	Grand	1-1/2" (36 mm)	
97441	Très Grand	1-5/8" (41 mm)	100
97425-100	Petit	1" (25 mm)	
97429-100	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
97432-100	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
97436-100	Grand	1-1/2" (36 mm)	
97441-100	Très Grand	1-5/8" (41 mm)	

Extra Longueur 2-3/4" (7 cm)
Longueur de la bande adhésive 2-3/4" (7 cm)

No de produit	Description	Format	Boîte de
97625	Petit	1" (25 mm)	30
97629	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
97632	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
97636	Grand	1-1/2" (36 mm)	
97641	Très Grand	1-5/8" (41 mm)	100
97625-100	Petit	1" (25 mm)	
97629-100	Moyen	1-1/8" (29 mm)	
97632-100	Intermédiaire	1-1/4" (32 mm)	
97636-100	Grand	1-1/2" (36 mm)	
97641-100	Très Grand	1-5/8" (41 mm)	

Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel

Sacs collecteurs d'urine

Sacs à jambe

Sacs à jambe



No de produit	Description	Capacité	Boîte de
9814	Moyen	18 oz (540 ml)	10
9805	Grand	30 oz (900 ml)	

Tubes de rallonge avec connecteur



No de produit	Description	Longueur	Boîte de
9345	Non stérile	18" (45 cm)	10
9346	Stérile	18" (45 cm)	

Courroies en tissus



No de produit	Description	Capacité	Boîte de
9342	Petit	15" (38 cm)	10 paires
9343	Moyen	23" (58 cm)	

Les sacs à jambe de Hollister sont:

- Stériles
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Conçus avec une valve anti-reflux

Ensembles combinés pour sacs à jambe



No de produit	Description	Capacité	Boîte de
9348	Moyen	18 oz (540 ml)	12 ensembles
9349	Grand	30 oz (900 ml)	

Ensembles combinés pour sacs à jambe aérés



No de produit	Description	Capacité	Boîte de
9645	Moyen	18 oz (540 ml)	10 ensembles
9655	Grand	30 oz (900 ml)	

Sacs collecteurs urinaires de lit



No de produit	Description	Capacité	Boîte de
9839	Système collecteur 2000ml	68 oz (2000 ml)	20

Nettoyant/décristalliseur m9

Concentré et flacon de lavage



No de produit	Description	Format	Boîte de
7736	1 Flacon de concentré 1 Flacon de lavage	16 oz (480 ml)	12

Sacs collecteurs externes

Sacs urinaires

Femmes

Champs protecteurs SoftFlex



No de produit	Description	Boîte de
9840	Pâte Adapt, et tampon protecteur Adapt inclus	10

Hommes

Champs protecteurs Flextend



No de produit	Description	Boîte de
9873	Champ protecteur mince assurant la flexibilité, aucun adhésif supplémentaires requis	10

Champs protecteurs SoftFlex



No de produit	Description	Boîte de
9811	Bandes adhésives et tampon protecteur Adapt	10

Les sacs urinaires de Hollister:

- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Ont un champ protecteur à découper
- Ont une pellicule à l'épreuve des odeurs

Collecteurs de substances fécales

Sacs

Champs protecteurs Flextend



No de produit	Description	Longueur du sac	Boîte de
9823	Moyen, Ultra-clair	10" (25 cm)	10
9880	Grand, Transparent	12" (30 cm)	

Sacs transparents

Champs protecteurs SoftFlex



No de produit	Description	Longueur du sac	Boîte de
9822	Moyen	10" (25 cm)	10
9821	Grand	12" (30 cm)	



Avec la protection 100% sans contact,
rien de ce que vous toucherez ne
viendra en contact avec votre cathéter.



VaPro

Cathéter intermittent
hydrophile sans contact

Soins critiques

A photograph of a woman with dark hair, wearing a pink sweater, smiling and helping a young girl with brown hair in pigtails, wearing a white shirt and denim overalls, draw at a wooden table. The girl is holding a black marker and drawing on a piece of paper. Several other markers are scattered on the table. The background is a bright, out-of-focus room with a white brick wall and a bookshelf.

Dédié à l'excellence

Fixateurs pour tubes endotrachéaux

AnchorFast SlimFit

Nouveau!



No de produit	Description	Boîte de
9787	• Permet une fixation sécuritaire sans avoir besoin de ruban adhésif • Conçu pour les visages de plus petites tailles • Navette amovible • Mousse protectrice pour la lèvre supérieure de nouvelle conception • Courroie pour le cou ajustable	12

AnchorFast Guard Select



No de produit	Description	Boîte de
9700	• Manchon protecteur intégré • Permet le repositionnement du tube endotrachéal de droite à gauche de façon sécuritaire, facilitant les soins de bouche • Pour la fixation des tubes endotrachéaux de 5,0 - 9,0 mm ou tubes avec succion sous-glottique intégrée de 6,0 à 8,0 mm	12

AnchorFast



No de produit	Description	Boîte de
9799	• Champ protecteur Flexend • Permet le repositionnement du tube endotrachéal de droite à gauche de façon sécuritaire, facilitant les soins de bouche	12

Courroies de remplacement pour le cou AnchorFast



No de produit	Description	Boîte de
9788	Courroies de remplacement pour le cou	4

Fixateurs de tubes

Fixateur de drain/tube horizontal



No de produit	Description	Boîte de
9781	Usage unique, stérile	5

Fixateur de drain/tube vertical



No de produit	Description	Boîte de
9782	Usage unique, stérile	5

Fixateur de drain/tube



No de produit	Description	Boîte de
9780	Stérile	5

Fixateur de tube d'alimentation



No de produit	Description	Boîte de
9786	Le champ protecteur FlexWear s'ajuste au nez du patient	20

Fixateur de tube d'aspiration



No de produit	Description	Boîte de
9785	Le champ protecteur FlexWear s'ajuste au nez du patient	20

Index numérique

No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page
1035	35	3777	24	8214	19	8480	22	8597	19	8931	16
1432	23	3778	24	8218	19	8481	22	8610	19	8935	16
1433	23	3795	24	8244	19	8482	22	8611	19	8940	16
1434	23	3796	24	8248	19	8483	22	8612	19	8954	18
1438	23	3797	24	8274	19	8484	22	8613	19	8958	18
1439	23	3799	24	8278	19	8485	22	8614	19	8960	18
1796	28	7008	30	8280	19	8486	22	8615	19	8961	18
3112	23	7010	30	8281	19	8487	22	8616	19	8962	18
3119	23	7012	30	8282	19	8488	22	8617	19	8963	18
3184	28	7014	30	8283	19	8489	22	8618	19	8984	18
3186	28	7164	23	8284	19	8490	22	8619	19	8988	18
3222	23	7299	27	8285	19	8491	22	8624	19	8990	18
3223	23	7300	27	8286	19	8492	22	8628	19	8991	18
3224	23	7331	27	8288	19	8493	22	8631	16	8992	18
3225	23	7700	27	8289	19	8494	22	8632	16	8993	18
3226	23	7715	27	8290	19	8495	22	8633	16	9106	36
3228	23	7717	27	8291	19	8496	22	8634	16	9107	36
3229	23	7721	27	8292	19	8497	22	8635	16	9108	36
3232	23	7723	27	8293	19	8498	22	8637	16	9109	36
3233	23	7724	27	8294	19	8504	19	8638	16	9206	36
3234	23	7728	27	8295	19	8508	19	8639	16	9207	36
3238	23	7730	26	8296	19	8510	19	8641	16	9208	36
3239	23	7732	27	8297	19	8511	19	8642	16	9209	36
3273	23	7733	27	8331	16	8512	19	8643	16	9342	37
3274	23	7735	27	8412	21	8513	19	8644	16	9343	37
3275	23	7736	37	8413	21	8514	19	8647	16	9345	37
3276	23	7737	26	8414	21	8515	19	8648	16	9346	37
3278	23	7740	27	8415	21	8524	19	8649	16	9348	37
3279	23	7760	26	8440	20	8528	19	8651	16	9349	37
3323	23	7766	27	8442	20	8531	16	8661	18	9645	37
3324	23	7767	27	8443	20	8538	16	8662	18	9655	37
3325	23	7800	27	8447	20	8551	16	8663	18	9700	41
3326	23	7801	27	8448	20	8552	16	8674	18	9701	28
3328	23	7805	25	8449	20	8558	16	8678	18	9702	28
3329	23	7806	25	8450	20	8559	16	8770	27	9703	28
3603	23	7815	25	8460	20	8584	19	8800	27	9772	28
3604	23	7905	27	8462	20	8588	19	8801	27	9773	28
3605	23	7906	26	8463	20	8590	19	8805	25	9775	28
3608	23	7910	27	8464	20	8591	19	8815	25	9776	28
3609	23	7917	26	8467	20	8592	19	8901	16	9777	28
3662	23	8031	16	8468	20	8593	19	8914	18	9778	28
3668	23	8081	16	8469	20	8594	19	8918	18	9779	28
3761	24	8131	16	8474	22	8595	19	8925	16	9780	41
3774	24	8181	16	8478	22	8596	19	8930	16	9781	41

No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page
9782	41	13905	9	14803	9	16106	6	18192	10	18912	24
9785	41	13906	9	14804	9	16107	6	18193	10	18913	12
9786	41	13907	9	14901	9	16108	6	18194	10	18914	12
9787	41	13908	9	14902	9	16401	7	18202	10	18922	12
9788	41	13909	9	14903	9	16402	7	18203	10	18922	24
9799	41	13910	9	14904	9	16403	7	18204	10	18923	12
9805	37	13911	9	14905	9	16404	7	18282	10	18924	12
9811	38	14102	7	14906	9	16405	7	18283	10	19002	13
9814	37	14103	7	14907	9	16406	7	18284	10	19003	13
9821	38	14104	7	14908	9	16407	7	18292	10	19004	13
9822	38	14202	7	14909	9	16408	7	18292	24	19006	13
9823	38	14203	7	14910	9	18002	10	18293	10	19052	13
9839	37	14204	7	14911	9	18003	10	18294	10	19053	13
9840	38	14206	7	15102	6	18004	10	18322	11	19054	13
9873	38	14301	7	15103	6	18006	10	18323	11	19056	13
9880	38	14302	7	15104	6	18012	11	18324	11	19102	13
11202	6	14303	7	15202	7	18013	11	18332	11	19103	13
11203	6	14304	7	15203	7	18014	11	18333	11	19104	13
11204	6	14305	7	15204	7	18016	11	18334	11	19106	13
11402	8	14306	7	15302	8	18102	10	18352	11	19152	13
11403	8	14307	7	15303	8	18103	10	18353	11	19153	13
11404	8	14308	7	15304	8	18104	10	18354	11	19154	13
11503	8	14309	7	15402	9	18112	10	18362	11	19156	13
11504	8	14402	9	15403	9	18113	10	18363	11	19202	13
11505	8	14403	9	15404	9	18114	10	18364	11	19203	13
11506	8	14404	9	15503	9	18122	10	18372-30	11	19204	13
11702	8	14503	9	15504	9	18123	10	18373-30	11	19252	13
11703	8	14504	9	15505	9	18124	10	18374-30	11	19253	13
11704	8	14505	9	15506	9	18132	10	18392	11	19254	13
11903	8	14506	9	15602	6	18133	10	18393	11	19602	13
11904	8	14602	6	15603	6	18134	10	18394	11	19603	13
11905	8	14603	6	15604	6	18142	10	18402	12	19604	13
11906	8	14604	6	15802	9	18143	10	18402	24	19802	13
13402	9	14606	6	15803	9	18144	10	18403	12	19803	13
13403	9	14701	6	15804	9	18152	27	18404	12	19804	13
13404	9	14702	6	15903	9	18153	27	18412	12	19902	13
13503	9	14703	6	15904	9	18154	27	18413	12	19903	13
13504	9	14704	6	15905	9	18172	10	18414	12	19904	13
13505	9	14705	6	15906	9	18173	10	18422	12	70124	32
13506	9	14706	6	16101	6	18174	10	18423	12	70144	32
13901	9	14707	6	16102	6	18176	10	18902	12	70164	32
13902	9	14708	6	16103	6	18182	10	18903	12	71084	32
13903	9	14709	6	16104	6	18183	10	18904	12	71104	32
13904	9	14802	9	16105	6	18184	10	18912	12	71122	32

Index numérique

No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page	No de produit	Page
71124	32	82615	19	84898	22	94124IC	34	97636-100	36
71142	32	82616	19	84899	22	94144IC	34	97641	36
71144	32	82617	19	84990	22	94164IC	34	97641-100	36
71164	32	82618	19	84991	22	94184IC	34	826211	19
72124	32	82619	19	84992	22	95124IC	34	841311	21
72142	32	82624	19	84993	22	95144IC	34	844011	21
72144	32	82628	19	84994	22	95164IC	34	7600124	32
72164	32	82711	19	84995	22	96064IC	34	7600144	32
73124	32	84134	21	84996	22	96084IC	34	7600164	32
73144	32	84138	21	84997	22	96104IC	34	7700124	32
73164	32	84200	20	84998	22	96124IC	34	7700144	32
74124	32	84292	21	84999	22	96144IC	34	8439111	22
74144	32	84293	21	85011	19	96164IC	34	8479111	22
78500	26	84294	21	85116	19	96184IC	34	B1007	35
78501	26	84295	21	85118	19	97124	34	B1016	35
79300	26	84394	22	85119	19	97144	34	B1018	35
79301	26	84398	22	85211	19	97164	34	B1033	35
79400	26	84404	21	85811	19	97425	36	B1034	35
79402	26	84408	21	86211	19	97425-100	36	B1047	35
79520	25	84490	20	86711	18	97429	36	B1048	35
79530	25	84492	20	88300	17	97429-100	36	B1050	35
79540	25	84493	20	88302	17	97432	36	B1061	35
79601	25	84494	20	88325	17	97432-100	36	B1062	35
79602	25	84497	20	88330	17	97436	36	B1063	35
79603	25	84498	20	88335	17	97436-100	36	B1064	35
80070	17	84499	20	88340	17	97441	36	B1065	35
80110	17	84590	20	88402	17	97441-100	36	B1066	35
82100	17	84692	20	88700	17	97525	36	B1082	35
82111	19	84693	20	88725	17	97525-100	36	B1086	35
82125	17	84694	20	88730	17	97529	36	B1096	35
82130	17	84697	20	88735	17	97529-100	36	HBRF2650	26
82135	17	84698	20	88740	17	97532	36		
82300	17	84699	20	89111	18	97532-100	36		
82302	17	84711	22	89511	18	97536	36		
82325	17	84794	22	89520	25	97536-100	36		
82330	17	84798	22	89530	25	97541	36		
82335	17	84890	22	89540	25	97541-100	36		
82402	17	84891	22	89601	25	97625	36		
82411	19	84892	22	89602	25	97625-100	36		
82610	19	84893	22	89603	25	97629	36		
82611	19	84894	22	89811	18	97629-100	36		
82612	19	84895	22	94064IC	34	97632	36		
82613	19	84896	22	94084IC	34	97632-100	36		
82614	19	84897	22	94104IC	34	97636	36		

A man in a dark suit, white shirt, and patterned tie sits on a wooden chair. He wears a light-colored fedora with a dark band. He is looking off to the side with a thoughtful expression, his hand resting on his chin. The background is a rustic stone building with a wooden door and several other wooden chairs stacked nearby.

L'esprit de Hollister
reste le même que celui
de cette petite entreprise
d'impression qui a vu le
jour à Chicago en 1921.

Notre Mission

Rendre plus digne et gratifiante
la vie des personnes qui utilisent
nos produits et nos services.

Notre Vision

Croître et prospérer en tant
qu'entreprise indépendante
détenue par ses employés et
en profiter pour devenir de
meilleurs êtres humains.

Notre patrimoine

Hollister Limited a vu le jour en 1921, lorsque John Dickinson Schneider, alors âgé de 23 ans, fonda une petite entreprise spécialisée dans l'imprimerie à Chicago qu'il nomma JDS Printer Craftsman.

Depuis les premiers débuts, l'esprit d'entreprise de John Schneider était marqué par une certaine philosophie : « Nous ne nous contenterons que du meilleur ». Puis l'entreprise se fit une réputation pour ses produits, ses services et son personnel, d'une qualité irréprochable.

Champ protecteur CeraPlus^{MC}


doté de la technologie Remois*

Contre SenSura Mio

Les résultats sont clairs!

Le champ protecteur CeraPlus aide à garder la peau en santé.

Dans une étude mesurant l'impact des champs protecteurs de stomie sur la peau (Grove et al, 2019), CeraPlus s'est avéré significativement plus efficace que SenSura Mio pour maintenir la santé de la peau péristomiale.



	Champ protecteur CeraPlus	Champ protecteur SenSura Mio
Infusé de céramides, la protection naturelle de la peau contre la perte d'humidité	✓	✗
Aide à minimiser le risque d'irritation de la peau	✓	✗
Aide à mieux contrôler la perte d'eau transépidermique (PET)	✓	✗
Aide à protéger la peau contre les effets négatifs des retraits de champs protecteurs	✓	✗
Aide à préserver la santé de la peau péristomiale	✓	✗



Le champ protecteur CeraPlus diminue le risque de complications de la peau péristomiale dès le départ!

Contactez votre représentant Hollister pour obtenir plus d'informations.

Grove G, Houser T, Sibbald G, Salvadlena G. Measuring epidermal effects of ostomy skin barriers. *Skin Res Technol.* 2019;25:179-186. <https://doi.org/10.1111/srt.12630>
Le logo Hollister et "Peau saine. Résultats positifs." sont des marques de commerce de Hollister Incorporated. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Hollister Incorporated 2019

CE Avant d'utiliser le produit, assurez-vous de lire les instructions afin de connaître les indications, les contre-indications, les avertissements et les précautions.
Tous les produits ne contiennent pas la mention CE.



*Remois est une technologie de Alcare Co., Ltd



* Scannez moi



Soins de stomie
Peau saine. Résultats positifs