


Peu importe ce que la
journée vous réserve,
notre nouveau sac
d'urostomie vous aidera
à maximiser votre niveau
de confort et de discrétion.



Maintenant offert en version une pièce!

Sac d'urostomie
Premier

Un sac de très haute qualité, encore plus performant

Voici le nouveau sac d'urostomie Premier. La version améliorée du sac comporte plusieurs innovations conçues pour offrir plus de confort et un meilleur contrôle pour vos patients.

Valve de contrôle d'écoulement améliorée


La nouvelle valve est faite d'un matériel plus doux et présente une forme profilée. Le but de ce nouveau design? Augmenter le confort, de sorte que vos patients puissent en faire plus, en toute tranquillité d'esprit.

Options de champ protecteur, pour un meilleur ajustement

Le sac d'urostomie Premier offre les options dont vous avez besoin pour favoriser un ajustement optimal et la santé de la peau. Les champs protecteurs disposent de la formulation à port prolongé Flexextend, plats ou convexes, pour combler les besoins et différentes morphologies de vos patients.

Nouvelle conception multichambre

La version améliorée du sac comprend désormais de multiples chambres intégrées, qui sont conçues pour faciliter une distribution uniforme de l'urine. Au fur et à mesure que l'urine s'écoule dans le sac, elle est répartie entre les chambres. Ceci se traduit par un sac collecteur plus équilibré et un profil plus discret pour vos patients.



Multichambre,
vue avant



Multichambre
vue de dessus, coupe transversale

Adaptateur amélioré

Le nouveau design de l'onglet latéral de l'adaptateur améliore la facilité d'utilisation lorsqu'un sac d'urostomie une-pièce Premier est raccordé à un système collecteur de nuit.



De nouvelles améliorations, en plus des caractéristiques que vous connaissez déjà et en lesquelles vous avez confiance

En plus des améliorations apportées au sac, vous pouvez continuer à compter sur les autres avantages des sacs d'urostomie Premier, y compris:

- Pellicule anti-odeur
- Version ultra-clair, transparente ou beige
- Revêtement ComfortWear
- Anneaux pour ceinture de stomie

L'objectif: un plus grand sentiment de contrôle

Peu importe ce que la journée réserve, vos patients méritent une expérience en toute quiétude avec leur sac. Ces améliorations apportées aux sacs d'urostomie Hollister sont conçues pour offrir ce sentiment accru de contrôle.



Aussi disponible avec ces innovations -
Sac d'urostomie deux-pièces **New Image**

Pour plus de détails, contactez votre représentant(e) Hollister.

Sacs d'urostomie - Pour commander

NOUVEAU! Sac d'urostomie une-pièce **Premier**

- Le champ protecteur Flexextend offre une grande résistance à l'érosion
- L'adhésif et les anneaux pour ceinture offrent une plus grande sécurité
- Valve de contrôle d'écoulement plus souple pour un plus grand confort
- Chambres multiples intégrées pour un profil plus discret du sac

Champ protecteur plat

Couleur du sac	Ouverture	N° de produit
Ultra-clair	Jusqu'à 2-1/2 po (64 mm) ✂	84590
	Jusqu'à 2-1/2 po (64 mm) ✂	84690
Transparent	3/4 po (19 mm)	84697
	1 po (25 mm)	84692
	1-1/4 po (32 mm)	84698
	1-1/2 po (38 mm)	84693
	1-3/4 po (44 mm)	84699
	2 po (51 mm)	84694
	Beige	Jusqu'à 2-1/2 po (64 mm) ✂
3/4 po (19 mm)		84497
1 po (25 mm)		84492
1-1/4 po (32 mm)		84498
1-1/2 po (38 mm)		84493
1-3/4 po (44 mm)		84499
2 po (51 mm)		84494

Champ protecteur convexe

Couleur du sac	Ouverture	N° de produit
Ultra-clair	Jusqu'à 1 po (25 mm) ✂	84794
	Jusqu'à 1-1/2 po (38 mm) ✂	84798
	Jusqu'à 2 po (51 mm) ✂	8479111
	1/2 po (13 mm)	84890
	5/8 po (16 mm)	84891
	3/4 po (19 mm)	84892
	7/8 po (22 mm)	84893
	1 po (25 mm)	84894
	1-1/8 po (29 mm)	84895
	1-1/4 po (32 mm)	84896
	1-3/8 po (35 mm)	84897
	1-1/2 po (38 mm)	84898
	1-3/4 po (44 mm)	84899
Beige	Jusqu'à 1 po (25 mm) ✂	84394
	Jusqu'à 1-1/2 po (38 mm) ✂	84398
	Jusqu'à 2-1/8 po (55 mm) ✂	8439111
	1/2 po (13 mm)	84990
	5/8 po (16 mm)	84991
	3/4 po (19 mm)	84992
	7/8 po (22 mm)	84993
	1 po (25 mm)	84994
	1-1/8 po (29 mm)	84995
	1-1/4 po (32 mm)	84996
	1-3/8 po (35 mm)	84997
	1-1/2 po (38 mm)	84998
	1-3/4 po (44 mm)	84999

Sac d'urostomie deux-pièces **New Image**

- Les anneaux pour ceinture offrent une plus grande sécurité
- Valve de contrôle d'écoulement plus souple pour un plus grand confort
- Chambres multiples intégrées pour un profil plus discret du sac

Couleur du sac	Taille de la collerette	Longueur du sac	N° de produit
Ultra-clair	1-3/4 po (44 mm)	9 po (23 cm)	18922
	2-1/4 po (57 mm)	9 po (23 cm)	18923
	2-3/4 po (70 cm)	9 po (23 cm)	18924
Transparent	1-3/4 po (44 mm)	9 po (23 cm)	18902
	2-1/4 po (57 mm)	9 po (23 cm)	18903
	2-3/4 po (70 cm)	9 po (23 cm)	18904
Beige	1-3/4 po (44 mm)	9 po (23 cm)	18912
	2-1/4 po (57 mm)	9 po (23 cm)	18913
	2-3/4 po (70 cm)	9 po (23 cm)	18914

✂ Champ protecteur à découper



Hollister Limited
95 Mary Street
Aurora, ON
L4G 1G3
1-800-263-7400

www.hollister.com

Le logo Hollister, ComfortWear, Premier et New Image sont des marques déposées de Hollister Incorporated.

© 2016 Hollister Limited.

912084-CA