

Hollister Tip and Sleeve Catheters



VaPro

TouchFreeIntermittentCatheter

Simple. Clean. Independence.

Ring cap

helps keep protective tip clean and protected after package is opened

Protective tip

helps bypass bacteria in the first 15 mm of the distal urethra

Protective sleeve

promotes easy handling while also helping to keep bacteria away

Active Vapour Strip

(inside foil packaging)

Easy-to-open packaging

large finger holes with tear strip to help facilitate easy opening

Self-adhesive tab

allows the packaging to be adhered to a hard surface

Simple insertion and removal

- Ready to use with pure catheter hydration technology
- Designed to be evenly lubricated for easier insertion
- Helps provide ease of insertion and withdrawal with smooth eyelets

Touch Free

- The catheter can be gripped anywhere along the protective sleeve
- The protective tip helps shield the sterile catheter, during insertion and removal, from bacteria located within the first 15 mm of the distal urethra

Description	Length	Product Code	Quantity per box	Suggested Retail Price
14 Fr Straight	8" (20 cm)	72142	30	\$138.00
14 Fr Straight	16" (40 cm)	72144	30	\$138.00
12 Fr Coudé	16" (40 cm)	73124	30	\$249.00
14 Fr Coudé	16" (40 cm)	73144	30	\$249.00
16 Fr Coudé	16" (40 cm)	73164	30	\$249.00



95 Mary Street,
Aurora, ON L4G 1G3
910814-CA

Continence Care
People First

Cathéters avec gaine et embout protecteur Hollister



VaPro

Cathéter intermittent sans contact

Simple. Propre. Indépendance.

Capuchon

garde l'embout protecteur propre et le protège une fois que l'emballage est ouvert

Embout protecteur

évite le contact du cathéter avec les bactéries se trouvant dans les 15 premiers millimètres de l'urètre distal

Gaine protectrice

facilite la manipulation tout en gardant les bactéries à distance

Bande de vapeur active

(à l'intérieur de l'emballage d'aluminium)

Emballage facile à ouvrir

grands orifices pour les doigts avec bande déchirable pour faciliter l'ouverture

Languette auto-adhésive

permet de fixer l'emballage à une surface solide

Insertion et retrait en toute simplicité

- Prêt à l'emploi grâce à la technologie vaprophile
- Lubrifié uniformément pour faciliter l'insertion
- Facilite l'insertion et le retrait grâce à des œillets ultra-doux

Sans contact

- Le cathéter peut être saisi à n'importe quel endroit de la gaine protectrice
- L'embout protecteur permet de protéger la stérilité du cathéter, des bactéries se trouvant dans les 15 premiers millimètres de l'urètre distal, lors de l'insertion

Description	Longueur	Code de produit	Quantité par boîte	Prix de détail suggéré
14 Fr Droit	8" (20 cm)	72142	30	138,00\$
14 Fr Droit	16" (40 cm)	72144	30	138,00\$
12 Fr Coudé	16" (40 cm)	73124	30	249,00\$
14 Fr Coudé	16" (40 cm)	73144	30	249,00\$
16 Fr Coudé	16" (40 cm)	73164	30	249,00\$



95 Mary Street,
Aurora, ON L4G 1G3
910814-CA

Soins d'incontinence

Les gens d'abord